
ESPAÑOL**19/04/1/S CINTURÓN PECHERO CON CIERRE DE SEGURIDAD****20/04/1/S CINTURÓN ABDOMINAL CON CIERRE DE SEGURIDAD****21/04/1/S CINTURÓN PÉLVICO CON CIERRE DE SEGURIDAD****ADVERTENCIAS**

Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra.

Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo. En caso de que se produzca un accidente grave relacionado con el uso del producto, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde esté establecido el usuario y/o el paciente.

DESCRIPCIÓN

Ref. 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Cinturones posturales fabricados en tejido de poliamida hidrófugo e ignífugo de clase 1, con acolchado de espuma de poliuretano ignífuga IM de clase 1 y cintas de polipropileno con cierre de seguridad.

INDICACIONES

Cinturones posturales para mantener la postura de pacientes en silla de ruedas, cómodos y para la prevención de caídas.

PRECAUCIONES DE USO

El dispositivo debe ser aplicado con una tensión adecuada para permitir el funcionamiento correcto. Al ajustar las cintas, debe pasar una mano plana entre el paciente y el dispositivo. Se recomienda vigilar regularmente al paciente y la zona afectada por el cinturón.

Utilizar el dispositivo siempre utilizando una prenda para la protección de la persona.

CONTRAINDICACIONES

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

COMPOSICIÓN

Tejido externo: 92% poliamida 8% poliuretano, ignifugo de clase 1

Acolchado: espuma de poliuretano ignifuga clase 1 IM.

MODALIDAD DE LAVADO



El fabricante no se hace responsable de las variaciones en las características técnicas de la ayuda en caso de incumplimiento de las instrucciones de lavado

DESINFECCIÓN

Utilizar productos con presidio médico quirúrgico.

CONSERVACIÓN

Conservar protegido de fuentes de luz, calor, humedad.

ELIMINACIÓN

Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en materia de protección ambiental y recogida selectiva.

REF	Código producto	MD	Producto sanitario
LOT	Número de lote		Fabricante
CE	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso.
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural
UDI			

NO retire la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

REF 21/04/1/S (GIMA 43175)
 20/04/1/S (GIMA 43176)
 19/04/1/S (GIMA 43177)

Erregi S.a.s.
 Via Adua 40
 21040 Vedano Olona (Va)
 commerciale@erregiausilimedi.it
 www.erregiausilimedi.it
 MADE IN ITALY



M43175-Rev.5-03.25