

GIMA 43196 - 43198

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF KDB-697
KDB-698

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NOMBRE:

Silla Inodoro

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado

USO PREVISTO:

La Silla Inodoro se utiliza para que las personas que padecen una enfermedad, una lesión o una discapacidad puedan defecar, pudiendo utilizarse en el hogar o en el hospital.

OPERADOR

El dispositivo puede ser manejado por el propio usuario, el personal de enfermería o la persona encargada de los cuidados.

POBLACIONES DE PACIENTES

Personas con discapacidades, pacientes y ancianos.

CONTRAINDICACIONES

Supervisar a los niños cuando utilicen la Silla Inodoro.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Levante la placa del asiento, coloque el cubo correctamente en el marco del cubo y luego coloque la placa del asiento para su uso.
2. Después de su uso, cierre la tapa del cubo y retírela del marco del cubo.
3. El peso máximo soportado por el usuario es de 125 kg.

MANTENIMIENTO

1. La superficie del producto no debe ser rayada o arañada por objetos duros con el fin de evitar daños materiales.
2. Para la limpieza y el mantenimiento diarios, aplique un detergente sintético neutro, limpie con un paño húmedo y luego limpie con un paño seco.
3. El personal médico o los usuarios deben limpiar y desinfectar rutinariamente una vez al día, y desinfectar a fondo el inodoro cuando se cambie a los pacientes.
4. Evite el contacto con ácidos y álcalis fuertes para evitar la corrosión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

1. Por favor, coloque la silla inodoro en un lugar seco y ventilado, lejos de la luz solar directa, y evite los productos químicos corrosivos como el aceite, el ácido y el álcali.
2. Debe evitar que la silla inodoro esté expuesta al sol y a la lluvia, además, ésta debe secarse inmediatamente después de cada uso.
3. Se pueden añadir algunos lubricantes de alta calidad a las partes móviles para engrasarlas, lo que es mejor para su uso.
4. Compruebe regularmente la conexión de la silla inodoro para evitar accidentes causados por el aflojamiento y la caída.
5. Compruebe con frecuencia si hay grietas por todas partes en la silla inodoro y otros defectos que afectarán al uso de la silla.
6. Compruebe con frecuencia si el marco y la placa del asiento están firmes.
7. El producto debe colocarse firmemente y no agitarse con fuerza para evitar daños estructurales.
8. No se pare sobre la silla con las patas desmontadas, de lo contrario el producto podría caerse.

ALMACENAMIENTO

La silla de ruedas empacada debe almacenarse en un lugar ventilado y seco, sin gases corrosivos y en una sala bien ventilada y limpia. Evitar la humedad, la luz fuerte y mantenerla alejada de fuentes de calor durante el transporte.

GARANTÍA

El período de garantía de este producto comenzará a partir del día de su compra. Accesorios 90 días. Cuadro principal los 365 días.

ELIMINACIÓN

Las restricciones de eliminación dependen de la contaminación producida durante el uso y están sujetas a la legislación nacional o local.

ETIQUETAS, DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL EMPAQUE:

Símbolo	Introducciones	Símbolo	Introducciones
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Producto sanitario
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de fabricación		Conserve alejado de la luz solar directa
	Número de lote		No estéril
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Código producto
	Consultar las instrucciones de uso		Conservar en un lugar fresco y seco
	Importado por		Identificador unico

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses