


**GIMA 43430**

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.  
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China  
Made in China

**REF** KDB-506

**EC REF** SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA  
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**NOMBRE DEL PRODUCTO**

**Dispositivo de Elevación y Transferencia**

Número de modelo: KDB-506

Capacidad de peso: 125 Kg.

**USO PREVISTO:**

El dispositivo de elevación y transferencia sirve para trasladar a pacientes con parálisis de la parte inferior del cuerpo, molestias en piernas y pies o ancianos desde la cama, la silla de ruedas, el asiento o el inodoro. Este dispositivo alivia en gran medida el trabajo de los cuidadores. Mejora la eficiencia del trabajo de enfermería y reduce el riesgo de enfermería.

**INDICACIONES**

Sólo se utiliza para humanos

**MÉTODOS DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO**

Cuando sea necesario, limpie el dispositivo con agua tibia o alcohol para fricciones y asegúrese de que las ruedas estén libres de suciedad y pelos. No utilice productos de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que pueden dañar los materiales de aluminio y poliamida.

A fin de evitar la posible formación de óxido, preste atención a los siguientes puntos para un mejor mantenimiento y para mejorar su vida útil:

\*Eliminar las sustancias corrosivas como el gel de ducha, champú, etc. cada vez después de su uso.

\*Después de cada uso, coloque el producto en un lugar seco y ventilado.

**PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA**

Por favor, lea y siga las precauciones de seguridad que se enumeran a continuación, lo que podrá hacer que la operación simple y sin problemas.

Lea y comprenda estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

**ADVERTENCIA** - Información de seguridad importante sobre peligros que podrían causar lesiones graves.

**PRECAUCIÓN** - Información para evitar daños en el producto.

**NOTA** - Información a la que debe prestar especial atención.

**ADVERTENCIA**

- \*Planifique SIEMPRE sus operaciones de elevación antes de comenzar.
- \*Realice SIEMPRE la LISTA DE COMPROBACIÓN DIARIA antes de utilizar el dispositivo.
- \*Familiarícese SIEMPRE con los controles y las características de seguridad del dispositivo antes de elevar al paciente.
- \*NO utilice un dispositivo dañado.
- \*Instale SIEMPRE el dispositivo de acuerdo con las instrucciones.
- \*Compruebe SIEMPRE que la carga de trabajo segura del dispositivo es adecuada para el peso del paciente
- \*Siga SIEMPRE las instrucciones del manual del usuario para operar el dispositivo.
- \*Levante SIEMPRE al paciente con las ruedas bloqueadas. Asegúrese de alinear el desplazador con el centro de gravedad correcto.
- \*NO intente mover el dispositivo empujando contra el accionador, el colgador o el paciente.
- \*Mueva SIEMPRE el dispositivo con el asa de empuje.
- \*Mantenga SIEMPRE al paciente en una posición mínimamente cómoda antes del traslado.
- \*NO mueva el dispositivo cargado a una velocidad superior a 3km/h 0,8m/s.
- \*NO mover sobre terreno irregular o rugoso. Especialmente si está montado con un paciente.
- \*NO imponga los controles de seguridad. Todos los controles son fáciles de usar y no requieren una fuerza excesiva.
- \*NO estacione el dispositivo cargado en pendientes.
- \*NO levante al paciente a menos que esté entrenado y capacitado para hacerlo.

**TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

El entorno de transporte y almacenamiento del dispositivo será el siguiente:

- a) Intervalo de temperatura: -20°C~+60°C.
- b) La humedad relativa oscila entre el 30% y el 80%.
- c) La presión atmosférica oscila entre 70kPa y 106kPa.

**ENVASE:**

El paquete es un set en 1 caja de cartón.

**ELIMINACIÓN**

Las restricciones de eliminación dependen de la contaminación producida durante el uso y están sujetas a la legislación nacional o local.

Todos los incidentes graves relacionados con el dispositivo médico suministrado por nosotros deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro donde se encuentre su domicilio.

**ETIQUETAS, EMBALAJES DISEÑO DE LOGOTIPOS:**

| Símbolo | Significado   | Símbolo | Significado                                      |
|---------|---|---------|--|
|         | Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 |         | Dispositivo medico                               |
|         | Fabricante  |         | Representante autorizado en la Comunidad Europea |
|         | Fecha de fabricación  |         | Almacenar lejos de la luz solar                  |
|         | Número de lote  |         | No estéril                                       |

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
|  | Advertencia: Lea y siga atentamente las instrucciones (advertencias) de uso. |  | Código de producto                   |
|  | Lea las instrucciones de uso.  |  | Conservar en un lugar fresco y seco. |
|  | Importado de   |  | Límite de temperatura                |
|  | Límite de humedad  |  | Límite de presión atmosférica        |
|  | Identificador unico  |  |                                      |

**CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.