




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO PER BAMBINI CHILDREN BED LIT D'ENFANT CAMA INFANTIL

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI – INSTRUCTIONS ET MONTAGE
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Gima 43506 - 43507



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Made in China




CX2X



Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INTRODUCCIÓN AL MANUAL

La cama infantil manual es una cama especialmente diseñada para pacientes infantiles hospitalizados u otros que necesitan algún tipo de atención sanitaria.

Nota:


Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalarlo y utilizarlo. Es necesario que todos los usuarios conozcan el manual de uso y todas las precauciones.

- Este manual se aplica a la cama infantil CX2x. Contiene el método de instalación, las instrucciones de funcionamiento y los puntos de comprobación del mantenimiento.
- Los gráficos de este manual son solo para referencia de los usuarios. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.
- Este manual de usuario incluye la descripción, la instrucción, el mantenimiento y los parámetros técnicos del producto.
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
- Cualquier persona que utilice o haga funcionar este producto debe leerlo y cumplirlo.
- Salvo algunas situaciones inesperadas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Modelo: CX2X
- Material: estructura de acero con recubrimiento de polvo y tablero de cabeza y pies de PP
- Usuario previsto: pacientes infantiles
- Funciones de uso frecuente:
dejar el respaldo y dejar la rodilla
- Beneficios clínicos:
sensación de comodidad para los pacientes infantiles, funciones de operación simples y garantía de calidad.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN



Cama infantil	Longitud	mm	1880±10mm
	Anchura		900±10mm
	Altura		1260±10mm
Rango de inclinación	Espalda	/	0-75±5mm
Rango de inclinación	Pierna	/	0-35±5°
Peso	Carga de seguridad	Kg	170

Esta cama no es adecuada para pacientes que pesen menos de 10 kg.

El máximo peso recomendado del paciente es de 145 kg.


La carga de trabajo segura se calcula de la siguiente manera:

Peso máximo del paciente: 145 kg

Colchón: 5kg

Accesorios (incluidas las cargas adjuntas): 20kg

TOTALES: 170kg




1 Instalación del marco de la cama: Coloque la superficie de la cama en el marco de apoyo del cabezal y de los pies, y fíjela con tornillos hexagonales exteriores M8*20 (8 en total)

2 Instalación del chasis: el agujero señalado por la flecha se fija con tornillos hexagonales exteriores M8*85 y tuercas de seguridad M8 (4 en total)

Nota: Después del montaje del paso 1 y del paso 2, compruebe que $AB=CD$ y $CB=AD$, los errores superior e inferior son como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Figura 2



3 Insert gas springs on two sides

Gas spring

Gas spring screw

4 Top Cover


Instalación del resorte de gas y de la barandilla:

1. Fije el resorte de gas al marco de la cama como se muestra en la figura, y fíjelo con 4 tornillos hexagonales exteriores M10*40
2. Inserte ambos extremos de la barandilla en el resorte de gas, y fíjela al marco de la cama de arriba a abajo.

Instalación de la cubierta superior

1. Instale la cubierta superior en las cuatro esquinas

Nota: Al montar el paso 3, el tornillo del resorte de gas no puede bloquearse, y debe reservarse un espacio de 5 ± 1 mm para que el resorte de gas pueda ajustar la posición por sí mismo, véase la figura 2



EXCLUSIÓN DE AVERÍAS

Averías comunes	Posibles razones	Exclusión de métodos
Dificultad para mover toda la cuna	1. La rueda se bloquea sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Cambie la rueda

CUNA PARA BEBÉS DE ACERO INOXIDABLE-MANTENIMIENTO

- Para utilizar la cuna de bebé con seguridad, es necesario realizar inspeccionarla de forma periódica. Se recomienda revisarla cada seis meses para comprobar si las conexiones no están sueltas y si todas las operaciones son normales.
- Cuando el armazón de la cuna de bebé envejece y llega a un cierto tiempo de servicio, la parte metálica de la cuna de bebé y las partes de plástico del armazón pueden ser recicladas.
- Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
- Si el panel se mancha accidentalmente, es conveniente limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la cuna de bebé, ya que esto hará que la superficie de acero inoxidable se oxide.
- Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que pueden dañar las ruedas.
- Está prohibido forzar las ruedas al frenar, porque esto puede dañar el sistema de frenos.
- El desgaste de la superficie de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Es posible que algunos hilos y otras acumulaciones se enrolen alrededor de la rueda; de ser así, retire los tornillos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
- Si se cambia la rueda en función del tiempo de uso y del desgaste, se pueden sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien montados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.
- En caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar regularmente si estos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de una cuna de bebé equipada con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez; de esta forma podrá probar y empujar la cuna y comprobar si el funcionamiento del freno de cada rueda es bueno. Si el funcionamiento del freno falla debido al desgaste o a un daño en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a probar el sistema de frenos.
- Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado, y el freno necesita ser reparado o reemplazado, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o distribuidor autorizado proporcionado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyen los frenos, se debe volver a probar el rendimiento de los frenos de las ruedas.

EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO



- El embalaje de la cuna de bebé se realiza según el contrato o la norma del producto.
- Evite las prisas, las vibraciones violentas y la protección de la luz solar y la lluvia durante el transporte de la cuna de bebé.
- La cuna de bebé de acero inoxidable debe almacenarse:
 - Temperatura ambiente: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.

- b) Humedad relativa: $\leq 85\%$.
- c) Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

Explicación de los símbolos:


















 **¡Nota! Comprueba la ficha que viene con la cama**

 **No utilice el dispositivo en contacto directo con la piel**

Imagen del símbolo	Símbolo descripción
	Gire esta manija para controlar el ángulo de la placa trasera
	Gire esta manija para controlar el ángulo de la placa de la rodilla

SERVICIO POSTVENTA

1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y tiene que presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda proporcionarle un soporte técnico y servicios de mantenimiento precisos y rápidos de manera oportuna.
3. No desmonte usted mismo el dispositivo interno de este producto para evitar daños innecesarios. Si el uso se ve afectado por problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o con nuestro distribuidor autorizado.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto
5. Servicio permanente del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Conservar en un lugar fresco y seco
	Código producto		Consultar las instrucciones de uso		Fabricante
	Fecha de fabricación		Número de lote		Producto sanitario
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Límite de presión atmosférica		Límite de humedad
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Límite de temperatura		Importado por
			Identificador unico		Número de serie

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.