

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF**44452 – 44453 - 44457 - 44458**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



¡ATENCIÓN! Los operadores deben leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

INTRODUCCIÓN

A efectos de el reglamento (UE) 2017/745, el producto entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I.

Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

DESCRIPCIÓN

La Camilla basic de examen está destinada al uso en centros hospitalarios, comunitarios, asilos de ancianos, particularmente adecuado para estudios médicos / clínicas.

La camilla es de dimensiones contenidas; la colchoneta, lavable e ignífuga, está compuesta por dos partes, una parte fija, y otra reclinable en distintas posiciones. Según el modelo, la estructura puede ser pintada o cromada.

- Estructura cromada o pintada, compuesta de patas, bastidor y alzacabeza.
- Colchoneta revestida con tejido lavable e ignífugo.
- A pedido: porta sábanas.

COMPONENTES

- N. 2 Patas
- N. 1 transversal con alza respaldo ▲
- N. 3 transversales cortos sin orificios ☆
- N. 2 transversales cortos con orificios ●
- N. 1 transversal largo ◆
- Acolchado respaldo
- Acolchado asiento

Bolsa con material de montaje

- N. 16 tornillos TBE 8 x 50
- N. 18 arandelas M8
- N. 6 tornillos Panervit TPS 4,5 x 45 (para fijar el colchón al armazón)
- Allen 5mm


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

La camilla se entrega completamente desmontada.

Prestar atención a usar los transversales correctos siguiendo la simbología indicada

- 1. Tomar las patas de la camilla y ensamblarlas con los n.5 transversales por medio de los tornillos y relativas arandelas.*
- 2. Tomar el transversal largo y fijarlo a los dos transversales perforados que han sido anteriormente fijados a las patas.*
- 3. Fijar a la estructura también el transversal con la barra del alzacabeza antes montado al acolchado del respaldo por medio del tornillo hexagonal y su tuerca.*

4. Por último, fijar con los tornillos los acolchados al bastidor.



FICHA TÉCNICA

Medidas	191 x 62 x 73 cm
Peso	27,50 kg
Capacidad máxima	120 kg

ADVERTENCIAS DE USO

- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.
- Cuando se regula la altura de la camilla y del respaldo comprobar que nadie introduzca las manos, piernas u otro en el interior del área de desplazamiento: ¡RIESGO DE APLASTAMIENTO!
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no están frenadas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA








- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoníaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

INDICACIONES DE LIMPIEZA PARA EL TEJIDO:

Limpie con un paño humedecido y enjabonado, y enjuagar con agua limpia.

No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar.

Atención: En general los colores claros de las pieles falsas no pueden ser puestos en contacto con ropa con colorantes no fijados (ej. vaqueros y derivados) para evitar manchas o aureolas que no se puedan limpiar.

	Conservar al amparo de la luz solar		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Conservar en un lugar fresco y seco
	Código producto		Consultar las instrucciones de uso		Fabricante
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Número de lote		Producto sanitario
	Identificador de dispositivo único		Fecha de fabricación		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.