

STATIVWAAGE 7730/7731

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ⓜ GB USER MANUAL
- Ⓜ FR MODE D'EMPLOI
- Ⓜ IT ISTRUZIONI D'USO
- Ⓜ NL GEBRUIKSAANWIJZING
- Ⓜ DK BETJENINGSVEJLEDNING
- Ⓜ SE BRUKSANVISNING
- Ⓜ ES INSTRUCCIONES DE USO
- Ⓜ FI KÄYTTÖOHJE
- Ⓜ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Ⓜ CZ NÁVOD K OBSLUZE
- Ⓜ NO BRUKSANVISNING
- Ⓜ TR KULLANIM KILAVUZU
- Ⓜ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓜ GR Οδηγίες χρήσης



Käyttöönotto

Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle. Säädä tukijalat ja kohdista vaaka tasaimen mukaan vaakasuoraan asentoon.

Työnnä pisteverkko-osan johto tason takaosaan, jotta vaa'an voi yhdistää sähköverkkoon.

Punnitseminen

Asetu vain yksinkertaisesti vaa'alle (päällekytkentää tai näpätystä ei tarvita).

Pituuden mittaus BMI-näytöllä

Käännä pituusmitta varovasti ulos ja työnnä sitä ylöspäin. Aseta sitten pääosa potilaan päälle.

Näyttöön ilmestyvät pituus senttimetreinä ja sen jälkeen automaattisesti painoindeksi (BMI).

Taaraus

Näytön takapuolella olevalla toimintapainikkeella vaaka voidaan taarata. Paina painiketta, näyttöön ilmestyy »0,0 kg« ja vaaka on sen jälkeen valmi punnitukseen.

Aikuinen/lapsi-toiminto

- Aikuinen asetuu ensin vaa'alle.
> näyttö esim. »47,6 kg«
- Sen jälkeen aikuinen painaa toimintapainiketta. > näyttö palautuu lukemaan »0,0 kg«
- Aikuinen voi poistua vaa'alta... > näyttö »-47,6 kg«
- ...ja asettua uudelleen vaa'alle yhdessä lapsen kanssa.
> näytössä näkyy lapsen paino, esim. »5,1 kg«

Kun molemmat poistuvat taas vaa'alta, näytössä näkyy esimerkiksi »-47,6 kg«. Toimintapainikkeella vaa'an voi taas palauttaa lukemaan »0,0 kg«. Vaaka ei palaudu automaattisesti lukemaan »0,0 kg«, jotta useampia tarauksia voidaan suorittaa peräjälkeen.

Poiskytkentä

Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on ollut n. 15 sekuntia lukemassa »0,0 kg«. Vaa'an kytkemiseksi täysin irti verkkovirrasta on verkko-osa irrotettava vaa'asta tai pisteke vedettävä irti pistorasiasta.

Tarkistusmittari

EOO 1 Tarkistusmittarin lukema osoittaa, miten monta kertaa vaaka on kalibroitu. Tallennetun mittarin lukeman täytyy vastata tarkistusmittarin kilvessä liimamerkillä varmistettua tarkistusmittarilukemaa.

Tarkistusmittarin lukeman näyttö

Tarkistusmittarin lukema tulee näyttöön 2 sekunnin ajaksi, kun verkkopistokeosa yhdistetään paikoilleen.

Huoltoliitäntä

Saa käyttää vain standardin EN 60601-1 mukaisten lääkinällisten laitteiden huoltotarkoituksiin.

Vaihtoehtoisesti: USB-liitäntä

Virheilmoitukset

Err5

Nollaus

- vaaka ei pysähdy > tarkasta alustan tukevuus
- > ota yhteys huoltoon

Err6

Taaraus ei mahdollista

- vaaka ei pysähdy > seisoo hiljaa
- negatiivinen painolukema
- > katkaise virransyöttö hetkeksi

8

Ylikuormitus (tasolla on yli 250 kg)

- > poista tasolta paino

Alp

Alipaino

- > ota yhteys huoltoon

8


Päällekytkettäessä vaaka ei ole nollassa

- > poista paino vaa'alta > käynnistä uudelleen > ota yhteys huoltoon

Err77

Pituusmitta ei ole vertailuasennossa päällekytkettäessä

- > taita pituusmitta päällekytkettäessä täysin kokoon ja työnnä se sisään



	←→1	←→2	
Max	150kg	250kg	0118
Min	1kg	2kg	
e=	50g	100g	10°C / 40°C
SNR	7730/10-0001		
	TCM 128/10-4760	M	CE 10
			0122
SOEHNLE			
PROFESSIONAL			

Deutsch

- ←→ Wägebereiche
- Max** Höchstlast des Wägebereichs
- Min** Mindestlast
- e=** Eichwert (Ziffernschritt)
- SNR** Seriennummer
- III** Nr. der EG-Zulassung
- 0118** Amtl. Nr. Medizin
- M** Zeichen für EG-Eichung
- 10°C / 40°C** Temperaturgrenzen
- CE 10** EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE10)
- 0122** Amtl. Nr. Waagen

Francias

- ←→ Portée
- Max** Charge maximale de la portée
- Min** Charge minimale
- e=** valeur d'étalonnage (échelon numérique)
- SNR** Numéro de série
- III** N° de l'homologation CE
- 0118** N° d'autor. médicale
- M** Marque d'étalonnage CE
- 10 °C / 40 °C** Limites de température
- CE 10** Sigle de conformité CE avec année d'application, simultanément début de la validité de l'étalonnage (p. ex. CE10)
- 0122** N° d'homolog. Balances

English

- ←→ Weighing ranges
- Max** Maximum load for weighing range
- Min** Minimum load
- e=** Calibration value (resolution)
- SNR** Serial number
- III** EC certification no.
- 0118** Medical registr. no.
- M** EC calibration mark
- 10°C / 40°C** Temperature limits
- CE 10** EC conformity mark with year of application, simultaneous start of calibration validity (e.g. CE10)
- 0122** Balances registr. no.

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Manfred-von-Ardenne-Allee 12
DE-71522 Backnang

Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0
Telefax +49 (0) 71 91 / 34 53-211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com

SCALES, SYSTEM SOLUTIONS AND SPECIAL DEVELOPMENTS

All rights reserved. © Soehnle Professional GmbH & Co. KG. Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung von Soehnle Professional GmbH & Co. KG ist untersagt. Technische Änderungen vorbehalten