



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

SUOMALAINEN

JOHDANTO

Orkidometriä käytetään kivesten koon suuntaa antavaan määrittämiseen. Siihen kuuluu nauha, johon on pujotettu kaksitoista numeroitua puuhelmeä. Helmet ovat kasvavassa järjestyksessä, ja niiden koko on 1–25 mm. Kivesten koon ja muiden seksuaalisen kypsytyden merkkien välinen epäyhteneväisyys voi olla merkki sairauksista. Mahdolliset epäyhteneväisyydet kannattaa tarkistaa myös muilla välineillä oikean diagnoosin määrittämiseksi.

SYMBOLIT

	Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti
	Eränumero
	Tuotekoodi

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ORKIDOMETRIN KÄYTTÖÄ:

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista orkidometrin pinta puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä, joka on kostutettu hieman desinfiointiaineella.

ORKIDOMETRIN KÄYTTÖOHJEET

Vertaa orkidometrin helmiä kivesten alueeseen seksuaalisen kypsytyden tason määrittämiseksi. Lue, mikä helminumero vastaa parhaiten kiveksen koota.

Helmessä oleva numero	Seksuaalisen kypsytyden taso
1~3	Lapsuus
4~6	Esipuberteetti
8, 10	Puberteetti
12, 15	Edistynyt puberteetti
20, 25	Aikuinen

Tuote ei ole lääkinällinen laite.

A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

