



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Käyttöopas SS03N(42*63)S

TÄRKEÄÄ TIETOA! SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten.

Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet.

Tämä käyttöopas kuuluu tälle laitteelle. Se sisältää tärkeää tietoa käynnistyksestä ja käytöstä.

Lue käyttöopas huolella. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai laitteen vaurioitumiseen.



VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa käyttäjän tapaturman välttämiseksi.



VAROVAISUUTTA

Näitä huomioita tulee noudattaa laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.



HUOMIO

Nämä huomiot antavat sinulle hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely



Älä puhko lämpötyynyä!



Älä käytä lämpötyynyä, kun se on taitettuna!



Hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää tuotetta!



Käytä lämpötyynyä vain sisätiloissa!



Konepesu, 30 °C!



Ei saa kloorata!



Älä kuivaa lämpötyynyä kuivausrummussa! Tyynynpäällistä ei saa laittaa kuivaimeen!



Älä silitä lämpötyynyä! Voit silitää tyynynpäällisen alhaisessa lämpötilassa!



Ei saa kuivapestä!

TURVALLISUUSTIETOA

- Tutki laite säännöllisesti kulumien tai vaurioiden varalta. Jos kyseisiä merkkejä on, jos laitetta on käytetty väärin tai se ei toimi, palauta se toimittajalle ennen kuin laitat sen uudelleen päälle.
- Ennen laitteen liittämistä teholahteeseen varmistaa, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite soveltuu verkkojännitteeseen.
- Älä taita tai rypistä lämpöpehmustetta käytön aikana.
- Älä puhko tyynyä äläkä laita nuppineuloja tai muita pistäviä tai teräviä esineitä siihen.
- Älä käytä laitetta lapsiin tai henkilöihin, jotka ovat vammaisia, nukkuvat tai eivät tunne kuumuutta (nämä henkilöt eivät kykene reagoimaan ylikuumenemistapauksessa).
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, sillä he eivät kykene reagoimaan ylikuumenemisen tapauksessa.
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Älä koskaan käytä pehmustetta ilman valvontaa.
- Laitetta saavat käyttää 3–8-vuotiaat lapset, mikäli heitä valvotaan ja mikäli säädin on aina asetettuna pienimpään lämpötilaan.
- Laitteen johto ja ohjausyksikkö voivat johtaa takertumisen, kuristumisen, kaatumisen tai tallomisen vaaraan, ellei niitä asetella oikein. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki ylimääräiset siteet ja sähköjohdot on asetettu turvallisesti.
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää sairaaloissa.

- Älä nukahda lämpöpehmusteen käytön aikana.
- Lämpötyynyn pidentynyt käyttö korkeassa asetuksessa voi johtaa ihon palovammoihin.
- Älä peitä pehmustetta millään muilla tyynyillä. Ohjauskytkintä ei saa peittää tai asettaa pehmusteen päälle tai alle yksikön toimiessa.
- Älä istu lämpöpehmusteen päälle. Aseta pehmuste sen sijaan käsiteltävän kehonosan päälle tai sitä vasten. Käyttötarkoituksena on vain selän ja niskan käsittely.
- Älä koskaan koske veteen pudonneeseen lämpöpehmusteeseen. Kytke yksikkö irti verkkovirrasta välittömästi.
- Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.
- Älä koskaan kannaa, vedä tai käännä lämpöpehmustetta virtajohdosta äläkä päästä johtoa sotkeutumaan.
- Älä käytä märkää lämpöpehmustetta ja käytä sitä vain kuivassa tilassa (ei kylpyhuoneessa tai vastaavissa ympäristöissä).
- Ohjaimia ja johtoja ei saa altistaa minkäänlaiselle kosteudelle.
- Jos vika ilmenee, älä yritä korjata yksikköä itse. Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu ja erikoistunut jälleenmyyjä tai muu soveltuvasti pätevä henkilökunta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, tämän huoltoedustaja tai vastaavasti pätevät henkilöt saavat vaihtaa sen vaarojen välttämiseksi.
- Vaurioitunut virtajohto tulee vaihtaa samantyyppiseen virtajohtoon.
- Lämpöpehmustetta saa käyttää vain mukana toimitetun säätimen kanssa (SS03).
- Kun varastoit lämpöpehmusteen, anna sen jäähtyä ennen kuin taitat sen.
- Jos sinulla on terveyttä koskevia huolenaiheita, käänny lääkärisi puoleen ennen lämpöpehmusteen käyttöä.
- Älä käytä lämpöpehmustetta turvonneissa, vaurioituneissa tai tulehtuneissa kehonosissa.
- Jos sinulla on jatkuvaa kipua lihaksissa ja nivelissä, kerro siitä lääkärillesi. Jatkuva kipu voi kieliä vakavasta sairaudesta.
- Jos tunnet kipua tai epämiellyttävää tunnetta yksikön käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Älä rypistä laitetta asettamalla sen päälle esineitä varastoinnin ajaksi
- Älä käytä märkänä
- Jos laitetta käytetään pitkään esimerkiksi siinä tapauksessa, että käyttäjä nukahtaa, ohjaimet tulee asettaa asentoon 1.

KÄYTTÖ

Kytke yksikkö verkkovirtaan ja siirrä liukusäädin asennosta 0 asentoon 1. Virran LED-valo syttyy. Muutaman minuutin kuluessa tunnet pehmusteen lämpenevän huomattavasti. Jos tarvitset korkeampaa lämpötila-asetusta, käännä kytkin seuraavaan asentoon 2 tai enimmäislämpöasetukseen, asentoon 6. Jos pehmuste on sinulle liian kuuma, siirrä liukusäädin takaisin asentoon 2 tai 1. Vähän ajan päästä se jäähtyy huomattavasti. Kytke yksikkö pois päältä kääntämällä kytkin takaisin asentoon 0. Virran LED-valo sammuu osoittaen näin, että yksikkö on sammutettu. Kytke yksikkö irti verkkovirrasta. Lämpöpehmusta sammuu automaattisesti noin 90 minuuttia kestäneen jatkuvan käytön jälkeen. Laittaaksesi sen uudelleen päällä liikuta säädin asenton 0 ja sitten takaisin haluamaasi lämpöasetukseen. Kytke yksikkö irti verkkovirrasta, kun et enää käytä sitä

PUHDISTUS JA HUOLTO

Lämpöpehmuste

- Ennen pehmusteen puhdistusta kytke se irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä vähintään kymmenen minuutin ajan.
- Lämpöpehmuste on varustettu irrotettavalla johdolla. Irrota pistoke ja poista johto lämpöpehmusteesta.
- Lämpöpehmuste voidaan pestä koneessa 30°:een hienopesussa tai varoen käsin. Paras tapa tehdä tämä on laittaa lämpöpehmuste likoamaan haaleaan veteen, jossa on hieman miettoa pesuainetta, ja puristaa vesi sitten varoen pois.
- Huuhtelee lämpöpehmuste monta kertaa kaiken pesuaineen poistamiseksi.
- Säilytä yksikköä puhtaassa ja kuivassa paikassa tasaisena ilman, että sitä peittäisi tai sen päällä olisi mitään.
- Käytä laitetta vasta kun se on kokonaan kuiva.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.