

FI - GIMA BRUSH: Harja solunäytteenottoon kohdunkaulakanavan limakalvolta

Harjan harjakset ovat nailonisia, ja ne on kiinnitetty metallipunokseen. Harja on asennettu muoviseen varteen.

Se on tarkoitettu solunäytteiden ottamiseen kohdunkaulakanavan limakalvolta, laitetta saa käyttää ainoastaan pätevä henkilökunta, joka on koulutettu ja jolla on valtuutus ottaa näyte Papa-testiä varten. Ei saa altistaa lämmönlähteille. Poista laite pakkauksesta vasta hetkeä ennen käyttöä, tarkista laitteen eheys silmämääräisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖTARKOITUS: GIMA BRUSHin avulla otetaan irtosolujanäytteitä kohdunkaulakanavan limakalvolta

KÄYTTÖAIHEET: myös stenoottiselle kohdunkaulakanavalle

VASTA-AIHEET: ei tule käyttää raskauden aikana

KÄYTTÖTAVAT: Taita täyhystin vaginaan kohdunkaulan näkemiseksi. Ota Gimabrush pois pakkauksesta ja pitele sitä varresta. Tarkista laitteen eheys silmämääräisesti ja laita se sitten hitaasti kohdunkaulakanavaan. Pyöritä sitä kokonaisen kierroksen verran ja ota se ulos varoen. Vedä ja pyörittele harjaksia monta kertaa lasin päällä.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF

EBR2 S01

CE 0476

STERILE EO



MP 2005 002 rev08 del 07/21