

Disposable Nasal Speculum

INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

R_x ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Bionix LLC
1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421
Fax: +1 800.455.5678
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,
Importador, Importateur,
Εισαγωγέας, Importeur,
Maahantuojaja, Importatore:**



MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537 | United States
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678
Email: bionix@bionix.com
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

SUOMALAINEN (FINNISH)

KERTAKÄYTTÖINEN NENÄTÄHYSTIN - KÄYTTÖOHJEET

Käyttötarkoitus: Kertakäyttöisen nenätähystimen käyttötarkoituksena on mahdollistaa nenän etuosan suora tutkimus.

Käyttöaiheet: Kertakäyttöinen nenätähystin on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi diagnosointiin, vieraiden esineiden poistoon ja nenän tamponaatioon kaikille potilasryhmille.

Ohjeet:

Kertakäyttöistä nenätähystintä voi käyttää mukavasti yhdellä kädellä. Aseta potilas siten, että kunnollinen pääsy ja riittävä valaistus varmistetaan. Työnnä kertakäyttöisen nenätähystimen kärki varovasti potilaan nenäonteloon siten, että siivet ovat ”kiinni”-asennossa. Purista kahvaa hitaasti kertakäyttöisen nenätähystimen siipien levittämiseksi ja nenäontelon avaamiseksi. Lopeta, kun riittävä avaaminen on saavutettu.

⚠ VAROITUS: Lopeta kertakäyttöisen nenätähystimen käyttö, jos potilas kokee kipua tai vammoja nenässä tai nenän limakalvoilla.

⚠ VAROITUS: ristikontaminaation riski. Älä käytä uudelleen kertakäyttöistä nenätähystintä, koska uudelleenkäyttö voi aiheuttaa kontaminaation leviämisen potilaasta toiseen.


Lääkinnällisten laitteiden ilmoitukset: ilmoitus käyttäjille ja/tai potilaille EU:ssa: kaikki laitteeseen liittyvät vakavat poikkeamat tulee ilmoittaa valmistajalle ja käyttäjän ja/tai potilaan kotipaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kliiniset hyödyt: ilmoitettu käyttötarkoituksessa.

Vasta-aiheet: kertakäyttöisen nenätähystimen käytölle ei ole ehdottomia vasta-aiheita.

Jäännösriski: Tämän tuotteen käyttöön liittyvä riski on pienennetty mahdollisimman pieneksi, mutta tuote ei silti pysty täysin poistamaan mahdollista potilaalle tai käyttäjälle seuraavista tekijöistä aiheutuvaa haittaa:

- mekaanisten vaarojen aiheuttama haitta
- väärinkäytön tai käyttövirheen aiheuttama haitta
- ennakoimattomasta syystä aiheutuva haitta

	Lääkinnällinen laite		Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
	Valmistaja		Ei saa käyttää uudelleen Kertakäyttöinen laite
	Valmistuspäivä		Yhdelle potilaalle moneen käyttökertaan
	Viimeinen käyttöpäivä		Perehdy käyttöohjeisiin (IFU)
	Eräkoodi		Varoitus
	Uudelleentilausnumero		Vaara
	Sarjanumero		Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Steriloitu säteilyllä		Euroopan vaatimustenmukaisuus
	Ei saa steriloida uudelleen		Vain reseptillä tai "Terveystuotteen ammattihenkilön käyttöön tai määräyksestä"
	Steriloimaton		Lämpötilaraja