

FI - KERTAKÄYTTÖ VIRUS- JA BAKTEERISUODATTIMET OHJEET

KÄYTTÖTARKOITUS: Suunniteltu suojelemaan potilaita infektioilta ja laitteiden aiheuttamalta kontaminaatiolta, tarjoaa korkeatasoisen suojan bakteereja ja viruksia vastaan erittäin alhaisella resistenssitasolla varmistaakseen diagnostisen tuloksen tarkkuuden. Suodatinta tulee käyttää vain ehjälle, puhtaalle ja terveelle iholle.

TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT: Tunnistustiedot (koodi, erä ja valmistuspäivä) on ilmoitettu laatikossa olevassa etiketissä.

KÄYTTÖ:

- Vedä suodatin ulos ja tarkista, että sekä laite että suodatinmateriaali ovat ehjät. Muussa tapauksessa hävitä se ja jatka toisella laitteella.
- Aseta suodatin laitteen anturiin ilman työntövoimaa noudattaen aina laitteen valmistajan ohjeita.
- Aseta suukappale oikealle puolelle.
- Älä koskaan käytä suodatinta ja suukappaletta uudelleen muiden potilaiden käyttöön ristikontaminaation välttämiseksi.
- Tämä laite ei ole steriloitavissa.
- Käytä vain hoitohenkilökunnan avustuksella.
- Tätä laitetta ei voi käyttää vastasyntyneiden tarkoituksiin.

HÄVITTÄMINEN JA TURVALLISUUS: Käytön jälkeen tuote tulee hävittää normaaleissa myrkyttömässä kiinteän jätteen säiliöissä tai yleisiin sairaalajätteisiin.

VASTA-AIHEET: Kokemuksen ja erilaisten analyysien tulosten perusteella tuotteen asianmukaisella käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia.

HUOMIOITAVAA: Pakkaus yksittäiseen kuumasaumattuihin kirjekuoriin (yksikääre) takaa bakteerien puuttumisen, mitä valvotaan säännöllisesti valmistajan laatujärjestelmän mukaisesti..

FT02_AII.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl

Via Staffora 18/9

20073 Opera ITALIA

www.lumed.com

tel +39 (0)2 57606750