

FINLANDESE
Tiivistetty instrumenttien puhdistusaine, sisältää proteolyttisiä entsyymejä
Ominaisuudet GERMOCID ENZIMATICO on proteolyttinen entsyymaattinen puhdistusaine, joka on tarkoitettu lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten instrumenttien puhdistukseen ja pesuun. Vaikuttaa tehokkaasti orgaanisiin jäämiin, myös kuivuneisiin, sekä pinttyneeseen likaan: voidaan käyttää lasi-, muovi- ja metallimateriaaleilla. AMMATTIKÄYTTÖÖN, soveltuu käsinpesuun sekä ultraäänilaitteissa käytettäväksi.
Käyttö: Laimenna GERMOCID ENZIMATICO pitoisuuteen 0,6–10 % litraa haaleaa vesijohtovettä kohti ja sekoita huolellisesti. Ennen instrumenttien upottamista valmistettuun liuokseen suositellaan niiden esidesinfointia sopivalla tuotteella, jonka jälkeen ne huuhdellaan kylmällä vedellä ja upotetaan GERMOCID ENZIMATICO -liuokseen 10 minuutiksi. Kuivuneiden jäämien tai pinttyneen lian esiintyessä pidennä liotusaika yhteen tuntiin ja käytä tarvittaessa harjaa.
Koostumus: Ionittomat tensidit 15–30 %; Anioniset tensidit 5–15 %; Entsyymit; Hajuste (Limonene, Citral), Säilöntäaine (Bentsisotiatsolinoni).
Varoituksia: H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. EUH208 Sisältää: CITRALIA. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvojensuojainta. P305-P351-P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelemista. P310 Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää: Rasva-alkoholialkoksylaatti, polymeeriä. Ammattikäyttöön. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä. Avauksen jälkeen, jos säilytetään oikein, tuote säilyy etiketissä ilmoitetun ajan.
Puhdistusaine EY-asetuksen N:o 648/2004 mukainen
Voimassaolo: 3 vuotta
Erä ja viimeinen käyttöpäivä: katso pakkauksesta
CE-MERKITTY LÄÄKINTÄLAITE

Valmistaja:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Puh. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY