

FINLANDESE

Kylmästerilointiaine invasiivisille lääkintälaitteille peretikkahappojauhe

Ominaisuudet

GERMOCID POLVERE sisältää peretikkahapon esiasteen, joka aktivoituu, kun jauhe liuotetaan haaleaan veteen; se liukenee täysin ilman pohjalle jääviä jäämiä tai pintavaahtoa. Neste on aluksi sinertävää ja muuttuu värittömäksi noin viidentoista minuutin kuluttua – aika, joka tarvitaan vaikuttavan aineen (peretikkahapon) kehittymiseen ja käyttövalmiin liuoksen muodostumiseen, jolla on korkea mikrobisidinen teho.

GERMOCID POLVERE voidaan käyttää invasiivisten lääkintälaitteiden kylmästerilointiin, dekontaminointiin, desinfiointiin ja sporisidiseen käsittelyyn sairaaloissa, lääkärin- ja hammaslääkärin vastaanotoilla. Tuotetta voidaan käyttää myös kauneudenhoitoalalla ei-invasiivisille laitteille. GERMOCID POLVERE on tehokas myös dekontaminointiin, desinfiointiin ja nopeaan kylmästerilointiin lämpöherkille materiaaleille, kuten endoskoopeille, optisille kuiduille, antureille jne. Täydellinen yhteensopivuus eri komponenttien kanssa mahdollistaa GERMOCID POLVERE käytön myös endoskooppien pesukoneissa. Käytön jälkeen liuokset voidaan hävittää vaarattomana jätteenä.

Käyttö: Liuksen valmistus upotusta varten: Valmistele tarvittava määrä haaleaa vettä asianmukaiseen astiaan ja varmista, että lämpötila on noin 35 °C jauheen liukenemisen helpottamiseksi; lisää käyttötarkoituksen mukainen annos jauhetta; sekoita, kunnes saat kirkkaan sinertävän liuksen; odota 15 minuuttia ennen liuksen käyttöä.

Dekontaminointi/Desinfiointi: käytä 8 g jauhetta litraa vettä kohti ja upota instrumentit liukseen 10 minuutiksi; jos orgaanisia jäämiä on edelleen, pese välineet sopivalla puhdistusaineella; upotuksen jälkeen poista instrumentit ja huuhtelee; tässä käyttötarkoituksessa liuos säilyy aktiivisena enintään 7 päivää valmistuksesta (riippuen käsiteltyjen instrumenttien määrästä). Sporisidinen vaikutus: käytä 8 g jauhetta litraa vettä kohti ja upota instrumentit liukseen 10 minuutiksi; tässä käyttötarkoituksessa liuos säilyy aktiivisena enintään 24 tuntia valmistuksesta. Korkean tason desinfiointi/Kylmästerilointi: käytä 16 g jauhetta litraa vettä kohti ja upota instrumentit liukseen 10 minuutiksi; upotuksen jälkeen poista instrumentit ja huuhtelee steriilillä vedellä; kuivaa ja säilytä aseptisesti; tässä käyttötarkoituksessa liuos säilyy aktiivisena enintään 24 tuntia valmistuksesta.

Koostumus: 100 grammaa tuotetta sisältää: Tetrasetyylietylenidiamiinia 25,00 g; Natriumperkarbonaattia 42,00 g; apuaineita q.s. 100,00 g:aan.

Varoituksia: H302 Haitallinen nieltynä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. P280 Käytä silmien ja kasvojen suojainta. P305-P351-P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelemista. P310 Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. Sisältää: NATRIUMPERCARBONAATTIA. Älä käytä alumiini- tai nikkelseoksista valmistetuille instrumenteille. Noudata käyttöohjeita. Älä käytä metallisia astioita. Ammattikäyttöön.

Yhteensopivuus materiaalien kanssa: GERMOCID POLVERE on erittäin yhteensopiva useimpien materiaalien kanssa, joista sairaala- ja terveydenhuollon laitteet on valmistettu. GERMOCID POLVERE ja lääkintälaitteiden yhteensopivuustutkimuksissa ei ole havaittu laitteen hajoamista, kun GERMOCID POLVERE on käytetty suositelluissa käyttöolosuhteissa.

Käyttökelpoisuus ja säilytys: Tuotteen käyttökelpoisuusaika on 2 vuotta valmistuspäivästä, ja se on säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Jos pakkaus avataan ja suljetaan oikein jokaisen annostelun jälkeen eikä jäljelle jäänyt sisältö ole saastunut aineilla ja/tai ulkoisilla tekijöillä, valmiste säilyy käyttökelpoisena tuotteen loppuun saakka. Tuote on herkkä kosteudelle. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä. Älä käytä vaurioituneita pakkauksia.

Erä ja viimeinen käyttöpäivä: katso pakkauksesta

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE CE 0546 Eurooppalainen direktiivi 93/42/ETY

Valmistaja:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Puh. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
MADE IN ITALY

Varoitukset voivat muuttua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen päivitysten myötä