

FINLANDESE

Tiivistetty desinfiointiaine ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille, puhdistava vaikutus

Ominaisuudet

GERMOCID INODORE on tiivistetty liuos, jolla on nopea ja tehokas puhdistava ja desinfiointivaikutus. Se tehoaa Gram-positiivisiin ja Gram-negatiivisiin bakteereihin, sieniin, mykobakteereihin ja viruksiin (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE on erityistuote pintojen ja ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden, kuten kasvonsuojainten ja hammashoitoyksiköiden, puhdistukseen ja desinfiointiin sekä erilaisten laitteiden/esineiden, kuten työpöytien, käsinojien ja kahvojen, käsittelyyn lääkäri- ja hammaslääkäriasemilla. Sen korkea teho ja nopeus sekä pesu- että desinfiointiaineena orgaanisen materiaalin ,(veri, sylki, orgaaniset eritteet) läsnä ollessa mahdollistavat sen käytön kaikissa hammaslääketieteellisissä ja muissa instrumenteissa. Lianpoisto ei vaadi mekaanista käsittelyä.

Käyttö: Käytä tuotetta laimennettuna 5-10 % 15 min. kosketuksen ajan bakteerien torjuntaan, 10 % 15 min. kosketuksen ajan sienitautien torjuntaan, 10 % 60 min. kosketuksen ajan mykobakteerien torjuntaan, 1 % 60 min. kosketuksen ajan viruksentorjuntaan Adenovirusta vastaan, 15 % 60 min. kosketuksen ajan viruksentorjuntaan HIV:tä, HVC:tä ja HBV:tä vastaan. Levitetään sienillä, rätillä, ruiskulla, käsikäyttöisillä tai mekaanisilla pumpuilla tai millä tahansa muulla tavalla seinille ja pestäville pinnoille. Anna vaikuttaa ja huuhtelee. Laimennettu liuos säilyy viikon ajan, jos sitä käytetään oikein ja ilman ulkoisten aineiden ja/tai tekijöiden aiheuttamaa saastumista.

Koostumus: 100,0 g valmistetta sisältää: Bentsalkoniumkloridia 10,0 g; O-fenyyllifenolia 1,0 g; apuaineita; puhdistettua vettä q.s. 100,0 g:aan.

Varoituksia: H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P260 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvojensuojainta. P303-P361-P353 JOS TUOTETTA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtelee iho tai käy suihkussa. P305-P351-P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelemista. P310 Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. Sisältää: Kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä. Ravistele ennen käyttöä. Tuote ei ole yhteensopiva anionisten puhdistusaineiden ja tensidien kanssa. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä. Avauksen jälkeen jos säilytetään oikein, tuote säilyy etiketissä ilmoitetun ajan. Älä käytä vaurioituneita pakkauksia. Ammattikäyttöön.

Puhdistusaine asetuksen (EY) 648/2004 mukainen

Voimassaolo: 5 vuotta

Erä ja viimeinen käyttöpäivä: katso pakkauksesta

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE CE 0546 Eurooppalainen direktiivi 93/42/ETY

Valmistaja:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Puh. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Varoitukset voivat muuttua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen päivitysten myötä