

## FINLANDESE

Alkoholipohjainen desinfioiva puhdistusaine ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille  
Käyttövalmis

### Ominaisuudet

GERMOCID BASIC on klooriheksidiinidiglukonaattiin ja SAQ:hen perustuva käyttövalmis hydroalkoholiliuos, jolla on laaja vaikutusalue pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden, biolääketieteellisten laitteiden ja hammashoitoyksiköiden suurten tai vaikeapääsyisten pintojen (kasvomaskit, pöytätasot, käsinohjat, niskatuet jne.) nopeaan ja tehokkaaseen desinfiointiin. GERMOCID BASIC ei vaadi laimennusta, ja se antaa nopean ja pitkäkestoisen suojan viruksia (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), bakteereja (Gram-positiiviset ja Gram-negatiiviset), mykobakteereja (mukaan lukien Mycobacterium tuberculosis) ja sieniä (hiivat ja homeet) vastaan. Toimii myös orgaanisen materiaalin (veri, sylki, orgaaniset eritteet) läsnä ollessa. Tuote haihtuu nopeasti. Lääkinnällisten laitteiden tai biolääketieteellisten laitteiden valmistusmateriaaleissa ei havaittu syövyttäviä vaikutuksia. Suositellaan välttämään käyttöä materiaaleilla, jotka vahingoittuvat alkoholista.

Käyttö: Ravistele ennen käyttöä. Suihkuta GERMOCID BASIC suoraan käsiteltäville pinnoille ja kohteille. Anna vaikuttaa ja pyyhi sitten liinalla tai kertakäyttöpaperilla. GERMOCID BASIC tehoaa viiden minuutin kuluessa kosketuksesta Gram-positiivisiin ja Gram-negatiivisiin bakteereihin, sieniin (hiivat ja homeet) ja viruksiin (mukaan lukien HIV, HBV, HCV); mykobakteereihin (mukaan lukien tuberkuloosi) 60 minuutin kuluessa.

### Koostumus:

100,0 g valmistetta sisältää:

Klooriheksidiinidiglukonaattia 0,1 g;

Bentsalkoniumkloridia 0,1 g;

Etyylialkoholia 45,0 g;

Isopropanoliaalkoholia 15,0 g;

apuaaineita;

puhdistettua vettä g c 100,0 g:ssa

Varoituksia: H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P210 Säilytä loitolla lämmönlähteistä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta tai muista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvojensuojainta. P370+P378 Tulipalon sattuessa: käytä sammutukseen hiilidioksidia, vaahtoa tai kemiallista sammutusainetta. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. S273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ammattikäyttöön. Vältä käyttöä alkoholia kestämillä materiaaleilla. Tuote ei ole yhteensopiva anionisten puhdistusaineiden ja tensidien kanssa. Avauksen jälkeen, jos säilytetään oikein, tuote säilyy etiketissä ilmoitetun ajan. Älä käytä vaurioituneita pakkauksia. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa lämmönlähteistä. Ulkokäyttöön.

Voimassaolo: 3 vuotta

Erä ja viimeinen käyttöpäivä: katso pakkauksesta

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE CE 0546 Eurooppalainen direktiivi 93/42/ETY

Valmistaja:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Puh. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY

Varoitukset voivat muuttua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen päivitysten myötä