

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. KÄÄNNY LÄÄKÄRIN PUOLEEN ENNEN KÄYTTÖÄ.

VASTA-AIHEET: Ei tarkoitettu henkilöille, joiden paino on yli 242 lbs (110 kg) - Ei tarkoitettu käytettäväksi jäisillä tai liukkailla alustoilla. - Ei tarkoitettu henkilöille, joilla on lateksiallergia.

OHJEOPAS: Avaa keppi pitämällä sitä kahvasta ja antamalla taitettavien osien avautua maata kohti. Kaatumisen estämiseksi

muista aina tarkistaa, että yksittäiset varren osat (kuva 1) on tiukasti lukittuina paikoillaan.

VAROITUS: ÄLÄ pura Trusty Cane TM:n runkoa. Kepin sisällä on joustonaru. Sisällä olevan joustonarun hallitsematon vapautuminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja

VAROITUS: kaatumisen ennaltaehkäisemiseksi varmista aina, että yksittäiset osat on lukittu tiukasti paikoilleen ja että lukituspainike on kokonaan paikoillaan.

Trusty CaneTM:n korkeuden säätäminen: Höllennä kierrelukitusta (kuva 2) kääntämällä sitä myötäpäivään usean kierroksen verran. Paina lukituspainiketta (kuva 3) ja vedä kahvaa ylöspäin pidentämiseksi tai paina kahvaa alaspäin lyhentämiseksi. Muista kiristää uudelleen kierrelukitus, kun olet säätänyt Trusty CaneTM:n haluamallasi korkeudelle.

Trusty CaneTM:n taittaminen: Trusty CaneTM voidaan helposti taittaa kätevään matkakokoon erottamalla 4 erillistä varren osaa toisistaan. Tartu kuhunkin varren osaan lähellä niveltä ja vedä ne erilleen (kuva 4). Yksittäiset varren osat taittuivat siististi kasaan (kuva 5)

Trusty CaneTM:n valojen käyttö: Trusty CaneTM:n kahvan päällä oleva painike (kuva 6) aktivoi valot. Painikkeen yksi painallus aktivoi valot ja toinen painallus sammuttaa ne. Valot sammuvat automaattisesti 20 minuutin kuluttua.



Trusty CaneTM:n kunnossapito: Vaihda paristot kiertämällä Philips-ruuvimeisselillä Trusty CaneTM:n kahvan alla olevan paristokotelon auki. Poista vanhat paristot ja hävitä ne asianmukaisesti. Käytä 3 AAA paristoa ja kohdista + ja - osoitetulla tavalla, muuten valot eivät toimi. Laita takaisin ja kiristä akkukotelon ruuvi. Tarkista keppi säännöllisesti kulumisen merkkien, mukaan lukien joustavan narun rispaantumisen tai kumijalkojen kulumisen varalta. Jos havaitset kulumisen merkkejä, lopeta käyttö heti.

VAROITUS: Älä käytä erikseen vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä alkalisia vakio (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja keskenään.

GIMAN TAKUUEHDOT: Giman 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleed av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



