



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS

REF	
	CR-SC01 4.7" (GIMA 20560)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20570)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20571)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20572)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20573)
	CR-SC01 6.5" (GIMA 20574)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20580)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20581)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20582)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20583)
	CR-SC01 7.5" (GIMA 20584)



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO.,LTD
No.100 Fengbin Road,WUXI city,JIANGSU
province, China - Made in China



SUNGO Europe B.V.,
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060
Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



FRANÇAIS

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Les lames des ciseaux à bandages sont fabriquées en acier inoxydable 2Cr13, le manche en PP. Les lames de ces ciseaux sont fraisées, pour couper les vêtements, les gazes et les bandages.

Les ciseaux à bandages sont adaptés pour:

- Couper les gazes médicales
- Couper des bandages déjà bandés.

Avertissements

Nous vous rappelons que les ciseaux peuvent blesser s'ils ne sont pas utilisés de manière adéquate.

Nous vous recommandons de prêter attention pendant l'utilisation.

Choisir un endroit sûr hors de la portée des opérateurs non autorisés pour conserver les ciseaux.

Laver les ciseaux en éliminant d'éventuels résidus après chaque utilisation.










Garder les ciseaux fermés en cas de non utilisation.

Les instruments qui présentent des signes d'usure doivent être jetés immédiatement.

Utilisation





Maintenir une forte préhension des ciseaux lors de l'utilisation et couper à partir de la partie frontale du corps. Ne pas couper latéralement et faire attention à ne pas endommager l'épiderme du patient.

Stérilisation: autoclavables à 138°C

	Numéro de lot
	Pas stérile
	Fabricant
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Dispositif médical
	Date de fabrication
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Importé par

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

	À conserver dans un endroit frais et sec
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Consulter les instructions d'utilisation
	Code produit