



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À USAGE VÉTÉRIINAIRE

Instructions d'utilisation:

Instructions:

1. Allumer le thermomètre en appuyant sur le bouton
2. Le thermomètre émettra un « bip » et sera prêt à fonctionner dès qu'il aura fini de sonner.
3. Insérer le bout de la sonde doucement dans le rectum ou dans la nourriture.
Le thermomètre émettra un bip et affichera la température mesurée dans les 6 secondes.
4. secondes.
5. Il s'éteindra automatiquement au bout de 15 secondes sans l'utiliser.

Caractéristiques techniques:

- Température instantanée en 6 secondes.
- Bips d'avis.
- Écran LCD & mémoire.
- Affichage de la température aussi bien en degrés Celsius qu'en degrés Fahrenheit.
- Utilisation facile.
- Fiable, hygiénique et sûr.
- S'éteint automatiquement au bout de 15 secondes.
- Adapté pour mesurer la température chez différentes races d'animaux tels que les chiens, les chats, les cochons, le bétail etc.

Plage de mesure:

(32,00~44,00)°C, (89.6~111,2)°F

Précision

+/- 0,1°C de 35,00°C à 39,00°C

+/- 0,2°F de 95°F à 102,20°F

+/- 0,2°C en dessous de 35,00°C et au dessus de 39,00°C

+/- 0,4°F en dessous de 95,00°F et au dessus de 102,20°F

Type de piles: 2 x 1,5V (AAA) CC

Durée de vie des piles: Environ 5000 mesures Dimensions: 190x110x35mm

M-25588 - Rev.0.09.17

REF

25588 / KDV-03



Kellyunion Electronics Co., Ltd
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town
Hanjiang District 351115 Putian, Fujian
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

EC

REP

Landlink GmbH

Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,
79312 Germany

