

BILANCIA PER NEONATI**BABY SCALE****PÈSE-BÉBÉ****BÁSCULA PARA BEBÉS****BALANÇA DE BEBÉ****BABYWAAGE****لفظلا نازيم**

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung -
مادختسالا لي لد

Modello/Model: RGZ-20A (GIMA 27302)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / غناصلا
Wuxi Weigher Factory (Limited Company)
Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu
POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato e distribuito da / Imported and distributed by / Importé et distribué par / Importado y distribuido por
Importado e distribuido por / Importiert und vertrieben von / مت ليق نم اهعيزوتو اهداريتسا

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la balance

Spécifications

Type	RGZ-20A-YE
Max.	20 kg/44 lb
Graduation	50 g (0~10 kg) /2 oz (0~22 lb) 100 g (10~20 kg) /4 oz (22~44 lb)
Dimensions du plateau	545X270 (LXP)
Dimensions hors tout	545X370X150 (LXPXH)
Poids net	3,1 kg

PRESCRIPTIONS

Ne pas utiliser l'équipement s'il est endommagé. Adressez-vous à votre vendeur.

Éviter les réparations précaires. Les réparations ne doivent être effectuées qu'avec des pièces de rechange d'origine, installées conformément à l'utilisation prévue.

Étant donné que le produit est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, adaptés aux conditions environnementales prévues pour une utilisation normale, aucun soin particulier n'est exigé ; il est toutefois nécessaire de le ranger dans un lieu fermé, à l'abri de la poussière et de la saleté, afin de garantir des conditions hygiéniques optimales. De plus, il est recommandé de ranger le produit dans un lieu facilement accessible par le personnel, en cas de nécessité.

DÉBALLAGE

Rappelez-vous toujours que les éléments d'emballage (papier, cellophane, coutures, ruban adhésif, etc.) peuvent couper et/ou blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin. Ils doivent être retirés à l'aide de moyens adéquats et ne pas être laissés à la portée de personnes irresponsables ; il en va de même pour les outils utilisés pour le déballage (ciseaux, couteaux, etc.).

Après avoir ouvert les emballages, il est nécessaire tout d'abord de vérifier tous les éléments et toutes les pièces composant le produit. Vérifiez que tou(te)s sont présent(e)s et en parfaite condition.

INSTALLATION

Après avoir déballé le pèse-bébé, monter le plateau en fixant les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis. La balance n'a pas besoin d'être étalonnée. Elle doit être posée sur une surface plate (sur une table ou au sol) pour un fonctionnement correct.

FONCTIONNEMENT

Avant de peser le bébé, contrôlez la position de l'aiguille ; si celle-ci n'est pas sur zéro, mettez-la sur zéro en tournant le bouton de réglage. Après avoir réglé le pèse-bébé, appuyez légèrement sur le plateau plusieurs fois (pression d'1-2 kg). Si après que la pression a été relâchée l'aiguille revient sur zéro, la balance est prête à l'emploi.

Si l'enfant peut se tenir debout, vous pouvez utiliser la balance sans le plateau. Dans ce cas, laissez l'enfant se tenir directement sur la base de la balance.

Une fois le plateau retiré, réglez à nouveau la balance. L'aiguille doit être amenée sur zéro !

ENTRETIEN

Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour ce produit. La durée de vie technique de la balance dépend de son utilisation. Elle est résistante à la plupart des produits chimiques, à l'exception du butanone, des dissolvants et de l'acétone

 **Élimination des déchets d'EEE:** Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.