

CALIBRO PER NEONATI
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN
SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW
ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

FÖRSIKTIGHET: Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

GIMA 27326



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy





10455



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





FRANÇAIS

INTRODUCTION

Cette notice d'emploi a pour but de fournir au client toutes les informations possibles sur la JAUGE POUR BÉBÉ, ainsi que les instructions d'utilisation et d'entretien qui permettront de préserver dans le temps les performances et l'efficacité de la JAUGE POUR BÉBÉ.

Veuillez conserver cette notice d'emploi en bon état et la ranger dans un lieu accessible pour être consulté rapidement.

USAGE PRÉVU

Il s'agit d'un instrument qui mesure la longueur du corps d'un bébé ou de certaines parties de son corps en cm, avec une précision de ± 1 cm.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Approchez les deux bords de la jauge de la partie du corps à mesurer et lisez la valeur indiquée par l'index sur l'échelle graduée.

Le dispositif est doté d'une tige graduée avec deux types d'échelle de mesure : en cm

A) l'échelle avec le plus petit caractère de 0-90 cm incrément de 0,5 cm - tolérance $\pm 0,5$ cm

B) plus grande échelle de 0-90 cm incrément de 0,5 cm - tolérance $\pm 0,5$ cm

Peut également être utilisé verticalement en faisant pivoter le bec intérieur de 90° contre la tige graduée

MISES EN GARDE / ENTRETIEN

La JAUGE POUR BÉBÉ ne doit être utilisée que par un personnel qualifié.

N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé. N'effectuez pas les réparations vous-même, contactez le fabricant si nécessaire.

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez toutes les parties et pièces qui composent le produit. Vérifiez qu'elles sont toutes présentes et en parfait état.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

La JAUGE POUR BÉBÉ doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humidifié avec des substances qui n'endommagent pas l'aluminium, telles que alcool et / ou produit pour vitres.

La JAUGE est conçue pour durer : elle résiste à la plupart des produits chimiques, à l'exception des méthyléthylcétones (M.E.K.), des diluants et des dissolvants pour vernis à ongles.

Conservez toujours la JAUGE dans son étui dans un environnement non humide.

DESCRIPTION DES PIÈCES DE RECHANGE

N. Détail	Description de la pièce
1	Becs
2	Support mobile
3	Support fixe
4	Tige en aluminium graduée
5	Bouchon de fermeture en plastique

Veuillez renvoyer au fabricant pour le remplacement des composants.

REF	Code produit	LOT	Numéro de lot
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Fabricant
MD	Dispositif médical		Date de fabrication
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Consultar las instrucciones de uso
SN	Numéro de série		Distribué par
UDI	Identifiant unique de l'appareil		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.