



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE  
WALL MOUNTED HEIGHT METER  
TOISE MURALE  
ALTÍMETRO DE PARED  
ALTÍMETRO DE PAREDE  
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND  
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ  
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE  
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ  
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA  
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ  
مقياس طول حائطي التثبيت**

*Incertezza di 9 mm a 2 metri*

*Uncertainty of 9 mm at 2 m*

*Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm*

*Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros*

*Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros*

*Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m*

*Niedokładność 9 mm na 2 m*

*Diferență de 9 mm la 2 m*

*2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat*

*Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä*

*Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα*

*نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر*

M27335-M-Rev.10-01-22

REF

27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China

CE 0476



## CARACTERISTIQUES

La toise murale GIMA (code 27335) est un instrument qui a la fonction de mesurer en cm la taille d'une personne. La toise murale se fixe au mur taille elle peut mesurer jusqu'à un maximum de 2 m, elle permet une lecture rapide de la taille et elle n'est pas encombrant.

## AVERTISSEMENT



Ne pas tirer violemment sur le curseur, le ruban gradué pourrait se casser.

Le produit est destiné uniquement à l'emploi de la part de personnel médical qualifié.



Ne pas utiliser l'appareil si il est endommagé; contacter votre revendeur.

Eviter toute réparation précaire. Les réparations doivent être effectuées exclusivement avec des pièces de rechange originales, qui doivent être installées selon l'usage prévu.

Le produit a été réalisé à l'aide de matières résistant à la corrosion et aux conditions ambiantes prévues pour son utilisation normale, il ne nécessite pas d'attentions particulières; cependant il faut le garder dans un lieu fermé ayant soin de le protéger de la lumière, de la poussière et de la saleté afin de garantir le respect des conditions d'hygiène. Il est également recommandé de garder le masque dans un lieu qui puisse être atteint de façon simple et sûre par le personnel préposé aux premiers secours.

## DÉBALLAGE



Nous rappelons que les éléments de l'emballage (papier, cellophane, agrafes métalliques, ruban adhésif, etc.) peuvent couper et/ou blesser s'ils ne sont pas maniés avec soin. Ils doivent être enlevés avec des outils adéquats et ne pas être laissés à la portée de personnes non responsables; les mêmes règles sont valables pour les outils utilisés pour le déballage (ciseaux, couteaux, etc.).

La première opération à faire après avoir ouvert les emballages, est un contrôle général des pièces et des parties qui composent la machine; vérifier que soient présents tous les composants nécessaires et qu'ils soient en conditions parfaites.

## INSTALLATION

Pour monter la toise murale, placer le curseur sur la paroi à 2 mètres de hauteur très exactement, en aplomb de la base d'appui et, tout en maintenant le produit, fixer la plaquette à l'aide des chevilles. La toise murale est alors prêt à l'usage.

## FONCTIONNEMENT

Pour mesurer la taille, il suffit de prendre le curseur avec la main et de le tirer vers le bas jusqu'à le poser sur la tête de la personne à mesurer, puis lire la mesure indiquée au niveau de la barre rouge dans la fenêtre de lecture.

## ENTRETIEN

Le produit a été conçu pour durer longtemps. Il est recommandé de nettoyer l'instrument avec un produit détergent délicat.



Nettoyer la toise murale périodiquement avec un tissu imbibé de désinfectant, et avec une attention.

## CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

 REF	Code produit	 LOT	Numéro de lot
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant <b>ES</b> Fabricante
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE