



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização - Gebrauchsunnd instandhaltungsanleitung - Instrukcja obsługi
- Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

FRANÇAIS

INTRODUCTION

L'orchidomètre est un instrument utilisé pour mesurer le volume testiculaire. Il consiste en une ficelle de douze perles en bois numérotées de taille croissante de 1 à 25 millimètres environ. L'écart entre la dimension des testicules et les autres paramètres de maturité sexuelle peut être une indication importante de la présence de plusieurs maladies. Il est recommandé de poursuivre l'examen de tout écart par d'autres moyens aussi, afin de produire un diagnostic correct.

SYMBOLES

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Code produit
	Numéro de lot

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS QUI SUIVENT AVANT D'UTILISER L'ORCHIDOMÈTRE:

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utiliser un chiffon propre ou une serviette en papier légèrement imbibé de désinfectant pour nettoyer la surface de l'orchidomètre.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE L'ORCHIDOMÈTRE

Comparer les perles de l'orchidomètre avec les testicules pour déterminer le stade de maturité sexuelle en lisant le numéro sur la perle qui se rapproche davantage de la dimension testiculaire.

Numéro indiqué sur la perle	Stade de maturité sexuelle
1~3	Enfance
4~6	Début de puberté
8, 10	Puberté
12, 15	Fin de puberté
20, 25	Âge adulte

Le produit n'est pas un dispositif médical.

A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

