



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **LETTINO GINECOLOGIA GYNAECOLOGY BED LIT GYNÉCOLOGIQUE CAMILLA GINECOLÓGICA MARQUESA GINECOLÓGICA GYNÄKOLOGIELIEGE ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ**

**Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso  
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**REF** 27500 - 27501 - 27510



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy



## PRODUITS

- 27500 LIT GYNÉCOLOGIQUE DELUXE
- 27501 LIT GYNÉCOLOGIQUE STANDARD
- 27510 LIT GYNÉCOLOGIQUE DELUXE avec Trendelebourg

**ATTENTION !** En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, veuillez lire et comprendre parfaitement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Aux termes de au règlement (UE) 2017/745, ce produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE I.

## DESCRIPTION

Lit d'examen gynécologique avec structure tubulaire chromée. Dossier et repose-pieds réglables en hauteur. Également disponible en version Trendelenburg à 3 parties réglables séparément. Livré avec cuvette en acier Ø 300 mm et repose-jambe standard ou repose-fesse de luxe.

## COMPOSANTS


Pour code : 27500 - 27501	Pour code : 27510
Châssis supérieur avec dossier et siège rembourrés	Châssis supérieur avec dossier et siège rembourrés
Pieds arrière	Pieds arrière
Pieds avant	Pieds avant
Lève-jambe	Lève-jambe
Traverse	Traverse
Cuve en acier avec support	Cuve en acier avec support
Repose-pieds de luxe code 27500	Repose-pieds de luxe
Repose-pieds code 27501	

## SACHET AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE


Pour code : 27500 - 27501	Pour code : 27510
2 vis tbe 8 x 25	2 vis tbe 8 x 25
2 manivelles avec pivot M6 x 20 ø30 fixés au repose-pieds deluxe (Uniquement code 27500)	2°manivelles avec pivot M6 x 20 ø30 fixés au repose-pieds deluxe
2 volants avec pivot M8 x 20 ø30 Pour le réglage en hauteur du tube du repose-pieds	4 manivelle avec pivot M8 x 20 ø30 Pour le réglage en hauteur du tube du repose-pieds
2 vis TE 6 X 35 + 2 écrous autobloquants M6 pour le lève-dossier et le lève-jambe	4 vis TE 6 X 35 + 4 écrous autobloquants M6 pour le lève-dossier et le lève-jambe
2 vis TBE 8 X 50	2 vis TBE 8 X 50
6 rondelles M8 x 16	6 rondelles M8 x 16
1 clé Allen	1 clé Allen

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE



La procédure de montage du lit gynécologique et du modèle avec Trendelenburg est identique, à l'exception de l'étape de montage 2 pour le siège.



Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.



- 1) Fixez la tige de réglage du lève-tête avec la vis **TE 6 X 35** et l'écrou autobloquant.
- 2) Uniquement pour le modèle avec Trendelenburg : fixez la tige de réglage du lève-tête à l'aide de la vis **TE 6 X 35** et l'écrou autobloquant.
- 3) Dévissez les vis **TBE 8 X 16** fixées sur la structure et revissez-les en insérant les pieds dans le tube du châssis avec la clé Allen fournie.



- 4) Prenez les vis **TBE 8 x 25** et **n 2 rondelles** et fixez la traverse inférieure aux pieds avec la clé Allen fournie.
- 5) Fixez la tige de réglage du lève-jambes avec la vis **TE 6 X 35** et l'écrou autobloquant.
- 6) Insérez la tige de réglage du lève-jambes dans la plaque perforée prévue à cet effet.
- 7) Fixez le lève-pied aux pieds avant via les 2 vis **TBE 8 X 50** et 4 rondelles.
- 8) Insérez le support de la cuvette dans le tube soudé au pied. Prenez la cuve d'acier et placez-le dans le support prévu à cet effet.
- 9) **LES MANIVELLES AVEC PIVOT M6x20 Ø30** sont déjà montées sur le repose-pied deluxe. Dévissez-les, le repose-fesse dans le tube et revissez les manivelles pour le fixer.
- 10) Vissez et dévissez les **MANIVELLES M8 X 20 Ø30** afin de régler la hauteur du tube du repose-fesse.  
**NB. Le repose-pied doit être inséré dans le logement et réglé en hauteur qu'à l'aide de la manivelle.**



### FICHE TECHNIQUE

<b>Dimensions</b>	Cm 180 x 54 x 80 h • code <b>27500 / 27501</b> H 138 cm avec repose-tête surélevé et largeur de 65,5 cm y compris les manivelles pour la fixation des repose-fesses • code <b>27510</b> H 132 cm avec appui-tête surélevé et largeur de 65,5 cm y compris les manivelles pour la fixation du repose-fesses. Châssis cm 100 x 53 x 47 h Modèle avec Trendelenburg : 0° à 46,5° réglage maximal du dossier de 0° à 32° réglage maximal du siège Boîte 143 x 23 x 64 cm
<b>Poids</b>	30 kg (32,5 kg avec boîte)
<b>Capacité de charge maximale</b>	110 kg

### AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, veillez à ce que personne n'insère les mains, les jambes ou d'autres personnes dans la zone de déplacement : **RISQUE D'ÉCRASEMENT !**
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entreposage dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

### Instructions de nettoyage du tissu :

Nettoyez avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre. N'utilisez pas de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.

Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (par exemple, des jeans et des dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à nettoyer.

### SYMBOLES

	À conserver dans un endroit frais et sec	<b>REF</b>	Code produit	<b>CE</b>	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil	<b>LOT</b>	Numéro de lot		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant	<b>MD</b>	Dispositif médical
	Date de fabrication	<b>UDI</b>	Identifiant unique de l'appareil		

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.