

**LETTINI VISITA E TRATTAMENTO STANDARD E LARGE
STANDARD AND LARGE TREATMENT TABLE
LITS ACCOMPAGNANT ET DE TRAITEMENT STANDARDS ET LARGES
CAMILLAS DE EXAMEN Y TRATAMIENTO ESTÁNDAR Y GRANDES
MARQUESAS DE CONSULTA E TRATAMENTO, PADRÃO E LARGAS
UNTERSUCHUNGS- UND BEHANDLUNGSLIEGEN STANDARD UND LARGE
IATPIKA EΞETAΣTIKA KPEBATIA STANDARD KAI LARGE**

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI - INSTRUCTIONS ET MONTAGE
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE
MARQUESAS DE CONSULTA E TRATAMENTO, PADRÃO E LARGAS
BETRIEBSANLEITUNG – MONTAGEANWEISUNGEN
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF**27622 - 27623 - 27624 - 27626 - 27627**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



PRODUITS

27622 – LIT D'EXAMEN STANDARD couleur sur demande

27623 – LIT D'EXAMEN STANDARD couleur bleue

27624 – LIT D'EXAMEN STANDARD couleur beige

27626 – LIT D'EXAMEN GRANDES CORPULENCES couleur sur demande

27627 – LIT D'EXAMEN GRANDES CORPULENCES couleur bleue

INTRODUCTION

Aux termes de au règlement (UE) 2017/745, le produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE I. Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION

Le lit de traitement est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les centres communautaires, les maisons de retraite, les centres de physiothérapie et de massage professionnel ainsi que pour les examens et les traitements.

Les lits présentent une section réglable par mouvement manuel. La structure est solide, démontable, peinte avec de la poudre époxy, le matelas a un rembourrage ignifuge et une couleur au choix.

Accessoires en option:

- Support fixe draps d'examen hygiéniques
- Bouchon né - bouche

COMPOSANTS:

- Matelas avec rembourrage ignifuge fixé au bâti en métal peint
- 4 Pieds

Sachet avec matériel de montage:

- 4 10 x 70 VIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le lit est fourni partiellement monté: le matelas est déjà fixé à la structure. Il est nécessaire de monter les pieds et le mécanisme de l'appuie-tête.

Commencez la phase de montage en organisant un plan de travail horizontal stable.

- 1. Il faut assembler les pieds à la structure du rembourrage au moyen de 4 vis 10x70 fournies à l'intérieur de l'emballage.*



2. Introduire dans le logement le mécanisme de l'appuie-tête.



FICHE TECHNIQUE

	STANDARD	LARGE
Dimensions	cm. 193 x 68 x H 78	cm. 193 x 80 x H 78
Poids	39,5 kg	43,5 kg
Capacité de charge maximale	180 kg	200 kg

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION











- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, veillez à ce que personne n'insère les mains, les jambes ou d'autres personnes dans la zone de déplacement: **RISQUE D'ÉCRASEMENT!**
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU TISSU:

Nettoyez avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre.
 N'utilisez pas de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.
 Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (par exemple, des jeans et des dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à nettoyer.

	<i>À conserver à l'abri de la lumière du soleil</i>		<i>Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745</i>		<i>À conserver dans un endroit frais et sec</i>
	<i>Code produit</i>		<i>Consulter les instructions d'utilisation</i>		<i>Fabricant</i>
	<i>Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)</i>		<i>Numéro de lot</i>		<i>Dispositif médical</i>
	<i>Identifiant unique de l'appareil</i>				

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.