



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS**  
**- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -**

العكازات

---

**Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.**

#### AVERTISSEMENTS

Les béquilles doivent être utilisées en les saisissant correctement et seulement pour soutenir le corps (pour une charge maximale de 100 Kg) sur prescription médicale. Les béquilles doivent être ajustées de manière proportionnée à l'emploi et à la physiologie du patient en suivant les indications du médecin traitant.

Avant l'utilisation s'assurer que les béquilles ne sont pas endommagées, que les points d'ajustement sont fixés correctement et que les embouts en caoutchouc antiglisse ne sont pas usés, en cas contraire les remplacer immédiatement. Faire très attention quand les béquilles sont utilisées sur des surfaces mouillées ou inclinées.

#### AJUSTEMENT

##### Béquilles d'avant-bras Code 27793

La hauteur peut être réglée entre 96 et 119 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en veillant à ce qu'il soit bien engagé dans le trou de réglage voulu. La bague de serrage sert à éviter le jeu entre les deux tubes et elle doit être vissée seulement quand bouton de blocage est enclenché.

##### Béquilles axillaires Code 27798

La hauteur peut être réglée entre 112 et 132 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l'appui de l'aisselle et la poignée: dévisser l'écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer en revissant l'écrou papillon.

##### Béquilles axillaires Code 27792

La hauteur peut être réglée entre 95 et 115 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l'appui de l'aisselle et la poignée: dévisser l'écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer en revissant l'écrou papillon.

##### Béquilles axillaires Code 27799

La hauteur peut être réglée entre 119 et 139 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l'appui de l'aisselle et la poignée: dévisser l'écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer en revissant l'écrou papillon.

##### Béquilles axillaires Code 27770

La hauteur peut être réglée entre 100 et 130 cm en appuyant sur le bouton de blocage et en ayant soin de le faire enclencher dans le trou voulu. Il est également possible de régler la distance entre l'appui de l'aisselle et la poignée: dévisser l'écrou papillon et extraire la vis de la poignée, insérer la vis dans le trou désiré et fixer en revissant l'écrou papillon.

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Fabricant		Code produit
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Numéro de lot
	Consulter les instructions d'utilisation		À conserver dans un endroit frais et sec.		Dispositif médical
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Date de fabrication		Identifiant unique



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L**

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von  
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**MedNet EC-Rep GmbH**

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.  
Germany

**GIMA 27793 - 27798 - 27792**  
**27799 - 27770**

