

ASTE PORTAFLEBO

I.V STANDS

PIED À PERFUSION

INFUSIONSSTÄNDER

POSTE DE GOTEIO INTRAVENOSO

HASTES SUPORTE DE SORO

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

27841/27843**27842****REF****27841 – 27842 – 27843**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



27841 PIED À PERFUSION 2 CROCHETS

27842 PIED À PERFUSION 4 CROCHETS

27843 PIED À PERFUSION ALUMINIUM 2 CROCHETS

INTRODUCTION

Aux fins du règlement (UE) 2017/745, le produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX DE CLASSE I. Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION

Pied à perfusion télescopique à 2/4 crochets pour le support de poches et perfusions intraveineuses destinées au patient. Constitué de deux tubes coaxiaux en acier chromé ou en aluminium. Tube supérieur réglable en hauteur jusqu'à 210 cm au moyen d'un bouton en plastique. Doté d'une base en plastique noire à 5 roues Ø 50 mm. Le dispositif est un équipement pour le soin du patient alité ou ayant des limites en termes d'autonomie fonctionnelle.

COMPOSANTS:

- n. 1 Tube section 25 x 1 L.980 mm
- n. 1 Tube section 20 x 1 L.1480 mm
- n. 1 bouton de réglage en plastique
- n. 1 support pour panier porte-sérum
- n. 1 base en plastique noire à 5 rayons sur roues

Sachet avec matériel de montage

Pour les références 27841 /27843 :

- n. 1 support en plastique à 2 crochets pour panier porte-sérum (référence article 27845)
- n. 5 roues Ø 50 mm
- n. 1 vis à oreilles M6 x 30
- cache noir pour base

Pour référence 27842:

- n. 1 support en acier chromé à 4 crochets pour panier porte-sérum (référence article 27846)
- n. 5 roues Ø 50 mm
- n. 1 vis à oreilles M6 x 30
- cache noir pour base

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Prendre les roues et les encastrer dans la base.
2. Prendre le tube d'une plus grande section (25 x 1.2) doté d'un bouton et l'insérer d'abord dans le cache noir, puis dans la base et fixer les pièces au moyen d'une vis à oreilles dans la zone située sous la base.
3. Prendre le tube de 20 x 1, l'insérer à l'intérieur du tube inférieur et le bloquer à la hauteur souhaitée au moyen du bouton de réglage.
4. Pour les références 27841 /27843, prendre le support en plastique à 2 crochets et en faisant pression, l'insérer à l'extrémité supérieure du tube. En cas de besoin, utiliser un marteau souple pour l'insérer jusqu'au bout.
5. Pour la référence 27842, fixer le support à 4 crochets avec la roulette fournie.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	27841 – 27842	Hauteur réglable 160-210 cm
	27843	Hauteur réglable 165-210 cm
Poids	27841	2,900 kg
	27842	3,150 kg
	27843	2,080 kg
Capacité de charge maximale	27841 – 27843	Crochet en plastique 5 kg par crochet
	27842	Crochet en acier 2 kg par crochet

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Bien fixer à l'aide des vis fournies.
- Vérifier que les écrous de blocage sont serrés.
- S'assurer que les pièces encastrables sont bloquées dans leurs logements.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		À conserver dans un endroit frais et sec
	Code produit		Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant
	Date de fabrication		Numéro de lot		Dispositif médical
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Identifiant unique de l'appareil		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.