

SINUS A

Lavage du nez

Flacon 120 ml + 12 sachets de solution saline

SINUS A


Composition: Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate

Spécifications: les lavages du nez éliminent les symptômes causés par les allergies, par la sinusite, par l'air sèche, par la congestion nasale, par le rhume et par la rhinite de grossesse. Ces lavages réduisent les problèmes liés aux sinus et aident à retrouver une meilleure respiration. La solution saline à diluer dans le flacon permet de laver proprement le nez. Il s'agit d'un produit 100% naturel et sûr pour les adultes, les enfants de moins de 12 ans, les femmes en état de grossesse ou allaitement et les patients en cure avec d'autres médicaments. Il suffit de diluer un sachet de sels pré-mélangés dans de l'eau tiède à l'intérieur du flacon, bien mélanger et presser pour dégager les sinus.

Indications: élimine les symptômes comme le rhume, la congestion nasale et la sécheresse des narines. Combats les allergies nasales, les irritations nasales dues à la poussière, à la fumée, aux poils d'animaux, à l'herbe, au pollen et à la pollution.

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Mode d'emploi: verser le contenu d' 1 sachet dans le flacon (02). Remplir d'eau jusqu'à 120 ml et bien mélanger (03 & 04). Placer l'embout dans chaque narine (05). Presser le flacon (06). Répéter jusqu'à sentir le flux de solution passer à travers la narine opposée; répéter à nouveau pour dégager le nez. Voir les images ci-dessous.



Dosage: adultes et enfants de plus de 12 ans. 1-2 sachets toutes les deux heures minimum pour toute la durée nécessaire.

Attention: cesser immédiatement le traitement et consultez votre médecin si le lavage est gênant ou si les symptômes persistent.

Le produit ne peut être utilisé que par une seule personne.

Laver avec du savon et de l'eau après chaque utilisation.

Effets secondaires: les cas d'événements indésirables rapportés suite à une utilisation correcte du produit sont minimes et considérés comme mineurs. Il s'agit le plus souvent de démangeaisons et d'une légère sensation de picotement dans le nez. Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si vous ressentez une réaction allergique due à l'utilisation du produit. Le lavage du nez Sinus est sûr même en cas de grossesse et d'allaitement.

Conservation: garder les sachets loin de la chaleur et de l'humidité, entre 5 et 30°C.

Utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture.

Tenir à l'écart des enfants.

Emballage: Flacon 120 ml + 12 sachets de solution saline (3g).


En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



REF T1015.428.0001 (GIMA 28084)

Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İstanbul / TURKEY

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



















SINUS **A**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Limite di temperatura GB Temperature limit FR Limite de température ES Límite de temperatura
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB GB Don't use if package is damaged FR Ne pas utiliser si le colis est endommagé ES No usar si el paquete está dañado
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use FR Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES Dispositivo monouso, no reutilizable
	IT Data di scadenza GB Expiration date FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		IT Distribuito da GB Distributed by FR Distribué par ES Distribuido por