

cant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

- Avant l'utilisation, contrôler l'intégrité et la date d'expiration du produit (Gima décline toute responsabilité en cas de mauvaise conservation et d'utilisation non appropriée du produit).
- Veuillez à ce que la poche soit toujours suspendu à un support, sous le niveau de la vessie urinaire pour éviter les reflux, en position verticale avec la sonde d'alimentation tournée vers le haut.
- Le modèle de poche à urine de jambe doit être fixé à la jambe à l'aide de bandes élastiques, en positionnant la poche en dessous du niveau de la vessie, de façon à éviter le reflux
- Évitez d'écraser, de pincer ou d'écraser la tubulure pendant l'utilisation afin de ne pas interrompre l'écoulement de l'urine dans la poche.
- Eviter le contact avec des solvants chimiques ainsi que l'exposition à des sources de chaleur lors de la conservation.
- Ne pas manipuler avec des outils pointus ou coupants.
- En cas de présence d'air à l'intérieur de la poche, vider celle-ci avant usage.
- Pour garantir l'usage de la totalité du volume de la poche, éviter la présence d'air même durant l'utilisation.
- Pour les modèles munis de robinet de vidange, vérifier la fermeture avant usage.
- La réutilisation de la poche pourrait entraîner un risque d'infection.
- Veuillez à remplacer la poche avant d'atteindre le niveau maximum.
- Fixez solidement le connecter à la sonde ou à l'adaptateur pénien.

#### INDICATIONS POUR L'ÉLIMINATION

- Utiliser des gants de protection.
- Vider après la première utilisation conformément aux dispositions légales en vigueur.

	Fabricant	<b>REF</b>	Code produit
	Date de fabrication	<b>LOT</b>	Numéro de lot
	Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser		Date d'échéance
	Distribué par		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Non stérile	<b>MD</b>	Dispositif médical
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

#### FRANÇAIS

## POCHES À URINE

### USAGE PRÉVU

- À utiliser exclusivement pour la collection et l'évacuation des urines.
- Ne l'utilisez pas comme instrument de mesure pour les test de laboratoire.
- Les indications de volume sont approximatives.

### CONDITIONS D'UTILISATION

#### ET DE CONSERVATION

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabri-

REF	
800160	(GIMA 28688)
800161	(GIMA 28690)
800162	(GIMA 28689)
800163	(GIMA 28692)
802220	(GIMA 28694)
802221	(GIMA 28691)
802222	(GIMA 28695)
802223	(GIMA 28693)
804257	(GIMA 28707)
804258	(GIMA 28708)

 **TECNOCLINIC, S.A.**  
 Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.  
 La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain  
 Made in Spain

 **Gima S.p.A.**  
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

