



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
jiang0503@foxmail.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


CE



LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED AVEC 5 LENTILLES

(Avec boîtier d'éclairage LED portable amovible et 11 types de grossissements)


Nous vous remercions d'avoir acheté cette loupe serre-tête à réglage deux directions multi-fonctions à peine brevetée ! Ce produit peut être utilisé pour la pêche, la lecture, le jardinage, les traitements mécaniques, l'entretien électronique, etc. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir son usage correct.




Caractéristiques principales :

1. Les loupes serre-tête communes ont un système de réglage de la tension avant-arrière. Si l'on porte la loupe pendant une période prolongée, une pression sur les oreilles peut rendre celles-ci douloureuses. Ce bandeau serre-tête a un système de réglage à deux directions, afin de résoudre le problème susmentionné.
2. La gaine en cuir du bandeau des loupes serre-tête communes est un cuir artificiel en PVC qui a tendance à se durcir par temps froid en hiver et ne laisse pas passer l'air par temps chaud en été, ce qui peut devenir inconfortable. La gaine du bandeau serre-tête de ce produit est formée en une seule étape de PPR écologique et le design en demi-sphère de sa surface est perméable à l'air et confortable. En outre, la gaine du bandeau serre-tête n'a aucun bord tranchant.
3. Les loupes serre-tête communes ne sont fournies qu'avec quatre lentilles interchangeables. Cette loupe serre-tête possède cinq lentilles (de divers grossissements) permettant 11 types de grossissement différents et une large gamme d'application.


Mode d'emploi du boîtier d'éclairage portable amovible :




Le support d'éclairage ne peut pas pivoter si le boîtier d'éclairage n'a pas été tiré vers l'extérieur ;



Appuyez sur les deux points concaves du boîtier d'éclairage avec les doigts, puis tirez doucement celui-ci vers l'extérieur ;



Le support d'éclairage LED peut maintenant pivoter vers le haut et vers le bas ;



Après son démontage, le boîtier d'éclairage peut être utilisé séparément comme source de lumière.



Installation et démontage de la lentille :

1. Installation de la lentille


- Veuillez frotter la surface de la lentille avec un papier ou un chiffon doux propre pour éviter de la rayer ;
- Veuillez diriger la surface convexe de la lentille vers l'extérieur et la surface plate vers les yeux ;
- Il est recommandé d'insérer uniquement un côté de la lentille (avec la surface arquée) vers le bas dans le logement d'insertion de la lentille.

2. Démontage de la lentille : répéter la procédure ci-dessus dans le sens contraire.

3. Si vous installez et démontez fréquemment la lentille, veuillez placer ou manipuler la lentille de manière parallèle ; sinon, la partie supérieure de la lentille pourrait se détériorer si on la pose de manière aléatoire après l'avoir retirée.



Lentilles avec 5 types de grossissement



Logement d'insertion de la lentille




Lentille

Surface
convexe




Système de réglage du bandeau serre-tête :


1. Tournez le bouton de réglage de la taille de la tête (A) sur la plage appropriée tout en ajustant la taille de la tête.
2. Puis tournez le bouton de réglage haut-bas (B) sur la plage appropriée pour ajuster la hauteur du bandeau serre-tête.
3. L'écrou de fixation en aluminium (C) permet d'ajuster la position haute et basse de la lentille




Remplacement de la lentille :



Enfonchez la boucle portant l'inscription PUSH, poussez le boîtier d'éclairage vers l'extérieur



Faites sortir le boîtier d'éclairage



1. Les fuites des piles, qui chauffent et se fissurent, sont l'une des raisons du dysfonctionnement et de l'endommagement des LED ;
2. Veuillez ne pas utiliser de piles de tailles, formes et performances différentes ;
3. Si vous n'utilisez pas l'éclairage LED pendant une période prolongée, retirez les piles.

Poussez le couvercle des piles dans le sens de la flèche, tirez la bande de tissu vers le haut pour retirer les 3 piles usagées et placez les nouvelles piles dans le compartiment.

Grossissements	Distance des objets à observer
1.0x	300 à 350 mm
1.5x	240 à 260 mm
2.0x	215 à 235 mm
2.5x	205 à 225 mm
3.0x	160 à 180 mm
3.5x	135 à 145 mm
4.0x	125 à 135 mm
4.5x	110 à 130 mm
5.0x	100 à 120 mm
5.5x	80 à 95 mm
6.0x	60 à 85 mm

Grossissements des lentilles :

1. Les grossissements pour les lentilles à plaque unique sont les suivants 1,0X, 1.5X, 2. 0X, 2. 5X, 3. 5X.
2. Les grossissements pour les lentilles à plaque double sont les suivants 3,0X, 4,0X, 4,5X, 5,0X, 5,5X, 6,0X.
3. Les grossissements sont indiqués au milieu de la lentille.
4. Le tableau ci-contre indique la proportion de distance entre les grossissements et les objets observés.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>