

DIAPASON GIMA
GIMA TUNING FORK
DIAPASON GIMA
DIAPASÓN GIMA
DIAPASÃO GIMA
STIMMGABEL GIMA
ΔΙΑΠΑΣΩΝ GIMA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.


Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

REF 31230 - 31231 - 31232 - 31233 -
31234 - 31235 - 31240 - 31245



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Germany





Merci d'avoir choisi le dipason GIMA. La précision absolue des sons est garantie par l'alliage spécial dans lequel l'instrument est construit.

**CONDITIONS**

Le produit est destiné à être utilisé uniquement par du personnel médical spécialisé formé à l'utilisation de ce type de produit. Le dipason GIMA est très simple à utiliser, et avec quelques astuces, vous pouvez l'utiliser pendant de nombreuses années

En cas de ruptures, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil. Veuillez contacter votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES

Le dipason GIMA est utilisé pour les différents tests acumétriques (tests de Rinnie, Weber, etc.), qui permettent de tester la sensibilité au son qui est transmis à la fois par voie aérienne (COA) et par voie osseuse (CO).

Conduction	Description	Parties de l'appareil dans lesquelles des déficiences auditives peuvent être trouvées
COA	Un stimulus acoustique est envoyé par voie aérienne à l'oreille.	Conduit auditif externe, oreille moyenne ou interne, nerf auditif ou voies auditives centrales.
CO	Elle est réalisée en plaçant la tige du dipason en contact avec la tête du patient ; la vibration provoquée par l'instrument stimulera directement l'oreille interne.	Oreille interne, nerf auditif, voies centrales.

Pour un examen auditif correct, une collaboration active de la part du patient est nécessaire. Les mesures qui peuvent être faites avec les diapasons sont en fait basées sur les réponses fournies par le patient lui-même lors de l'examen.

FONCTIONNEMENT

Si possible, le dipason doit être frappé sur la paume de la main ou sur un morceau de bois ou de plastique, jamais sur des objets trop durs (par exemple, tôle, acier ou pierre). Il est important que la frappe soit rapide et énergique, c'est-à-dire que le dipason ne soit touché que très brièvement. La période d'oscillation de la tonalité atteindra sa durée maximale suite à ce coup court.

Il est maintenant possible d'effectuer le contrôle souhaité de manière optimale.

Si le dipason a des poids fixes, ceux-ci ne doivent pas être dévissés. La fréquence change lorsque les poids sont déplacés et le réglage exact ne peut être effectué que par le fabricant.

Après utilisation, les diapasons ne peuvent pas être stérilisés, le nettoyage des diapasons doit être effectué avec un chiffon sec ou légèrement gras.

TRANSPORT ET STOCKAGE

L'appareil emballé pour le transport et le stockage peut être exposé à des conditions environnementales comprises dans les plages suivantes : Température ambiante de -40°C à +70°C Humidité relative de 10 % à 100 %, condensation incluse.

Pression atmosphérique de 500 à 1060 hPa.

Symboles

	Date de fabrication
	Fabricant
	Attention : Lire et suivre attentivement les instructions (mises en garde) pour l'utilisation
	Dispositif médical
	Conserver dans un endroit frais et sec
	Limite de température
	Limite de pression atmosphérique
	Code produit
	Numéro de lot
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Lire le mode d'emploi
	Gardez à l'abri de la lumière du soleil
	Limite d'humidité

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie B2B standard Gima de 12 mois s'applique.