



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DIAPASON LEGA 64-128 - RYDEL

TUNING FORK LEGA 64-128 - RYDEL

DIAPASON LEGA 64-128 - RYDEL

DIAPASÓN ALEACIÓN 64-128 - RYDEL

DIAPASÃO LIGA 64-128 - RYDEL

DIAPASON LEGA 64-128 - RYDEL

ΔΙΑΠΑΣΩΝ LEGA 64-128 - RYDEL

DIAPAZON DIN ALIAJ 64-128 - RYDEL

ΚΑΜΕΡΤΟΗ LEGA 64-128 - RYDEL

ÖTVÖZET HANGVILLA 64-128 - RYDEL

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar o fabricante e as autoridades competentes do Estado-membro onde se está sediado sobre qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που προκύπτει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό μας προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

Orice accident grav produs, privor la dispozitivul medical furnizat de către noi, trebuie semnalat producătorului și autorităților competente din statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен.

Az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatos bármilyen súlyos eseményt jelezni kell a gyártónak és az Ön székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának

REF 31247



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Germany



Merci d'avoir choisi le diapason neurologique Rydel-Seiffer C 128 avec poids C 64. Notre modèle est largement utilisé comme outil pour évaluer le degré d'altération de la sensibilité aux vibrations chez les patients anesthésiés à l'eau.

Il peut être utilisé pour diagnostiquer les affections nerveuses définies comme des polyneuropathies et qui se manifestent par une diminution de la sensibilité aux vibrations. Le symptôme est présent dans les maladies suivantes :

- **Diabète**
- **Dommages toxiques des nerfs**
- **Alcoolisme**
- **Névrite d'origine bactérienne**

CONDITIONS


Le produit est destiné à être utilisé uniquement par du personnel médical spécialisé formé à l'utilisation de ce type de produit. Le diapason GIMA est très simple à utiliser, et avec quelques astuces il est possible de l'utiliser pendant de nombreuses années. En cas de ruptures, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil. Veuillez contacter votre revendeur.

Le diapason Rydel-Seiffer génère deux fréquences différentes : la note C =

64 Hz avec les poids (comme indiqué sur les poids) et note c = 128 Hz sans les poids (comme indiqué sur le diapason lui-même). Les poids doivent être fixés au niveau de l'encoche la plus basse sur les bras du diapason. La marque « C 64 » sur les poids, la marque « c 128 » sur le devant du diapason et la gradation doivent toutes être positionnées devant l'utilisateur lorsque le poids est placé. Les vis à oreilles sont serrées pour fixer les poids et desserrées pour les retirer. Une fois les poids en place, ils doivent être fermement serrés.

FACILITÉ D'UTILISATION :

Deux triangles sont représentés sur les poids, un blanc et un noir, chacun avec une échelle de 2 à 8.



Lorsque le diapason est frappé contre le bout du pouce (ne jamais frapper sur des objets trop durs comme, par exemple, de la tôle, de l'acier ou de la pierre), les bras commencent à osciller et deux triangles sur chaque poids deviennent visibles. Dès que l'oscillation diminue, les deux triangles se rapprochent progressivement et leur point d'intersection se déplace vers le haut. L'échelle indique l'intensité des vibrations. Cela peut être lu à partir du triangle blanc ou noir, selon la quantité de lumière disponible, ou selon l'échelle la plus facile à lire. Pour établir le degré d'insensibilité aux vibrations, le diapason est touché et sa base en plastique est positionnée contre l'olécrâne ou le processus mastoïde.

Le patient doit alors indiquer le point auquel il cesse de ressentir la vibration. L'intensité de la vibration à ce moment précis est lue sur l'échelle. Les valeurs suivantes peuvent être considérées comme normales :

- **Patients de moins de 60 ans : entre 6 et 8**
- **Patients de plus de 60 ans : entre 4 et 8**

La sensibilité aux vibrations dans la région du pied peut être vérifiée en plaçant le diapason contre la tête du péroné, la malléole interne, la tête métatarsienne et la pointe du gros orteil. Le patient doit alors à nouveau indiquer le point auquel il cesse de ressentir les vibrations. Lorsqu'une neuropathie est présente, on retrouve généralement une diminution symétrique périphérique de la sensibilité aux vibrations par rapport aux lectures obtenues dans un futur proche, notamment sur l'avant-pied. L'étendue de la neuropathie peut être déterminée plus précisément en positionnant le diapason sur des points successifs le long du bord du tibia.

Les patients dont la sensibilité est diminuée en raison d'une neuropathie sensorielle sont particulièrement sujets aux blessures aux pieds, car celles-ci ne sont généralement pas ressenties avant qu'il ne soit trop tard.

Après utilisation, les diapasons ne peuvent pas être stérilisés, le nettoyage des diapasons doit être effectué avec un chiffon sec ou légèrement gras.

TRANSPORT ET STOCKAGE

L'appareil emballé pour le transport et le stockage peut être exposé à des conditions environnementales comprises dans les plages suivantes :

Température ambiante de -40°C à +70°C

Humidité relative de 10 % à 100 %, y compris la condensation.

Pression atmosphérique de 500 à 1060 hPa.

Symboles

	Date de fabrication		Code produit
	Fabricant		Numéro de lot
	Attention : Lire et suivre attentivement les instructions (mises en garde) pour l'utilisation		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Dispositif médical		Lire le mode d'emploi
	Conserver dans un endroit frais et sec		Gardez à l'abri de la lumière du soleil
	Limite de température		Limite d'humidité
	Limite de pression atmosphérique		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.