

# Disposable Nasal Speculum

## INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03  
E-Mail: mail@obelis.net

**R<sub>x</sub> ONLY**

**MADE IN  
THE U.S.A.**



Bionix LLC  
1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537, United States  
Phone: +1 419.727.8421  
Fax: +1 800.455.5678  
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,  
Importador, Importateur,  
Εισαγωγέας, Importeur,  
Maahantuojaja, Importatore:**



**MedEnvoy**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle  
Maumee, Ohio 43537 | United States  
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678  
Email: bionix@bionix.com  
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

---

---

# FRANÇAIS (FRENCH)

---

---

## SPÉCULUM NASAL JETABLE - MODE D'EMPLOI

**Utilisation prévue:** l'utilisation prévue du spéculum nasal jetable est de permettre l'examen direct de la partie antérieure du nez.

**Indications d'utilisations:** le spéculum nasal jetable est indiqué pour le diagnostic, l'extraction de corps étrangers et la congestion nasale par les professionnels de santé pour toutes les populations de patients.

### Consignes:

Pour l'utiliser, tenir confortablement le spéculum nasal jetable dans une main. Positionner le patient de manière à garantir un accès et un éclairage adéquats. Introduire délicatement l'embout du spéculum nasal jetable dans les narines du patient, avec les lames en position fermée. Presser lentement la poignée afin de déployer les lames du spéculum nasal jetable et d'élargir les narines. Arrêter quand l'exposition est adéquate.

**⚠ ATTENTION :** arrêter l'utilisation du spéculum nasal jetable si le patient ressent une douleur ou souffre d'un traumatisme au niveau du nez ou de la muqueuse nasale.

**⚠ AVERTISSEMENT :** risque de contamination croisée. Ne pas réutiliser le spéculum nasal jetable, car cela pourrait propager la contamination d'un patient à un autre.





















**Rapports sur les dispositifs médicaux:** Avis aux utilisateurs et/ou patients de l'UE: Tout incident grave s'étant produit en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dont l'utilisateur et/ou patient fait partie.

**Avantages cliniques:** indiqué pour utilisation prévue.

**Contre-indications :** Il n'y a pas de contre-indications catégoriques liées à l'utilisation du spéculum nasal à usage unique.

**Risque résiduel :** Le risque associé à l'utilisation de ce produit a été réduit autant que possible, mais le produit ne peut pas éliminer complètement les dommages potentiels pour le patient ou l'utilisateur résultant des éléments suivants :

- Dommages dus aux risques mécaniques
- Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à une erreur d'utilisation
- Dommages dus à des causes imprévues

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
|    | Dispositif médical        |    | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  |
|    | Fabricant                 |    | Ne pas réutiliser Dispositif à usage unique   |
|    | Date de fabrication       |    | Usages multiples sur un seul patient  |
|    | Utiliser avant            |    | Consulter le mode d'emploi  |
|    | Code du lot               |    | Mise en garde   |
|    | Numéro de commande        |    | Avertissement   |
|    | Numéro de série           |    | Représentant autorisé dans la Communauté européenne   |
|   | Stérilisé par irradiation |   | Conformité européenne   |
|  | Ne pas restériliser       |  | Sur ordonnance ou « Pour une utilisation par ou sur ordonnance d'un professionnel de la santé agréé » |
|  | Non stérile               |  | Limitation de température   |