

de FIAB si l'on remarque quelque défaut ou dégât que ce soit dans les appareils.

ÉCOULEMENT DES DÉCHETS

Les déchets provenant des structures sanitaires doivent être évacués selon les réglementations en vigueur. Aucune précaution particulière n'étant prévue par la Loi pour l'évacuation des déchets sanitaires domestiques, on conseille de les désinfecter avant de s'en débarrasser avec des produits appropriés (chloro-oxydants, hypochlorite de sodium etc.).



ADAPTATEURS POUR CÂBLES DE CONNEXION DESTINÉS AUX ECG ET APPAREILS ELECTROSTIMULATION

DESCRIPTION ET INDICATIONS

Ces articles ont été développés afin de rendre possible l'adaptation des câbles de connexions à des électrodes lesquelles, en raison de la typologie de connexions que celles-ci présentent, ne seraient pas compatibles à l'origine avec les câbles de base fournis avec l'appareillage. Les adaptateurs FIAB sont utilisables pour la connexion des électrodes à utilisation simple ou multiple à destination d'appareillages conçus pour l'électrostimulation et pour l'enregistrement électrocardiographique.

MODE D'EMPLOI

Vérifier l'intégrité de la confection et du gel; en présence de dommages ou de défauts visibles ne pas utiliser le produit.

- Après avoir vérifié la compatibilité des connexions, insérer le connecteur du câble dans l'adaptateur choisi au préalable.
- Procéder à l'application de l'électrode sur le patient comme cela a été décrit dans les instructions fournies par le producteur de l'électrode.

NB: N'effectuer les connexions qu'avec l'appareillage en position éteinte.

- Si d'autres utilisations ne sont pas prévues, laisser l'adaptateur inséré dans le terminal du câble même si l'appareillage demeure non utilisé.
- Afin de procéder à la déconnexion de l'adaptateur du terminal de ce câble, appliquer une traction en sens contraire entre le manchon protecteur de l'adaptateur et le manchon protecteur du terminal dudit câble auquel l'adaptateur est connecté.

ATTENTION

- **Le produit n'est pas stérile**
- N'effectuer aucune connexion ou déconnexion lorsque l'appareil est allumé.
- Les équipements ainsi que les câbles de branchement utilisés avec ce produit doivent respecter les normes en vigueur.

NB: Utiliser exclusivement des stimulateurs électriques à basse tension électrique.

- Les appareils doivent être branchés et être mis en fonction par du personnel qualifié.

ENTRETIEN

Utiliser pour l'entretien des produits des détergents (tensioactif non-ionique) et désinfectants (à base d'ammonium quaternaire à 0,1 - 0,2%). Suivre les modes d'emploi relatifs à l'utilisation de ces produits. Après le nettoyage, bien rincer à l'eau courante.

NB: Essuyer bien avant l'utilisation

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

La durée de vie de ces produits dépend du nombre de leur utilisation et du type d'entretien. Il faudra absolument les jeter si l'on note que le guipage est détérioré ou les attaches et les connecteurs sont oxydés.

NB: Les modèles avec attache à pression doivent être éliminés si l'électrode n'entre plus bien dans l'attache.

CONSERVATION DU PRODUIT

La confection doit être conservée à une température entre 0°C et 50°C avec un degré d'humidité relative entre 20% et 80%.

CONDITIONS ET GARANTIES

FIAB SpA garantit la conformité de ce produit aux dispositions de la Directive 93/42/CEE et aux procédures prévues par le Système de Certification de la Qualité ISO 13485. Le fabricant n'étant pas responsable de quelque usage impropre ou abusif des produits, il n'est pas tenu au remboursement des frais médicaux ni à aucun dédommagement direct ou indirect en cas de dégât ou mauvais fonctionnement des appareils. Prière d'informer immédiatement le Service de Garantie de la Qualité