

FR - FILTRE VIRAL ET BACTÉRIEN JETABLE: MODE D'EMPLOI

UTILISATION PRÉVUE : Conçu pour protéger les patients des infections et de la contamination par les équipements, offre un haut degré de protection contre les bactéries et les virus avec des niveaux de résistance très faibles pour garantir l'exactitude du résultat du diagnostic. Le filtre doit être appliqué uniquement sur une peau intacte, propre et saine.

IDENTIFICATION DU PRODUIT : Les données d'identification (code, lot et date de production) sont indiquées sur l'étiquette de la boîte.

UTILISATION :

- Retirez le filtre et vérifiez que le dispositif et le matériau filtrant sont intacts. Sinon, jetez-le et passez à un autre appareil.
- Insérez le filtre dans le capteur de l'appareil sans le pousser, en suivant toujours les instructions du fabricant de l'appareil.
- Appliquez l'embout buccal sur le côté libre.
- Ne réutilisez jamais le filtre et l'embout buccal pour d'autres patients afin d'éviter toute contamination croisée.
- Ce dispositif n'est pas stérilisable.
- Ne l'utilisez qu'avec l'aide du personnel médical.
- Ce dispositif ne peut pas être utilisé à des fins néonatales.

ÉLIMINATION ET SÉCURITÉ : Après utilisation, le produit doit être éliminé dans les conteneurs normaux de déchets solides non toxiques ou dans ceux des déchets hospitaliers généraux.

CONTRE-INDICATIONS : D'après l'expérience et les résultats de diverses analyses, il n'y a pas d'effets indésirables résultant d'une utilisation appropriée du produit.

REMARQUE: Le conditionnement en enveloppe individuelle thermosoudée garantit l'absence de bactéries, qui est régulièrement contrôlée selon le système qualité du fabricant.

FT02_AII.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



0476



LUMED Srl

Via Staffora 18/9

20073 Opera ITALIA

www.lumed.com

tel +39 (0)2 57606750