



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



GIMA

BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA CON POSIZIONI VARIABILI FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON POSICIONES VARIADAS MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES ΠΛ'ΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΕΪΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Θ'ΕΞΕΩΝ ΠΛ'ΗΡΩΣ Θ'ΕΞΕΩΝ

نقالة أوتوماتيكية بالكامل مع أوضاع متغيرة

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρισκείτε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصناعية والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.

GIMA 34057



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd

No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China



TD010131F



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 2909 ,1.7VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 20060 - 1 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



I. Paramètres techniques

- Taille (L*H) :
Taille maximale : 89*56*198 (cm)
Taille minimale : 33*56*198 (cm)
- Hauteur de l'empatement du sol (4 niveaux) :
93 cm / 82 cm / 70 cm / 35 cm
- Capacité de charge : 159 kg
- Poids net : 40 kg
De poids brut : 46kg
- Angle maximum d'inclinaison vers l'avant : 11 degrés
- Angle maximal d'inclinaison vers l'arrière : 25 degrés

II. Méthode de fonctionnement

- Placez le matelas en éponge sur la civière et fixez les sangles. Cela permet au patient de se sentir en sécurité et à son aise.
- Fixez ou désolidarisez le brancard de la civière de chargement : lorsque vous fixez le brancard à la civière de chargement, portez le brancard sur la civière de chargement, poussez le brancard vers l'avant, les roues avant s'enclenchent alors dans la fixation, ainsi que les roues arrière. La fixation permet de verrouiller automatiquement la civière. Pour désolidariser le brancard de la civière de chargement, appuyez sur le bouton à bille rouge, dégagez la civière de sa fixation, et vous la désolidarisez. La civière peut se convertir en fauteuil roulant.
- Fixation ou désolidarisation de la civière de l'ambulance: ① lorsque la civière de chargement entre dans le système de fixation à bord, tirez la poignée, libérez-la après que les pieds avant et arrière se soient repliés. Poussez la civière de chargement vers la fixation pour la sécuriser. (cette civière de chargement est dotée d'une fixation). ② Lorsque vous désolidarisez la civière de la fixation de l'ambulance, déverrouillez celle-ci, tirez la civière lorsque les pieds de la civière de chargement sortent de l'ambulance, il suffit de tirer la poignée, ce qui fait que les pieds arrière deviennent de recharge, lorsque la civière de chargement sort de l'ambulance, les pieds avant servent automatiquement de recharge.
- Main courante : fixation à insertion automatique, lorsqu'elle est abaissée, il suffit de pincer la poignée et de la retirer de la fixation.
- Niveau IV: ① Soulevez la barre, et poussez-la vers l'avant pour la fixer. Faites l'inverse pour la faire descendre. ② La hauteur du niveau IV peut être ajustée, en la tournant dans le sens antihoraire, en libérant l'écrou, la barre du niveau IV peut être retirée. Pour fixer le niveau IV, il suffit d'ajuster les supports à

une hauteur plus élevée ou plus basse, et de desserrer l'écrou.

- Ajustement du lit en mousse : la civière de chargement est dotée de poignées sur deux côtés. En tirant sur la poignée, vous pouvez ajuster la civière de chargement sur 4 niveaux et la plier en avant et en arrière selon vos besoins pratiques. Vous pouvez ajuster simultanément la hauteur du lit en mousse en ajustant les poignées de chaque côté en même temps.

III. Portée de l'adaptation

Possibilité de séparation, adaptation au système d'urgence. Possibilité d'utilisation pour certaines ambulances. Dans les zones d'accès difficiles, comme les ascenseurs, les couloirs étroits, cette civière peut se convertir en fauteuil roulant.

IV. Entretien

- Gardez-la propre, antirouille inclus.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont verrouillées.

V. Attention en particulier

Lors du transfert du patient, assurez-vous de fermer le dispositif de sécurité, d'améliorer et de verrouiller les ceintures.

VI. Stockage et transport

- Ce produit doit être conservé à l'état sec et antirouille.
- Il peut être transporté par des véhicules traditionnels.
- Lors du stockage ou du transport, empilez selon les instructions sur l'emballage, il est interdit de le tenir à l'envers.

VII. Emballage et accessoires

- Cette civière est emballée dans un carton comme un tout.
- Accessoire : certificat d'éligibilité ainsi que couverture de survie.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF	Code produit	LOT	Numéro de lot		Consulter les instructions d'utilisation
	Fabricant		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 745/2017		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Date de fabrication		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver dans un endroit frais et sec
	Dispositif médical		Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Identifiant unique de l'appareil
	Importé par :				

