



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **MATERASSO A DEPRESSIONE VACUUM MATTRESS KIT MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION KIT COLCHÓN DE VACÍO**

**Manuale utente - User manual  
Notice d'utilisation - Manual del usuario**



*È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.*

*All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.*

*Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.*

*Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.*

M-34088-M-Rev.4.0722

**REF** 34088 - 34089



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China



## **DESCRIPTION**

Ce produit à dépression est équipé d'une vanne. Il est nécessaire d'aspirer l'air pour rigidifier le matelas et obtenir ainsi l'effet de dépression. Laisser la vanne ouverte lorsque le matelas n'est pas utilisé. Le MID se remplira d'air se remplira et deviendra ainsi assez souple pour pouvoir être mis dans un sac

## **PROCÉDURE**

1. Ouvrir la vanne, tourner le bouton sur "OPEN".
2. Le déplier et répartir les billes de façon homogène sur l'ensemble du MID.
3. Introduire le tuyau de l'accessoire d'aspiration dans la vanne et aspirer un peu d'air du matelas pour faire en sorte que les billes ne bougent plus. Tourner le bouton sur "CLOSE".
4. Mettre le patient devant être immobilisé sur le matelas et rabattre les draps pour couvrir la victime. Serrer les sangles.
5. Ouvrir la vanne (tourner le bouton sur "OPEN"), continuer à vider l'air usqu'à ce que le matelas soit complètement rigide. Fermer la vanne (tourner le bouton sur "CLOSE") et enlever le tuyau.
6. Le matelas est équipé de poignées facilitant le transport du patient sur le brancard ou l'ambulance.













### **Recommandations**

1. Le MID ne doit être utilisé que par du personnel compétent.
2. En cas de rigidité insuffisante pendant les opérations, pomper de l'air successivement et contrôler que la vanne est fermée.
3. Contrôler toujours le MID avant son utilisation afin de déceler toute anomalie ou dommage survenu pendant le transport ou le stockage du produit.
4. Au moins deux secouristes sont nécessaires pour utiliser correctement le MID.

## **STOCKAGE ET MAINTENANCE**

1. Nettoyer le MID après chaque utilisation.
2. Ne pas nettoyer le MID avec des produits chimiques agressifs.
3. La température de stockage et d'utilisation ne doit pas être inférieure à -30°C.

## Symboles

	Fabricant		Code produit
	Date de fabrication		Numéro de lot
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver dans un endroit frais et sec
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Dispositif médical		Consulter les instructions d'utilisation

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois