



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA A CUCCHIAIO SCOOPING STRETCHER CIVIÈRE DE RELEVAGE CAMILLA A CUCHARA SCHAUFELTRAGHE MACA TIPO CONCHA

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF WSX-E3 (34103)



Jiangyin EVERIS Medical Equipment Co., Ltd.
No.1001, Chengyang Road, Jiangyin City,
Jiangsu Province, P.R. China
Made in China



Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro.
Heerdtter Lohweg 83, 40549 Dusseldorf

Importato per / Imported for / Importé pour /
Importado para / importiert für / Importado para:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Fig. 1





Fig. 2



SPECIFICATIONS

DIMENSIONES	
Longitud extension min	1710 mm
Longitud extension max	2060 mm
Longitud doblada	1216 mm
Anchura	432 mm
Espesor de la camilla Doblada	100 mm
Peso	8,5 kg
Alcance	159 kg

Le brancard atraumatique est réalisé presque entièrement en aluminium anticorrosion anodisé apte à résister à la corrosion et en même temps à assurer la solidité et la légèreté nécessaires de l'ensemble.

Les éléments porteurs sont construits à l'aide de tubes en aluminium extrudé, de dimensions adaptées pour résister aux contraintes liées à l'utilisation. Les différentes pièces sont assemblées au moyen de rivets en acier et aux points les moins sollicités par des rivets en aluminium. Les crochets de fermeture sont en fer galvanisé et ont été conçus pour assurer une sécurité maximale et éviter toute ouverture accidentelle.

Il peut être divisé longitudinalement en deux parties de miroir, il est équipé d'un système d'extension avec des systèmes de verrouillage relatifs pour l'adapter à la taille du patient et est fourni avec un jeu de 3 ceintures de sécurité

LES CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BRISEUR ATRAUMATIQUE RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE LA NORME TECHNIQUE UNI EN 1865-1: 2015 ET TOUS LES ESSAIS TECHNIQUES ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ QUI DELIVRE ÉGALEMENT LES CERTIFICATS "CE".

UTILISATION

Pour charger la personne blessée, un ou les deux joints en fonte d'aluminium aux extrémités de la civière doivent être libérés. Cette opération est effectuée en appuyant à fond sur le bouton A. Ouvrir le brancard et glisser les deux parties de chaque côté sous le patient. À la fermeture des deux côtés enclencher les verrous comme indiqué fig. 2 et vérifier la bonne fermeture. Pour régler la longueur tourner le petit levier B de 90° comme fig. 2 et tirer les deux tubes aussi loin que nécessaire, enclencher ensuite le levier B dans les trous de retenu.

Nous conseillons, avant de déplacer le patient, de le sécuriser avec les trois sangles de fixation placées respectivement au niveau du thorax, du bassin et légèrement au-dessus du genou.

Le brancard peut être rangé en position plat ou plié en deux. Pour plier le brancard, tirer au maximum les deux tubes et plier ensuite comme indiqué fig. 1.

Pour une utilisation correcte le brancard doit être soulevé par les poignées se trouvant de chaque côté de brancard et non pas par les tubes à ses extrémités. Ceci peut être dangereux pour le blessé et endommager le brancard.

Pour nettoyer la civière nous conseillons d'utiliser de l'eau et du savon ou un désinfectant non agressif. Il est strictement interdit d'utiliser des produits acides, alcalins ou des solvants comme l'acétone ou le diluant.

À des intervalles régulières il est recommandé de huiler les deux tubes d'extension avec un peu de graisse de vaseline.

MISE EN GARDE: l'utilisation du brancard doit être faite par du personnel qualifié. Ne permettez pas à des personnes non formées d'aider à l'utilisation de l'appareil, car elles pourraient causer des blessures au patient ou à elles-mêmes.

- Vérifier, avant chaque utilisation, l'intégrité du dispositif. En cas d'anomalies ou de dommages pouvant compromettre le fonctionnement et la sécurité du dispositif, et par conséquent du patient et du secouriste, il ne faut pas utiliser le dispositif.
- En cas de dysfonctionnement évident du dispositif, il est nécessaire d'utiliser un autre produit équivalent pour pouvoir poursuivre les opérations de secours.
- Il est interdit d'utiliser le dispositif pour une quelconque autre utilisation différente de celles indiquées dans ce manuel.
- Il ne faut pas altérer ni modifier arbitrairement le dispositif, toute modification pourrait en provoquer le fonctionnement imprévisible et des dommages aux patients et aux secouristes.
- Le dispositif ne doit, pour aucune raison, être modifié (modification, retouche, implémentation, réparation), dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité sur le fonctionnement correct ou sur les éventuels dommages provoqués par le dispositif lui-même ; la certification CE et la garantie du produit sont annulées.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver dans un endroit frais et sec		Consulter les instructions d'utilisation
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Code produit
	Fabricant		Dispositif médical		Date de fabrication
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Numéro de lot		