Instructions d'utilisation

i-PAD CU-SP2

Les informations contenues dans ce mode d'emploi s'appliquent au défibrillateur i-PAD CU-SP2.

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez contacter CU Medical Systems,

Inc. ou ses représentants agréés pour des informations relatives aux révisions.

Historique des révisions

Mode d'emploi

Date de publication : Janvier 2013

N° de document : SP2-OPM-FR-01

Publié par : CU Medical Systems, Inc

Imprimé en République de Corée

Droits d'auteur

© 2013 CU Medical Systems, Inc.

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de CU Medical Systems, Inc.

-----,

Directive relative aux appareils médicaux

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est conforme aux exigences de la directive 93/42/EEC relative aux appareils médicaux, et de ses révisions.

C € 0470

Important:

Une défibrillation rapide est nécessaire en cas d'arrêt cardiaque soudain (ACS). Une défibrillation retardée réduit les chances de réussite de 7 à 10 % chaque minute; il est donc conseillé de procéder à celle-ci le plus rapidement possible.

Il se peut toutefois que la défibrillation ne fonctionne pas sur certains patients même lorsque celle-ci est administrée rapidement en raison des causes fondamentales de l'ACS.

1

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est fabriqué par :

CU Medical Systems, Inc

130-1, Dongwhagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do,

220-801 République de Corée

Représentant UE agréé

Medical Device Safety Service

Schiffgraben 41, 30175 Hanovre, Allemagne

Contactez-nous

Renseignements relatifs aux produits et

commandes

Service commercial à l'étranger

CU Medical Systems, Inc 5F, Cheonggye Building, 221, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si, Gyenggi-do, République de Corée Tél: +82 31 421 9700 / Fax: +82 31 421 9911 Adresse courriel: sales@cu911.com

Succursale de CU Medical Systems, Inc. en Allemagne Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Allemagne Tél / Fax : +49 511 848 6054

Service après-vente et technique

Service client

CU Medical Systems, Inc 4F, Cheonggye Building, 221, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si, Gyenggi-do, République de Corée Tél: +82 31 421 9700 / Fax: +82 31 421 9911 Adresse courriel: services@cu911.com



CU Medical Systems, Inc.

Table des matières

1.	INFO	RMATION PRODUIT	9	
1.1	DES	CRIPTIF DE L'APPAREIL	9	
1.2 CONSEILS D'UTILISATION				
1.3	UTIL	ISATEURS CONCERNÉS	.10	
1.4	INFO	RMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	10	
2.	FONC	TIONS DE L'APPAREIL	. 11	
3.	PRÉP	ARATION EN VUE DE L'UTILISATION	.13	
3.1	Con	TENU STANDARD DU PACK	12	
3.1		ICIPAUX ACCESSOIRES		
3.2		PARATION EN VUE DE L'UTILISATION		
4.	COM	MENT UTILISER L'I-PAD CU-SP2	.17	
4.1	ÉCR	AN LCD	17	
4.2	Tou	CHES PROGRAMMABLES	20	
4.3	Сна	NGEMENT DE MODE	22	
4.4 PROCÉDURES POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL				
4.5	PRÉ	PARATION EN VUE DE LA DÉFIBRILLATION	24	
4.6	DÉF	BRILLATION EN MODE ADULTE	27	
-	1ère é	tape : Placer les électrodes sur le patient	27	
-	2ème	étape : Appuyer sur le bouton CHOC si l'appareil en donne l'instruction	28	
-	3ème	étape : Procéder à la réanimation cardio-respiratoire	30	
4.7	DÉF	BRILLATION EN MODE ENFANT	32	
4.8	IMPF	RIMANTE	33	
4.9	Mod	DE SUIVI	34	
4.1	0 CU-	EM1 (APPAREIL DE TRANSMISSION DE L'ECG)	36	
4	.10.1	Fonctions de l'appareil	36	
4	.10.2	Boutons et voyants		
	.10.3	Avertisseur sonore		
	.10.4	Comment utiliser le CU-EM1		
	.10.5	Où attacher les électrodes ECG		
		DE MANUEL (OPTIONNEL)		
	.11.1	Changement de la valeur d'énergie		
4	.11.2	Chargement de l'appareil et administration du traitement par choc électrique	41	

Utilisation de R-sync	42
ÈS L'UTILISATION DE L'I-PAD CU-SP2	44
INTENANCE APRÈS CHAQUE UTILISATION	44
REGISTRER ET TRANSFÉRER LES DONNÉES DE TRAITEMENT	45
Utilisation de l'appareil	45
Transférer les données de traitement	45
VUE DONNÉES	49
Revue événements	50
ECG	51
Imprimer en partie	51
Tout imprimer	52
NFIGURATION DE L'APPAREIL	53
Configuration du mode Menu	53
Configuration du fonctionnement de l'appareil	54
Réglage du guidage RCP	62
RETIEN	64
NGEMENT DE L'APPAREIL	64
TRETIEN	65
Inspection de l'appareil	65
Rechargement et remplacement de la batterie	65
Remplacement des électrodes	70
Nettoyage de l'i-PAD CU-SP2	71
Élimination	71
ANNAGE	72
TOTESTS	72
TAT DU DISPOSITIF	74
PANNAGE	75
RETIEN DE L'APPAREIL	76
	INTENANCE APRÈS CHAQUE UTILISATION REGISTRER ET TRANSFÉRER LES DONNÉES DE TRAITEMENT Utilisation de l'appareil Transférer les données de traitement //UE DONNÉES Revue événements ECG

ΑI	PPENDICE	78
A.	A. PIÈCES ET ACCESSOIRES	78
,	A.1 ACCESSOIRES STANDARDS	78
,	A.2 ACCESSOIRES EN OPTION	78
В.	B. DESCRIPTION DES SYMBOLES	79
ı	B.1 DÉFIBRILLATEUR CU-SP2	79
I	B.2 EMBALLAGE DU CU-SP2	80
ı	B.3 ACCESSOIRES	81
	B.3.1 Batterie rechargeable	81
	B.3.2 Batterie Jetable(CUSA1103BB)	81
	B.3.3 Électrodes	83
C.	GLOSSAIRE	84
D.	SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL	89
E.	COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	100

Introduction

Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour une utilisation correcte de cet appareil. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes quant aux informations d'utilisation contenues dans ce mode d'emploi [Chapitre 8 : service des appareils].

La société ou son distributeur autorisé n'est aucunement responsable des lésions subies par l'utilisation ou par le patient, suite à une utilisation manifestement négligente ou inappropriée du fait de l'utilisateur.

Ci-après : « Appareil » se réfère à [CU-SP2], « Nous » se réfère à CU Medical Systems, Inc.,

- « Électrodes » se réfère aux électrodes de défibrillation jetables pour les adultes et les enfants et
- « Batterie » se réfère à une batterie rechargeable ou jetable.

Ces instructions d'utilisation insistent sur les procédures et les mesures de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil dans les termes suivants. Veuillez prendre connaissance des mises en garde, des précautions à prendre et des références citées dans ce mode d'emploi pour utiliser en toute sécurité cet appareil.

AVERTISSEMENT

Des conditions, des dangers, ou des pratiques dangereuses qui peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

Les conditions, les risques ou les pratiques dangereuses peuvent provoquer des blessures mineures ou modérées, des dommages à l'appareil ou la perte des données relatives au traitement stockées dans l'appareil, en particulier si des mesures préventives ne sont pas prises.

REMARQUE

Utilisé pour spécifier des articles qui sont importants pour l'installation, le fonctionnement ou l'entretien du dispositif.

Vue d'ensemble

Merci d'avoir acheté le défibrillateur i-PAD CU-SP2. Cet appareil peut être utilisé efficacement et en toute sécurité sur une longue période si vous vous familiarisez, avant utilisation, avec les instructions, les mises en garde, les précautions à prendre et les remarques contenues dans ce mode d'emploi.

Cet appareil est un défibrillateur semi-automatique externe qui peut être administré sur les patients victimes d'un arrêt cardiaque soudain (ACS).

AVERTISSEMENT

 Un défibrillateur délivre un choc électrique à haute tension et d'un fort niveau de courant. Vous devez bien connaître les instructions, les mises en garde et les précautions à prendre contenues dans ce mode d'emploi.

Les utilisateurs de cet appareil doivent suivre les instructions suivantes.

- Vous devez suivre les instructions, les mises en garde, les précautions à prendre et les remarques contenues dans ce mode d'emploi lorsque vous utilisez cet appareil.
- Le fabricant ou son distributeur agréé n'est aucunement responsable de tout problème affectant l'appareil, causé par la négligence de l'utilisateur.
- L'appareil ne doit être entretenu que par le fabricant ou des centres de services agréés.
 Le fabricant ou ses centres de service agréés ne seront pas tenus responsables des appareils réparés à la discrétion de l'utilisateur.
- Si l'appareil doit être connecté à un équipement différent de celui qui est présenté dans ces instructions d'utilisation, veuillez contacter le fabricant.
- Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le fabricant ou des centres de services agréés.

1. Information produit

1.1 Descriptif de l'appareil

L'i-PAD **CU-SP2** est un défibrillateur à double mode (semi-automatique et manuel) facile à utiliser

Il est petit, léger, portable et fonctionne avec batterie.

1 Mode semi-automatique

Le DEA lit automatiquement l'électrocardiogramme (ECG) du patient victime d'un arrêt cardiaque soudain (ACS) et détermine si un arrêt cardiaque exigeant une défibrillation a bien eu lieu, de manière à ce que les techniciens médicaux d'urgence licenciés, les professionnels de la santé et le grand public puissent le manipuler facilement. Un ACS peut avoir lieu à tout moment, n'importe où et atteindre n'importe qui; il peut mettre en danger la vie du patient si une réanimation cardiorespiratoire (RCP) appropriée ou un choc électrique avec un défibrillateur n'est pas appliqué dans les minutes qui suivent.

2 Mode manuel

Dans le mode manuel, l'utilisateur détermine si le patient nécessite un choc de défibrillation ou non.

1.2 Conseils d'utilisation

1) Mode semi-automatique

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est indiqué pour des patients qui présentent les symptômes d'un arrêt cardiaque soudain (ACS), qui se caractérise par :

- Une absence de réactions physiques ou verbales lorsque le patient est secoué
- Une respiration anormale

Si le patient est suspecté de présenter les symptômes ci-dessus, fixez les électrodes et utilisez le défibrillateur conformément à chacune des étapes des instructions vocales.

2 Mode manuel

- Défibrillation asynchrone : La même utilisation indiquée que dans le mode semiautomatique.
- Cardioversion synchrone: L'iPAD-CU-SP2 est indiqué pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Durant la cardioversion synchrone, le choc est administré dans les 60 millisecondes suivant l'apparition d'un pic du QRS dans l'ECG du patient.

1.3 Utilisateurs concernés

① Mode semi-automatique

Dans ce mode, l'i-PAD CU-SP2 est destiné aux techniciens médicaux d'urgence licenciés ou des professionnels de la santé. De même, le grand public non préparé à la RCP ou à l'utilisation d'un défibrillateur peut utiliser cet appareil avec ce paramètre. Cependant, le fabricant recommande que les utilisateurs inexpérimentés terminent la formation à la RCP ou à l'utilisation du défibrillateur pour un traitement d'urgence systématique et rapide.


2 Mode manuel


Dans ce mode, l'i-PAD CU-SP2 est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé et du personnel d'intervention d'urgence ayant été formés à des soins avancés de réanimation cardiaque.

1.4 Informations supplémentaires

Veuillez contacter CU Medical Systems, Inc. ou ses distributeurs locaux pour toute information sur l'i-PAD **CU-SP2**.

2. Fonctions de l'appareil





Bouton d'alimentation	Allume ou éteint l'appareil. (Lorsque l'appareil est sous tension, un rétro-éclairage DEL vert est allumé.)
i-Bouton	 Fournit les informations suivantes vocalement et par l'écran LCD Signale les utilisations de l'appareil (le total des heures de la dernière utilisation ainsi que la quantité de chocs) Contrôle la version du logiciel Vérifie les erreurs Transmet les données des événements et de l'ECG via une carte IrDA et SD Changement de mode (Mode Adulte/Enfant, DEA/Mode manuel)
Écran graphique LCD	Affiche l'état actuel de l'appareil, le mode d'emploi, l'ECG, la fréquence cardiaque, etc.
Bouton Choc	Administre les chocs de défibrillation lorsqu'il est pressé.
Connecteur des électrodes de défibrillation	Établit la connexion avec les connecteurs des électrodes.
Bloc-piles	La source d'alimentation rechargeable (ou jetable, en option) de l'appareil.
Port infrarouge	Transmet et reçoit les données de traitement entre l'appareil et un PC.
Port de carte SD (mémoire externe)	Port utilisé pour copier les enregistrements de l'appareil sur une carte SD.
Touches programmables	Trois boutons contrôlent les paramètres et le fonctionnement de l'appareil.
Compartiment de rangement des électrodes	Pour stocker les électrodes.

3. Préparation en vue de l'utilisation

3.1 Contenu standard du pack

Les éléments suivants composent le contenu standard pour cet appareil.



Défibrillateur externe CU-SP2 semi-automatique/manuel



Instructions d'utilisation



1 Batterie (rechargeable)



1 jeu d'électrodes pour adulte (jetable)



Station d'accueil de chargement pour batterie



Chargeur de batterie

3.2 Principaux accessoires



1 jeu d'électrodes pour enfant



Adaptateur IrDA



1 Batterie (jetable)



Carte flash



Imprimante



CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG)

Les accessoires ci-dessus ne sont pas inclus dans le contenu standard.

Veuillez nous contacter après vous être référé à [Annexe A : Pièces et accessoires] pour des éléments supplémentaires.

REMARQUE

• Veuillez conserver les électrodes de rechange et les batteries à portée de main pour réagir rapidement aux situations d'urgence.

3.3 Préparation en vue de l'utilisation

Suivez les étapes suivantes pour préparer l'i-PAD CU-SP2.

- ① Ouvrez le paquet et vérifiez qu'il contient tous les éléments énumérés dans la liste.
- ② Familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil en vous référant au [Chapitre 2 : Fonctions de l'appareil] des instructions d'utilisation.
- ③ Insérez la batterie dans son compartiment, comme illustré dans les figures ci-dessous.





Lorsque la batterie est insérée, l'appareil démarre un autotest et affiche ce qui suit sur l'écran LCD.



Après que le test est terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Si l'autotest échoue, veuillez vous reporter au [Chapitre 7 : Dépannage] de ce mode d'emploi.

- ④ Si vous disposez d'une mallette de transport, rangez soigneusement l'appareil dans celle-ci. Si vous souhaitez vous procurer une mallette de transport, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.
- ⑤ Conservez l'appareil conformément aux considérations suivantes.
 - Vous devez conserver le défibrillateur conformément aux conditions de stockage précisées dans [Section 6.1 : Rangement de l'appareil].
 - Entreposez le défibrillateur dans un endroit facile d'accès où ses alarmes techniques peuvent se faire entendre clairement (alarmes en cas de batterie faible par ex. etc.).
 - Entreposez les accessoires avec l'appareil dans la mallette de transport pour un accès facile et rapide.




- Des interférences électromagnétiques peuvent affecter les performances de l'appareil. Lorsque cet appareil est utilisé, celui-ci doit être éloigné des appareils provoquant des interférences électromagnétiques. Les appareils qui provoquent de telles intérférences sont : les moteurs, les équipements à rayons X, les émetteurs radio et les téléphones cellulaires. Veuillez vous référez à [Annexe D : compatibilité électromagnétique] de ce mode d'emploi pour de plus amples informations.
- L'utilisation d'accessoires ou de câbles autres que ceux recommandés dans ce mode d'emploi peut augmenter la radiation électromagnétique de l'appareil et réduire son immunité électromagnétique. Seuls les accessoires et les câbles qui sont agréés par le fabricant doivent être utilisés avec l'i-PAD CU-SP2.

4. Comment utiliser l'i-PAD CU-SP2

4.1 Écran LCD

La configuration de l'écran graphique LCD est comme illustré ci-dessous. L'écran de configuration peut être modifié par 'Instruction graphique'. Pour des instructions détaillées sur le réglage du paramètre 'Instruction graphique', veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.





[Configuration de l'écran : Guide visuel DÉSACTIVÉ]

Guide visuel Guide l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Temps de Affiche le temps de fonctionnement en cours de l'appareil.

fonctionnement

respiration

Imprimante / CU-EM1 S'affiche lors de l'utilisation de l'Imprimante / CU-EM1.

État de la connexion • Imprimante : • CU-EM1 :

Mode Adulte/Enfant Change en fonction du Mode Adulte/Enfant de l'appareil.

• Adulte :
• Enfant :

Compression :
Affiche le paramétrage de la RCP de l'appareil.
Coefficient de
Peut être modifié en appuyant sur les touches paramétrage de la RCP de l'appareil.

 Peut être modifié en appuyant sur les touches programmables durant le mode Enfant.

> Le nombre de compressions thoraciques est fixé à 30 en mode Adulte.

Nbr de chocs Indique le nombre de chocs administrés.

Énergie du choc Affiche l'énergie du choc administré au patient.

État de la batterie Affiche l'état de la batterie en 4 étapes.

- 1 ère étape : La batterie est complètement rechargée.

- 4 ère étape : La batterie est quasiment vide.

Fréquence cardiaque Affiche la fréquence cardiaque du patient après que les électrodes sont

attachées.

ECG Affiche l'ECG du patient après que les électrodes sont attachées.

Guide textuel Utilise du texte pour guider l'utilisateur dans le fonctionnement de

l'appareil.

Description duDécrit les fonctions des trois touches programmables. **bouton**

- L'écran graphique LCD comme illustré dans ce mode d'emploi peut ne pas correspondre à l'écran réel durant le fonctionnement selon les paramètres de l'appareil.
- L'Imprimante et le CU-EM1 ne font pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous les procurer, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.

4.2 Touches programmables

Ce sont les trois touches programmables au centre de l'i-PAD CU-SP2, qui commandent l'appareil et le mode menu. Les touches programmables opèrent en deux modes : Mode Fonctionnement et Mode Menu.

En mode Fonctionnement, les fonctions des touches programmables sont modifiées selon 'Passer en mode manuel'. Pour plus de détails sur 'Passer en mode manuel', veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

* Les touches programmables sont marquées de 1 à 3 de gauche à droite.

Les fonctions des touches programmables dans le mode Menu.			
Bouton 1	Ŧ	Déplacement gauche/haut dans le menu.	
		Sélectionne ou configure l'élément actuel.	
Bouton 2		Permet la lecture de l'ECG (utilisé lors du chargement d'un ancien	
DOULOIT 2		ECG).	
	=	Met en pause l'ECG (utilisé lors du chargement d'un ancien ECG).	
Bouton 3		Déplacement droite/bas dans le menu.	

Pour plus de détails sur le mode Menu et l'utilisation des touches programmables dans le mode Menu, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

* Les touches programmables sont marquées de 1 à 3 de gauche à droite.

Les fonctions des touches programmables en mode Fonctionnement (avant d'attacher					
	les électrodes sur le patient)				
Bouton	Affichage	Fonction			
	MODE SUIVI	Lorsque ce bouton est pressé, l'i-PAD CU-SP2 tente d'établir une			
		connexion Bluetooth au CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG).			
		Si la tentative réussit, l'appareil fonctionnera en Mode suivi.			
Bouton 1		En Mode suivi, l'analyse de l'ECG et le traitement par choc ne seront			
Boulon i		pas disponibles.			
	SEMI-	L'i-PAD CU-SP2 fonctionne en Mode suivi. Lorsque le bouton est			
	AUTOMATIQ	pressé, l'i-PAD CU-SP2 se déconnecte du CU-EM1 et passe en mode			
	UE	semi-automatique.			
	30:x	Cette fonction est activée lorsque le 'Nbr de compressions thoraciques'			
		sous le réglage de la RCP de l'appareil est de '15 fois'. Lorsque le			
Bouton 2		bouton est pressé, le réglage passe à '30 fois'.			
		(Le 'x' fait référence au 'Nbr de respirations artificielles' sous le réglage			
		de la RCP.)			

	15:x	Cette fonction est activée lorsque le 'Nbr de compressions thoraciques'
		sous le réglage de la RCP de l'appareil est de '30 fois'. Lorsque le
		bouton est pressé, le réglage passe à '15 fois'. (Le 'x' fait référence au
		'Nbr de respirations artificielles' sous le réglage de la RCP.)
	MENU	Lorsque le bouton est appuyé, l'appareil entre en mode Menu.
Bouton 3		Pour plus de détails sur le mode Menu, veuillez vous reporter à [Section
		5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

* Les touches programmables sont marquées de 1 à 3 de gauche à droite.

Les fonctions des touches programmables en mode Fonctionnement (après avoir attaché			
les électrodes sur le patient)			
Bouton	Affichage	Fonction	
	ANALYSE	Lorsque le bouton est pressé, l'appareil commence à analyser l'ECG du patient.	
	FIN DE L'ANALYSE	Cette fonction est activée lorsque l'appareil est en train d'analyser l'ECG	
		du patient. Lorsque le bouton est pressé, l'appareil cesse d'analyser l'ECG du patient.	
Bouton 1		Lorsque le bouton est pressé, l'appareil commence à charger de	
	CHARGE	l'énergie pour administrer un choc électrique.	
	DÉCHARGE	Cette fonction est activée lorsque l'appareil est en train de charger de	
		l'énergie. Lorsque le bouton est appuyé, l'appareil cesse de se charger et	
		décharge en interne l'énergie stockée à l'intérieur de l'appareil.	
	30:x	Cette fonction est activée lorsque le 'Nbr de compressions thoraciques'	
		sous le réglage de la RCP de l'appareil est de '15 fois'. Lorsque le bouton	
		est pressé, le réglage passe à '30 fois'. (Le 'x' fait référence au 'Nbr de	
Bouton 2		respirations artificielles' sous le réglage de la RCP.)	
Boulon 2	15:x	Cette fonction est activée lorsque le 'Nbr de compressions thoraciques'	
		sous le réglage de la RCP de l'appareil est de '30 fois'. Lorsque le bouton	
		est pressé, le réglage passe à '15 fois'. (Le 'x' fait référence au 'Nbr de	
		respirations artificielles' sous le réglage de la RCP.)	
	DÉMARRAG		
	E DE LA	Lorsque le bouton est pressé, l'appareil vous guide durant la RCP.	
Bouton 3	RCP		
	ARRÊT DE	Cette fonction est activée lorsque l'appareil vous guide au cours de la	
	LA RCP	RCP. Lorsque le bouton est pressé, l'appareil cesse le guidage RCP.	

Pour plus de détails sur les fonctions des touches programmables, veuillez vous reporter à

[Section 4.5 : Défibrillation en mode Adulte] et à [Section 4.6 : Défibrillation en mode Enfant] de ce mode d'emploi.

REMARQUE

- Le bouton 2 est uniquement activé lorsque l'appareil est configuré sur le mode Enfant.
- Quand 'Passer en mode manuel' est configuré sur 'DÉSACTIVÉ', les touches programmables
 1 et 3 sont désactivées après avoir attaché les électrodes sur le patient.

4.3 Changement de mode

Le changement de mode de fonctionnement peut s'effectuer en appuyant sur le bouton-« i » lorsque l'appareil est sous tension. Les touches programmables 2 et 3 sont activées en appuyant sur le bouton « i ». En appuyant simultanément sur le bouton « i » et sur une touche programmable, le mode fonctionnement peut être modifié.

Les touches programmables pour le changement de modes sont comme suit :

* Les touches programmables sont marquées de 1 à 3 de gauche à droite.

Les fonctions programmables en mode Fonctionnement (le bouton « i » appuyé afin de				
	changer le mode)			
Bouton	Affichage	Fonction		
	Adulte	Cette fonction est activée quand le bouton « i » est pressé avec		
		l'appareil en mode Enfant.		
Bouton 2		Lorsque le bouton est pressé, l'appareil bascule en mode Adulte.		
Boulon 2	Enfant	Cette fonction est activée quand le bouton « i » est pressé avec		
		l'appareil en mode Adulte.		
		Lorsque le bouton est pressé, l'appareil bascule en mode Enfant.		
	Mode Manuel	Cette fonction est activée quand le bouton « i » est pressé avec		
		l'appareil en mode DEA.		
Bouton 3		Lorsque le bouton est pressé, l'appareil bascule en mode Manuel.		
Doulon 3	Mode DEA	Cette fonction est activée quand le bouton « i » est pressé avec		
		l'appareil en mode Manuel.		
		Lorsque le bouton est pressé, l'appareil bascule mode DEA.		

REMARQUE

- Le bouton 3 est uniquement activé lorsque Mode manuel est installé. Lorsque le mode de paramétrage de sécurité de l'équipement est activé, vous devez saisir au préalable votre mot de passe si vous désirez modifier le mode. Pour plus de détails sur le mode de sécurité, veuillez consulter [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] du mode d'emploi.
- Quand les électrodes pour enfant sont connectées, le bouton 2 n'est pas activé.

4.4 Procédures pour l'utilisation de l'appareil

Si vous pensez que quelqu'un près de vous est victime d'un arrêt cardiaque soudain, procédez à la série de mesures recommandées par l'Association Coréenne de Réanimation Cardio-respiratoire (KACPR) et l'Association Américaine du Cœur (AHA) dans leur série de mesures d'urgence de survie suite à un arrêt cardiaque soudain.



- La reconnaissance immédiate et le déclenchement du dispositif d'intervention d'urgence Déclenchez le dispositif d'urgence (appelez le 15 ou le service équivalent là où vous habitez par ex.).
- 2. RCP précoce Effectuer RCP
- 3. Défibrillation précoce Utilisez cet appareil (i-PAD CU-SP2).

L'utilisation de cet appareil peut être résumée en 3 étapes :

Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation,

- 1ère étape : Placer les électrodes sur le patient.
- 2ème étape : Presser le bouton Choc quand l'appareil en donne l'instruction.
- 3ème étape : Procéder à la réanimation cardio-respiratoire.
- 4. Soins avancés efficaces pour la réanimation Prodiguez des soins avancés afin de rétablir une circulation spontanée.
- 5. Soins intégrés suite à un arrêt cardiaque Transférez le patient vers un centre médical ou une installation spécialisée.

REMARQUE

• Si vous remarquez une personne victime d'un arrêt cardiaque soudain, procédez à la série de mesures recommandées par l'Association Coréenne de Réanimation Cardio-respiratoire (KACPR) et l'Association Américaine du Cœur (AHA) dans leur série de mesures d'urgence de survie suite à un arrêt cardiaque soudain. Si cela prend du temps de trouver et/ou de faire fonctionner le défibrillateur, surveillez l'état du patient et déclenchez le dispositif d'intervention d'urgence jusqu'à la mise en service du défibrillateur et pratiquez une RCP si nécessaire.

4.5 Préparation en vue de la défibrillation

① Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en MARCHE, les événements suivants se produisent de manière séquentielle :




- Avertisseur sonore : le bippeur émet un son pendant 1 seconde.
- Un autotest débute.
- L'appareil donne des instructions vocales pour appeler les services médicaux d'urgence et pour le 'Mode Adulte/Enfant'.
- Le guide sur l'utilisation de l'appareil est disponible sur l'écran LCD et vocalement.

AVERTISSEMENT

- N'exécutez jamais une défibrillation en mode Enfant sur un patient pesant plus de 25 kg ou âgé de plus de 8 ans.
- Vous pouvez changer le Mode Adulte/Enfant dans le mode Menu après avoir allumé l'i-PAD CU SP2. En tout état de cause, le mode de défibrillation doit être changé avant de placer les électrodes sur le patient. Une fois les électrodes en place, vous ne pouvez plus changer le mode de défibrillation. Lorsque le mode correct est sélectionné, l'énergie de défibrillation est réglée sur 150 J/200 J (pour un adulte) ou sur 50 J (pour un enfant).
- Pour plus de détails sur la configuration du menu, veuillez vous référer à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

2 Enlevez les vêtements de la poitrine du patient.



MISE EN GARDE

- Le temps est un élément crucial pour le patient victime d'un arrêt cardiaque. Par conséquent, le temps ne doit pas être perdu à enlever complètement les vêtements. Déchirez ou coupez les vêtements pour attacher les électrodes aussi rapidement que possible si cela prend trop de temps de les enlever.
- Séchez la peau du patient de manière à ce que les électrodes adhèrent correctement à la poitrine. Rasez la poitrine si cela est nécessaire.
- Évitez d'allonger le patient dans des endroits conducteurs, tels que du métal, un coussin électrique ou de l'eau.
- ③ Retirez les électrodes de leur compartiment de rangement situé dans la partie inférieure de l'appareil.



4 Ouvrez l'emballage et retirez les électrodes.




⑤ Référez-vous aux illustrations sur les deux électrodes et repérez précisément les endroits où les électrodes seront attachées.


Électrodes pour adultes





Électrodes pédiatriques






⚠ MISE EN GARDE


- L'adhésif des électrodes commence à sécher dès ouverture de l'emballage. À utiliser immédiatement après ouverture.
- Pour les procédures relatives à la vérification de la date d'expiration des électrodes ainsi qu'à leur entretien, veuillez vous reporter à [Section 6.2 : Entretien] de ce mode d'emploi.

4.6 Défibrillation en mode Adulte

- 1ère étape : Placer les électrodes sur le patient.
- ① Enlevez l'électrode **1** de son étui et collez-la sur la partie supérieure droite du thorax du patient, sous la clavicule comme illustré ci-dessous.



② Enlevez l'électrode **2** de son étui et collez-la du côté gauche du buste, alignée avec l'aisselle comme illustré ci-dessous.



③ Si l'appareil détecte la connexion au patient après avoir placé les électrodes, suivez les instructions vocales de l'appareil.

AVERTISSEMENT

 Conservez les électrodes bien dégagées d'autres électrodes ou de parties métalliques en contact avec le patient.

- La défibrillation peut se faire même si les électrodes sont inversées. Si les emplacements des électrodes sont inversés, suivez les instructions vocales sans changer les électrodes. Il est bien plus important de commencer la défibrillation dès que possible.
- Si, pour une raison ou pour une autre, les électrodes n'adhèrent pas correctement, vérifiez si l'adhésif est sec ou non. Chaque électrode a un gel adhésif. Si celui-ci n'adhère pas correctement, remplacez-le par de nouvelles électrodes.

- 2ème étape : Appuyer sur le bouton CHOC si l'appareil en donne l'instruction

L'appareil recueille et analyse immédiatement l'ECG du patient après avoir été connecté. Selon la configuration de l'appareil, l'analyse automatique est disponible ainsi que CHARGE et ANALYSE. Si l'appareil est configuré sur l'analyse automatique, l'appareil démarre automatiquement l'analyse de l'ECG dès que les électrodes sont attachées au patient.



AVERTISSEMENT

 Ne touchez pas le patient quand l'appareil vous donne une telle instruction. L'analyse de l'ECG peut se révéler imprécise si vous touchez le patient durant l'analyse.

Si le patient nécessite une défibrillation après l'analyse de l'ECG, l'appareil procédera à ce qui suit :



- il annoncera qu'un choc de défibrillation est nécessaire et vous demandera de vous écarter du patient.
- Lorsque l'appareil est chargé, celui-ci émet un bip de manière continue en même temps que le bouton Choc clignote en orange.
- L'appareil vous invite à appuyer sur le bouton Choc lorsqu'il clignote

en orange. Vous devez appuyer sur le bouton Choc à ce moment-là.

Lorsque le bouton Choc est pressé, l'appareil administre un choc de défibrillation au patient. Si la défibrillation est bien effectuée, l'appareil indique que la décharge électrique a été produite. Après l'administration du choc, l'appareil indique que vous pouvez toucher le patient et donne des instructions vocales sur la RCP.

Si le bouton Choc clignotant n'est pas pressé dans les 15 secondes, l'appareil annule la décharge électrique et se désactive. L'appareil donne alors des instructions de RCP.

Si le patient n'a pas besoin de défibrillation, l'appareil effectuera les actions suivantes de manière séquentielle :

L'appareil annonce que le patient n'a pas besoin d'un choc de défibrillation et que vous pouvez toucher le patient. L'instruction vocale pour la RCP démarre alors.

AVERTISSEMENT

- Lors de l'administration d'une défibrillation, ne placez pas le patient sur des fluides conducteurs. Si la peau du patient est humide, séchez-la avant d'utiliser l'appareil.
- Lors de l'administration d'une défibrillation, débranchez tous les autres équipements médicaux du patient ne disposant pas de pièces résistantes à la défibrillation.
- L'utilisateur et toute personne près du patient doivent éviter d'entrer en contact comme suit :
 - Ne touchez pas les autres parties du corps du patient telles que le corps, la tête, les bras et les jambes.
 - Ne touchez pas de fluides conducteurs tels que du gel, du sang ou une solution saline.
 - Ne touchez pas aux objets conducteurs en métal, tels qu'un brancard ou un fauteuil roulant.
 Entrer en contact avec ces objets pourrait engendrer des déviations indésirables du courant de défibrillation.
- L'utilisateur ne doit pas toucher le patient lorsque le bouton Choc est appuyé. Le choc de défibrillation peut blesser l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité.
- L'utilisation d'un défibrillateur en présence d'agents inflammables ou dans une atmosphère riche en oxygène présente un risque d'explosion et d'incendie.

- Après avoir démarré l'analyse de l'ECG, l'appareil continue l'analyse jusqu'au moment où le bouton Choc est pressé. Si l'ECG du patient passe à un rythme ne nécessitant pas de choc avant que le bouton Choc ne soit pressé, l'appareil se décharge de lui-même. Ce dernier analyse alors de nouveau l'ECG du patient.
- Par mesure de sécurité, l'appareil ne délivre pas de choc si le bouton orange clignotant CHOC n'est pas pressé. Si le bouton CHOC n'est pas pressé dans les 15 secondes qui suivent l'instruction vocale demandant d'appuyer sur ce bouton, alors l'appareil se désactivera de luimême et vous demandera de vous assurer que les services médicaux d'urgence ont été prévenus. L'appareil vous demandera ensuite de débuter une RCP.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lors d'une opération de secours, il vous demandera de prendre un autre appareil et déclenchera une instruction vocale en vue d'une RCP. Pratiquez une RCP jusqu'à ce que l'équipement de remplacement soit prêt à l'emploi.

- 3ème étape : Procéder à la réanimation cardio-respiratoire

L'utilisateur doit immédiatement pratiquer une RCP en suspendant temporairement le traitement d'urgence au patient. Durant cette étape, l'appareil donne des instructions vocales pendant la période d'attente. Lorsque vous avez besoin des instructions vocales pour une RCP, appuyez sur le bouton « i » bleu clignotant dans les 15 secondes.

Pour plus de détails sur la RCP, veuillez vous référer à [Méthode RCP] ci-dessous.

[Méthode RCP]


1. Point de compression

Placez la paume de votre main au milieu de la poitrine du patient, entre les mamelons (c'est-àdire sur la moitié inférieure du sternum), puis placez la paume de votre autre main sur le dessus de la première : vos mains doivent se chevaucher et être parallèles. Écartez ou serrez alors vos doigts sans toucher la poitrine.

Gardez vos coudes droits et vos bras à la verticale du sol, et utilisez votre poids pour démarrer la compression.

2. Fréquence et amplitude des compressions


Compressez le thorax sur une profondeur de 5 cm au moins (jusqu'à 6 cm), à une fréquence de 100 compressions par minute au moins (jusqu'à 120 fois).





3. Ouverture de la voie respiratoire

En même temps que vous élevez le menton du patient, basculez sa tête vers l'arrière pour ouvrir la voie respiratoire.



4. Méthode de respiration artificielle

Pincez le nez du patient comme illustré dans la figure ci-dessous, placez votre bouche audessus de celle du patient et insufflez suffisamment d'air pour que sa poitrine se soulève de manière significative.



MISE EN GARDE

 Après le guidage RCP, l'appareil démarre automatiquement la nouvelle analyse de l'ECG du patient en fonction de la configuration de l'appareil. L'utilisateur peut aussi appuyer sur le bouton 'ANALYSE' pour démarrer la nouvelle analyse. Ne touchez pas le patient une fois que l'appareil démarre la nouvelle analyse de l'ECG du patient.

- Si vous n'avez jamais été formé(e) à la RCP ou que vous ne vous sentez pas confiant dans l'administration d'une respiration artificielle, ne pratiquez que la compression thoracique ou suivez les instructions téléphoniques d'un membre des services médicaux d'urgence.
- Si vous avez été formé(e) à la RCP et que vous êtes en mesure de réaliser une respiration artificielle, pratiquez la compression thoracique conjointement avec la respiration artificielle.
- Le guidage RCP peut être configuré dans le mode Menu. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.
- Pour éteindre en toute sécurité l'appareil après utilisation, pressez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde au moins.

4.7 Défibrillation en mode Enfant

Lorsque le patient a entre 1 et 8 ans, la défibrillation peut se faire à l'aide d'électrodes pédiatriques. Lorsque l'appareil est connecté par des **électrodes pédiatriques**, celui-ci configure automatiquement l'énergie de défibrillation à 50 J et fournit un guidage en vue d'une RCP pour enfant.

Allumez l'appareil et retirez les vêtements comme indiqué par les instructions vocales afin d'exposer la poitrine et le dos du patient. Placez les électrodes au milieu de la poitrine et du dos comme illustré ci-dessous. Les électrodes peuvent être posées indifféremment sur la poitrine ou le dos. Vous pouvez les attacher dans n'importe quelle orientation.



S'il n'y a pas d'électrodes pédiatriques pour le patient enfant, utilisez les électrodes pour adulte mais réglez le Mode Adulte/Enfant sur le mode Enfant dans le mode Menu, puis réalisez la défibrillation conformément aux instructions vocales.

- Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous prodiguez les premiers secours à un enfant victime d'un arrêt cardiaque.
 - Lorsque vous prodiguez les premiers secours à un enfant qui est victime d'un arrêt cardiaque, demandez aux personnes présentes de prévenir le centre médical d'urgence et d'apporter le défibrillateur i-PAD CU-SP2 tout en pratiquant une RCP spécifique à l'enfant.
 - Étant donné que la plupart des arrêts cardiaques chez les enfants sont causés par suffocation plutôt que par insuffisance cardiaque, s'il n'y a personne à proximité, réalisez une RCP pendant 1 à 2 minutes, appelez les services médicaux d'urgence et procurez-vous un i-PAD CU-SP2.
- Le Mode Adulte/Enfant peut être modifié dans le mode Menu. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.


4.8 Imprimante

L'i-PAD CU-SP2 prend en charge la connexion vers une imprimante externe Bluetooth. Veuillez vous familiariser avec le mode d'emploi pour l'imprimante avant de l'utiliser.

Pour utiliser l'imprimante, vous devez tout d'abord coupler le CU-SP2 avec l'imprimante en mode Menu. Pour plus de détails sur le couplage de l'imprimante, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil].

Une imprimante nécessite de n'être couplée qu'une seule fois et sera automatiquement connectée à l'avenir. Vous devrez toutefois effectuer de nouveau le couplage pour une imprimante différente.

Si l'imprimante est en cours d'utilisation, vous pouvez consulter l'icône de l'imprimante en haut de l'écran LCD lorsque l'appareil est en fonctionnement.



Quand une imprimante couplée est allumée pendant l'administration d'une défibrillation sur un patient, l'ECG et l'analyse (de l'analyse de l'ECG jusqu'à la défibrillation) seront imprimées.

- Les imprimantes qui ne sont pas désignées par le fabricant ne sont pas compatibles avec l'i-PAD CU-SP2.
- Allumez l'imprimante avant utilisation.
- Cette imprimante peut être connectée et utilisée jusqu'à 10 m de distance entre l'imprimante et l'i-PAD CU-SP2.
- Cette imprimante ne fait pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous procurer l'imprimante, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.


4.9 Mode Suivi

Le Mode Suivi est utilisé en liaison avec le CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG). En Mode Suivi, l'i-PAD CU-SP2 utilise Bluetooth pour recevoir les données de l'ECG en provenance du CU-EM1 et les affiche sur l'écran LCD. Lors de l'utilisation du Mode Suivi, les électrodes ne peuvent pas être utilisées et la défibrillation ne peut pas être réalisée. Si vous pensez que la défibrillation est nécessaire lors de l'utilisation du Mode Suivi sur le patient, éteignez immédiatement le Mode Suivi et administrez la défibrillation.


Pour utiliser le CU-EM1, vous devez tout d'abord coupler le CU-SP2 et le CU-EM1 dans le mode Menu. Pour plus de détails sur le couplage du CU-EM1, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

Le CU-EM1 nécessite de n'être couplé qu'une seule fois et sera automatiquement connecté à l'avenir. Vous devrez toutefois effectuer de nouveau le couplage pour un autre CU-EM1.


Pour utiliser le Mode Suivi, appuyez sur la touche programmable 1 indiquant 'MODE SUIVI', sans attacher les électrodes sur le patient.



Quand le bouton est pressé, l'appareil tente de se connecter au CU-EM1.



Après avoir établi la connexion au CU-EM1, l'appareil bascule en Mode Suivi, recueille les données de l'ECG en provenance du CU-EM1 et les affiche sur l'écran LCD.



- Configuration de l'écran pour le Mode Suivi -

ECG Affiche les données de l'ECG reçues en provenance du CU-EM1 par

Bluetooth.

État de la batterie Affiche l'état de la batterie du CU-EM1 connecté de 0 à 100 % par

du CU-EM1 tranches de 10 %.


Pour éteindre le Mode Suivi, appuyez sur la touche programmable 1 indiquant 'SEMI-AUTOMATIQUE'. Lorsque le bouton est pressé, l'appareil bascule en mode défibrillation.




- Les appareils de transmission de l'ECG non désignés par le fabricant ne sont pas compatibles avec l'i-PAD CU-SP2.
- Allumez le CU-EM1 avant utilisation.
- Le CU-EM1 peut être connecté et utilisé jusqu'à 10 m de distance entre le CU-EM1 et l'i-PAD CU-SP2.
- Le CU-EM1 ne fait pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous procurer le CU-EM1, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.

4.10 CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG)

4.10.1 Fonctions de l'appareil





4.10.2Boutons et voyants

Indicateur	Signification
(h)	Bouton d'alimentation Ce bouton allume/éteint le CU-EM1.
	Voyant de batterie FAIBLE Le voyant rouge s'allume lorsque la batterie restante du CU-EM1 tombe en dessous de 10 %. Vous devez recharger la batterie lorsque le voyant de batterie FAIBLE est allumé.
((()))	Voyant de connexion et d'alimentation Le voyant bleu s'allume lorsque le CU-EM1 est sous tension. Lorsque le CU- SP2 bascule en Mode Suivi et est en phase de transmission par Bluetooth, le voyant bleu clignote toutes les secondes.
	Voyant de défaut de dérivation Le voyant vert de défaut de dérivation s'allume si le câble de mesure de l'ECG n'est pas correctement branché au patient, si le câble est défectueux ou si les électrodes de l'ECG sont défectueuses.

4.10.3 Avertisseur sonore

Indicateur	Signification
1 bip long	Bips lorsque le CU-EM1 est allumé.
2 bips longs	Bips lorsque le CU-EM1 est éteint.
3 bips longs	Bips lorsque le CU-EM1 est couplé avec le CU-SP2.
1 bip court	Bips par intervalles de 10 secondes en attente de la connexion au CU-SP2 en Mode Suivi.
2 bips courts	Bips lors de la connexion au CU-SP2 en Mode Suivi.
	Bips lors de la déconnexion en Mode Suivi ou durant la connexion Bluetooth,
3 bips courts	notamment en cas de connexions Bluetooth instables ou de problèmes de
	communication.

4.10.4Comment utiliser le CU-EM1

① Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Quand le CU-EM1 est mis sous tension, voici ce qui se produit de manière séquentielle :



- Avertisseur sonore : Le bippeur émet un son pendant une demi-seconde.
- Voyant de connexion : Le voyant bleu s'allume.

2 Fixez le câble de mesure à 3 dérivations sur le patient.

Attachez les électrodes ECG jetables à 3 dérivations.

3 Allumez le Mode Suivi sur le CU-SP2.


Pour plus de détails sur l'utilisation du Mode Suivi, veuillez vous reporter à [Section 4.8 : Mode Suivi] de ce mode d'emploi.

4.10.50ù attacher les électrodes ECG

• RA/R : Sous la clavicule droite

• LA/L: Sous la clavicule gauche

• LL/F : Côté gauche du torse



MISE EN GARDE

- L'utilisation d'électrodes ECG jetables ayant dépassé la date d'expiration avec un emballage endommagé ne peuvent garantir des mesures correctes de l'ECG.
- Les électrodes ECG jetables doivent adhérer fermement à la peau du patient. Gardez les zones d'attache sèches.
- Les parties conductrices des électrodes ECG et les connecteurs associés, notamment l'électrode neutre, ne doivent pas entrer en contact avec les autres parties conductrices, y compris le sol.
- Les électrodes ECG sont jetables. Ne pas les réutiliser.

REMARQUE

- Pour plus de détails sur le chargement de la batterie du CU-EM1, veuillez vous référer à [Section 6.2 : Entretien] de ce mode d'emploi.
- Pour éteindre le CU-EM1 après utilisation, pressez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde au moins.
- Le CU-EM1 est résistant à la défibrillation. Il ne doit pas être débranché du patient durant la défibrillation.

4.11 Mode manuel (optionnel)

Cette fonction est installée par défaut si l'option Mode manuel a été ajoutée lors de l'acquisition du CU-SP2.

Pour utiliser le mode manuel, vous devez configurer l'appareil sur Mode manuel. Pour plus de détails sur la configuration de ce mode, veuillez vous référer à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

Quand le mode de l'appareil a été changé sur mode manuel, **'Mode Manuel'** s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD. Les touches programmables sont alors également activées comme suit :

• Touche programmable 1 : ÉNERGIE

• Touche programmable 2 : SYNC ACTIVÉE


• Touche programmable 3 : MENU/CHARGE



4.11.1 Changement de la valeur d'énergie

En mode manuel, l'utilisateur peut définir la valeur d'énergie pour la défibrillation. La plage de la sortie d'énergie change en fonction du Mode Adulte/Enfant. Pour plus de détails sur l'utilisation du Mode Adulte/Enfant, veuillez vous reporter à [Section 5.4 : Configuration de l'appareil] de ce mode d'emploi.

Appuyez sur la touche programmable 1 indiquant **'ÉNERGIE'**, pour changer le réglage de l'énergie.



En appuyant sur la touche programmable 1, la valeur de l'énergie de sortie affichée dans le coin droit supérieur de l'écran LCD est surligné en blanc. Les touches programmables sont alors également activées comme suit :

- Touche programmable 1 : ▲ (AUGMENTATION DE L'ÉNERGIE)
- Touche programmable 2 : ▼ (DIMINUTION DE L'ÉNERGIE)
- Touche programmable 3 : CONFIRMER

À ce moment, utilisez les touches programmables 1 et 2 pour modifier la valeur d'énergie et appuyez sur la touche programmable 3 pour confirmer.




[Valeur d'énergie de sortie pour le Mode Adulte/Enfant]

Mode Adulte/Enfant	Sortie d'énergie
Adulte	2 J, 3 J, 5 J, 7 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J, 150 J, 200 J
Enfant	2 J, 3 J, 5 J, 7 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J


4.11.2 Chargement de l'appareil et administration du traitement par choc électrique

En mode manuel, l'utilisateur peut modifier à sa convenance la charge de l'i-PAD CU-SP2 et administrer la défibrillation.

Après avoir attaché les électrodes sur le patient, appuyez sur 'CHARGE' en utilisant la touche programmable 3 si l'ECG du patient rend un choc nécessaire. En appuyant sur la touche programmable 3, l'appareil commence à se charger selon le niveau d'énergie défini accompagné d'un son de chargement. Le niveau d'énergie chargée peut être consulté sur l'écran du LCD.



Si vous voulez arrêter le chargement, appuyez sur le bouton DÉCHARGE en utilisant la touche programmable 3. Quand vous appuyez sur le bouton, l'appareil cesse de charger et décharge à l'intérieur l'énergie du choc.



Lorsque l'appareil est chargé, le bouton Choc dignote en orange pour signaler que la défibrillation est prête.

À ce moment, vous pouvez administrer la défibrillation en appuyant sur le bouton Choc.


Si le bouton Choc clignotant n'est pas pressé dans les 15 secondes, l'appareil annule automatiquement la décharge électrique et se désactive.

4.11.3 Utilisation de R-sync

Quand l'appareil est basculé en mode manuel, la touche programmable 2 est activée sous la forme « SYNC ON».

Appuyer sur la touche programmable 2 affiche le symbole SYNC dans le milieu supérieur de l'écran LCD et active l'administration de l'énergie R-Sync.

L'utilisation de R-Sync permet de détecter les ondes R de l'ECG du patient et affiche le symbole R-Sync sur l'écran LCD avec un bip court.



À ce moment, vous pouvez charger l'énergie du choc en appuyant sur 'CHARGE' en utilisant la touche programmable 3 si vous pensez qu'une cardioversion synchrone est nécessaire.

Appuyez sur le bouton Choc pour administrer une cardioversion synchrone. L'appareil administrera automatiquement une cardioversion synchrone si des ondes R sont détectées.

Pour arrêter l'utilisation de R-Sync, appuyez sur 'SYNC DÉSACTIVÉE' en utilisant la touche programmable 2.

MISE EN GARDE

- L'autorité d'utilisation diffère pour chacun des modes de l'appareil.
- Mode manuel : Seuls les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
- Mode DEA
 - ANALYSE: Seuls les techniciens médicaux d'urgence licenciés ou les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
 - CHARGE : Seuls les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
 - **OFF**: Les techniciens médicaux d'urgence, les professionnels de la santé et le grand public sont autorisés à utiliser ce mode.

MISE EN GARDE

- Dans le cas ou le signal de l'électrocardiogramme du patient est dans un état d'asystolie, la thérapie par défibrillation asynchrone peut conduire à un échec pour restaurer la fonction du stimulateur cardiaque, c'est pourquoi la fonction cardiaque ne sera pas restaurée. Par conséquent, veuillez ne pas délivrer de choc électrique aux patients présentant une asystolie.
- Lors de l'administration d'une énergie R-Sync, il se peut que de l'énergie de défibrillation soit administrée au patient, sous la forme d'ondes R, s'il existe une interférence résultant d'un contact externe ou si le patient est déplacé alors que les électrodes sont attachées. Évitez de déplacer ou toucher le patient lorsque vous administrez de l'énergie R-Sync.

REMARQUE

 Mode manuel est une option additionnelle. Si vous souhaitez ajouter l'option Mode manuel, veuillez nous contacter après vous êtes reporté à [Section A.3 : Centre de services] de ce mode d'emploi.

5. Après l'utilisation de l'i-PAD CU-SP2

5.1 Maintenance après chaque utilisation

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de signes de dommages ou de contamination. Si l'appareil est endommagé ou contaminé, veuillez vous reporter à [Section 6.2.3 : Nettoyage de l'i-PAD CU-SP2] de ce mode d'emploi.

Effectuez un autotest sur la batterie en vous référant à [Section 7.1 : Auto-tests] de ce mode d'emploi. Si l'appareil s'éteint normalement après avoir effectué un autotest sur la batterie, l'appareil est en état de marche. Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 utilise des électrodes jetables. Jetez les électrodes usagées et remplacez-les par de nouvelles électrodes après avoir vérifié leur date d'expiration. Pour plus de détails sur le remplacement des électrodes, veuillez vous référer à [Section 6.2.2 : Remplacement des électrodes] de ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT

- Vous devez utiliser uniquement les électrodes de défibrillation fournies par le fabricant.
- N'ouvrez en aucun cas l'emballage des électrodes si vous ne vous en servez pas immédiatement après. Comme l'adhésif des électrodes commence à sécher dès l'ouverture de l'emballage, les électrodes deviennent inutilisables après un certain moment, indépendamment de leur date d'expiration.

5.2 Enregistrer et transférer les données de traitement

5.2.1 Utilisation de l'appareil

Cet appareil enregistre automatiquement les données de traitement suivantes :

- données ECG
- · informations sur l'utilisation

Les données de traitement sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne. Ces données peuvent être transférées sur un ordinateur personnel (PC) et ne sont pas effacées si l'appareil est éteint.



- L'i-PAD CU-SP2 sauvegarde les 3 traitements les plus récents et peut sauvegarder jusqu'à 17 heures pour chaque événement. Si plus de 17 heures de données d'ECG sont enregistrées pour un événement, les données au-delà de 17 heures ne seront pas enregistrées.
- Quand l'appareil est utilisé plus de 3 fois, celui-ci écrase les données de traitement les plus anciennes avec les données les plus récentes. Ainsi, nous vous conseillons de sauvegarder les données de traitement enregistrées en les transférant sur un PC après avoir utilisé l'appareil.
- Si la batterie est enlevée alors que l'appareil est en fonctionnement, les données de traitement ne seront pas enregistrées correctement. Si vous voulez enlever la batterie, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant plus d'une seconde puis retirez-la.

5.2.2 Transférer les données de traitement


Les données de traitement peuvent être transférées par carte SD ou IrDA. Les données de traitement de tous les patients enregistrées sur l'appareil peuvent être transférées en utilisant une carte SD, alors que les données de traitement d'un seul patient peuvent être transférées de manière sélective en utilisant la méthode par IrDA.

1. Copier les données de traitement à l'aide d'une carte SD

- ① Formatez la carte SD sur le PC au format FAT (FAT16).
- ② Ouvrez le couvercle pour carte SD sur l'appareil et insérez la carte SD dans le port.



- ③ Si le bouton « i » est pressé pendant plus d'une seconde en mode veille, l'appareil bascule en mode Administration et donne des instructions vocalement et sur l'écran LCD.
- L'appareil affiche le sommaire (les heures totales de l'utilisation du dernier appareil et le nombre de chocs de défibrillation administrés) de l'utilisation de l'appareil sur l'écran LCD.
- ⑤ L'appareil affiche la version du logiciel sur l'écran LCD.



⑥ Lorsque le guide vocal donne des instructions pour transférer les données de traitement, appuyez sur le bouton « i » pour copier les données sur la carte SD.

Si des données de traitement sont présentes dans la mémoire interne de l'appareil :

L'appareil commence à copier les données après avoir informé vocalement l'utilisateur que les données de traitement sont en train d'être copiées sur la carte SD.

Lorsque la copie est achevée, l'appareil vous informe vocalement et s'éteint automatiquement.



Si des données de traitement ne sont pas présentes dans la mémoire interne de l'appareil :

L'appareil vous informe vocalement qu'il n'existe pas de données de traitement et s'éteint automatiquement.


REMARQUE

 Si la carte SD dispose déjà des mêmes fichiers de données de traitement, l'appareil informe l'utilisateur que le même fichier existe déjà lors de la copie des données de traitement sur la carte SD. Pressez le bouton CHOC pour écraser le fichier existant sur le PC ou sur le bouton « i » pour annuler le processus de copie du fichier.


2. Transférer les données de traitement via un port IrDA

Les données peuvent être transférées vers le PC en utilisant un logiciel PC (CU Expert version 3.70 ou plus récente), fourni par le fabricant. [CU Expert] est un logiciel PC permettant l'examen d'ECG et la possibilité d'imprimer.

- ① Placez l'adaptateur IrDA faisant face au port IrDA sur l'appareil comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
- ② Si le bouton « i » est pressé pendant plus d'une seconde en mode veille, l'appareil bascule en mode Administration et donne des instructions vocalement et sur l'écran LCD.



- ③ L'appareil affiche le sommaire (les heures totales de l'utilisation du dernier appareil et le nombre de chocs de défibrillation administrés) de l'utilisation de l'appareil sur l'écran LCD.
- 4 L'appareil affiche la version du logiciel sur l'écran LCD.



⑤ Quand le guide vocal vous donne des instructions pour transférer les données de traitement, appuyez sur le bouton « i » pour transférer les données.

Si des données de traitement sont présentes dans la mémoire interne de l'appareil :

① L'appareil indique vocalement et sur l'écran LCD le nombre total de traitements et d'informations enregistrées sur l'appareil.



- ② Il existe 3 données de traitement au maximum. Les premières données de traitement sont les plus récentes.
- ③ Appuyez sur le bouton Choc pour modifier l'ordre de transfert des données de traitement comme suit :

1ères données de traitement →2èmes données de traitement →3èmes données de traitement →1ères données de traitement →...



- ④ Si vous souhaitez transférer les données de traitement sélectionnées, appuyez sur le bouton « i ».
- ⑤ Lancez le logiciel [CU Expert] sur le PC. Veuillez vous reporter au manuel du logiciel [CU Expert] pour plus de détails.
- ⑥ L'appareil est connecté à [CU Expert] en quelques secondes, et les données de traitement sont automatiquement transférées.
- 7 Quand le transfert est achevé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Si des données de traitement ne sont pas présentes dans la mémoire interne de l'appareil :

L'appareil vous informe vocalement qu'il n'existe pas de données de traitement et s'éteint automatiquement.


⚠ MISE EN GARDE

 Conservez une distance de 30 cm et un angle de +15° entre le port IrDA de l'appareil et l'adaptateur IrDA. De plus, étant donné que les sources de lumière externes affectent les dispositifs IrDA, essayez de les utiliser à l'intérieur et éloignez-les des lampes fluorescentes ou à incandescence. • Le logiciel PC (CU Expert version 3.70 ou plus récente) et l'adaptateur IrDA ne font pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous les procurer, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.


5.3 Revue données

Si le connecteur des électrodes du défibrillateur n'a pas été inséré ou que les électrodes n'ont pas encore été attachées au patient, vous pouvez appuyer sur la touche programmable 3 sur l'appareil pour entrer dans le mode Menu. Dans le mode Menu, vous pouvez facilement consulter la configuration de l'appareil et les données de traitement enregistrés sur l'appareil.

① Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le mode Menu.




② Après être entré dans le mode Menu, appuyez sur le bouton avec la flèche droite pour vous déplacer vers le second onglet, 'REVUE DONNÉES'.



- ③ Les données de traitement enregistrées sont affichées sur le côté gauche de l'écran.
- 4 Appuyez sur le bouton Confirmer au centre pour sélectionner les données de traitement à revoir.



⑤ Sélectionnez la méthode de revue. Les options sont 'Revue événements', 'ECG', 'Imprimer en partie', et 'Tout imprimer'.



- Revue événements : Affiche la liste des événements enregistrés sur l'appareil.
- ECG : Affiche les données de l'ECG enregistrées sur l'appareil.
- Imprimer en partie : L'utilisateur sélectionne et imprime la partie à examiner.
- Tout imprimer : Imprime toutes les données d'utilisation.

5.3.1 Revue événements

Sélectionnez 'Revue événements' pour consulter la liste des événements enregistrés sur l'appareil.

Vous pouvez vous déplacer vers la page suivante ou précédente en utilisant les boutons avec les flèches gauche/droite.

'Revue événements' affiche l'historique des événements sur la gauche et le temps écoulé depuis la dernière utilisation de l'appareil sur la droite.

Sélectionnez 'Revue événements' pour la revue de l'historique des événements. Vous pouvez vous déplacer vers la page suivante ou précédente en utilisant les boutons avec les flèches gauche/droite et lire ou mettre en pause l'ECG en utilisant les boutons Lecture/Pause.


Appuyez sur le bouton « i » pour quitter 'Revue événements' ou 'ECG'.



5.3.2 ECG

Vous pouvez consulter l'ECG enregistré dans la mémoire interne de l'appareil. Sélectionnez 'ECG' pour lire l'ECG enregistré. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause au centre pour arrêter la lecture. Après avoir arrêté, vous pouvez vous déplacer vers la page suivante ou précédente en utilisant les boutons avec les flèches gauche/droite.

Appuyez sur le bouton « i » pour quitter 'ECG'.



5.3.3 Imprimer en partie

Sélectionnez 'Imprimer en partie' pour choisir et imprimer une partie de la liste des événements.



Vous pouvez uniquement sélectionner deux événements afin d'identifier le début et la fin de chaque partie. Une fois que le premier événement est sélectionné, l'appareil tente automatiquement de se connecter à l'imprimante après que vous avez sélectionné le second événement.



Une fois connecté, l'imprimante imprime l'ECG et la liste des événements de la partie sélectionnée.


Appuyez sur le bouton « i » pour arrêter l'impression.



5.3.4 Tout imprimer

Sélectionnez 'Tout imprimer' pour établir une connexion directe à l'imprimante. Lorsqu'il est connecté, l'appareil imprimera tous les événements sauvegardés et les ECG.

Appuyez sur le bouton « i » pour arrêter l'impression.



REMARQUE

- Si l'appareil n'est pas couplé à une imprimante, vous ne pouvez pas accéder à 'Imprimer en partie' ou 'Tout imprimer'.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'imprimante, veuillez vous reporter au manuel de l'imprimante et à [Section 4.7 : Imprimante] de ce mode d'emploi.
- Cette imprimante ne fait pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous procurer l'imprimante, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.

5.4 Configuration de l'appareil

Vous pouvez configurer dans l'i-PAD CU-SP2 le fonctionnement de l'appareil et le guidage RCP dans le mode Menu. Si le connecteur des électrodes du défibrillateur n'a pas été inséré ou que les électrodes n'ont pas encore été attachées au patient, vous pouvez appuyer sur la touche programmable 3 sur l'appareil pour entrer le mode Menu.



Une fois entré dans le mode Menu, la page 'Description des boutons' s'affiche. Appuyez sur l'une des 3 touches programmables pour fermer la page. Dans le mode Menu, vous pouvez configurer le fonctionnement de l'appareil et le guidage RCP ou consulter les données de traitement sauvegardées en utilisant les trois boutons.

Les fonctions basiques des touches programmables sont indiquées ci-dessous :

• Touche programmable 1 : Gauche/Haut

• Touche programmable 2 : Sélectionner/Confirmer

• Touche programmable 3 : Droite/Bas

• Bouton i : Sortie (Retour)


5.4.1 Configuration du mode Menu

Le mode Menu comprend trois onglets.

Vous pouvez configurer le fonctionnement de l'appareil, ajouter des appareils externes, régler le guide de RCP, la date et l'heure et changer le mot de passe.



Le second onglet affiche les données de traitement sauvegardées sur l'appareil. Pour plus de détails sur 'REVUE DONNÉES' du second onglet, veuillez vous référer à [Section 5.3 : Revue données] de ce mode d'emploi.



Le troisième onglet est pour quitter le mode Menu.

REMARQUE

 Si les électrodes sont attachées au patient lorsque l'appareil est en mode Menu, l'appareil bascule automatiquement du mode Menu en mode Fonctionnement pour activer la défibrillation.

5.4.2 Configuration du fonctionnement de l'appareil

L'utilisateur peut définir les options sous l'onglet 'RÉGLAGE APPAREIL' du mode Menu.



Mode dispositif

- le mode de sécurité est activé, vous devez entrer le mot de passe pour changer le Mode dispositif. Le mot de passe par défaut de l'appareil est la touche programmable '1→1→1→1'. (les touches programmables sont marquées 1 à 3 de gauche à droite.)
- Mode DEA : L'appareil exécute les analyses de l'ECG et la défibrillation manuellement ou automatiquement.
- Mode manuel: L'utilisateur peut régler l'énergie du choc de l'appareil et administrer la défibrillation manuellement selon son jugement.

REMARQUE

• La configuration du Mode dispositif est une option additionnelle. Cette fonction ne sera pas installée par défaut si Mode manuel n'a pas été ajouté en option lors de l'acquisition du CU-SP2. Si vous voulez vous procurer l'option Mode dispositif, veuillez nous contacter en vous référant à [Annexe A.3 : Centre de services] de ce mode d'emploi.

Passer en mode manuel

- Lorsque le mode de sécurité est activé, vous devez entrer le mot de passe pour changer Passer en mode manuel. Le mot de passe par défaut de l'appareil est la touche programmable '1→1→1→1'. (les touches programmables sont marquées 1 à 3 de gauche à droite.)
- Analyse: L'utilisateur peut choisir de surveiller l'ECG du patient au moyen des électrodes, commencer l'analyse de l'ECG du patient et démarrer/terminer le guidage RCP.
- Charge: L'utilisateur peut surveiller et analyser l'ECG du patient au moyen des électrodes pour choisir de démarrer ou non le chargement en énergie de l'appareil pour la défibrillation. L'utilisateur peut également choisir de démarrer/terminer le guidage RCP.
- OFF: L'appareil analyse automatiquement l'ECG du patient lorsque les électrodes sont attachées. Si la défibrillation est nécessaire, l'appareil chargera automatiquement l'énergie nécessaire pour la défibrillation et ordonnera l'utilisateur de l'administrer.

AVERTISSEMENT

- L'autorité d'utilisation diffère pour la configuration du Mode dispositif et de Passer en mode manuel et nécessite un mot de passe. Le mot de passe par défaut est susceptible d'être divulgué. Nous vous conseillons de régulièrement changer le mot de passe.
- Mode manuel : Seuls les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
- Mode DEA
 - Analyse : Seuls les techniciens médicaux d'urgence licenciés ou les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
 - Charge : Seuls les professionnels de la santé sont autorisés à utiliser ce mode.
 - **OFF**: Les techniciens médicaux d'urgence, les professionnels de la santé et le grand public sont autorisés à utiliser ce mode.

Mode Adulte/Enfant

- Adulte: L'appareil fonctionnera en mode Adulte. Dans le cas d'un patient enfant, le branchement de l'appareil avec le connecteur des électrodes pédiatriques basculera automatiquement l'appareil en mode Enfant.
- Enfant : L'appareil fonctionnera en mode Enfant. Lorsque l'appareil est réglé sur le mode Enfant, celui-ci conservera ce mode même s'il est connecté au connecteur des électrodes pour adulte.

• Énergie du choc

- FIXE 150J : Le patient recevra l'énergie du choc de 150 J.
- FIXE 200J : Le patient recevra l'énergie du choc de 200 J.
- Ascendant (150 J-200 J): Le patient recevra l'énergie du choc de 150 J la première fois, puis de 200 J pour les chocs suivants.
- Ascendant (150 J-150 J-200 J): Le patient recevra l'énergie du choc de 150 J la première et la deuxième fois, puis de 200 J pour les chocs suivants.

Gain ECG

- 5 mm/mV : Le graphique de l'ECG est affiché sous la forme 5 mm/mV sur l'écran graphique LCD.
- 10mm/mV : Le graphique de l'ECG est affiché sous la forme 10 mm/mV sur l'écran graphique LCD.
- 20mm/mV : Le graphique de l'ECG est affiché sous la forme 20 mm/mV sur l'écran graphique LCD.
- Auto : L'appareil définira automatiquement le gain de l'ECG et le graphique de l'ECG s'affichera sous la forme 10 mm/mV sur l'écran graphique LCD.

Volume Appareil

- 1~10 : Règle le volume de l'appareil entre 1 à 10 par unité de 1.
- Auto : Le volume par défaut est réglé sur 7 et change automatiquement en fonction du niveau de bruit environnant.

• Instruction graphique

- ACTIVÉ : Inclut un guide visuel lorsque l'appareil est allumé.
- OFF : Désactive le guide visuel lorsque l'appareil est allumé.

• Instruction vocale

- Détail : Fournit un guidage détaillé sur le fonctionnement de l'appareil.
- Simple: Fournit un guidage simplifié sur le fonctionnement de l'appareil. Cette option n'est pas conseillée pour le grand public ne disposant pas de licence pour les procédures de secours.

Jour et Heure

• Règle le jour et l'heure du CU-SP2.

Dispositif Externe

Ce réglage couple le CU-SP2 à l'imprimante et au CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG). Sélectionner 'Dispositif Externe' affiche 'Imprimante et 'CU-EM1' sur le côté gauche de l'écran. Les numéros de modèle des appareils actuellement connectés au CU-SP2 sont affichés sur la droite. Si l'appareil n'est pas couplé, les espaces à droite seront vides.



Sélectionnez tout d'abord l'appareil à coupler à partir des options situées à gauche. Après la sélection, le CU-SP2 recherchera les appareils à proximité. (Recherche jusqu'à 5 appareils.)



Après la recherche, le CU-SP2 affiche la liste des appareils trouvés sur le côté droit de l'écran.




Si aucun appareil n'est trouvé, le CU-SP2 affichera le message suivant pendant 3 secondes et retournera à la page précédente.



Consultez et sélectionnez un appareil à partir de la liste afin de le coupler au CU-SP2. Après avoir procédé à la sélection, le CU-SP2 testera la connexion avec l'appareil sélectionné. Après le test, le CU-SP2 sauvegardera les informations de connexion et retournera à la page précédente.





Si la connexion échoue durant le test, le CU-SP2 affichera le message suivant pendant trois secondes et retournera à la page précédente.





- Le CU-SP2 ne peut communiquer qu'avec les appareils désignés par le fabricant.
- Avant de coupler le CU-SP2 avec un dispositif externe (Imprimante, CU-EM1), mettez l'appareil à connecter sous tension.
- Lorsque le CU-SP2 est couplé avec un dispositif externe, celui-ci fonctionnera comme suit :
 - Imprimante : Affiche le message « Vous pouvez utiliser cette imprimante ! »
 - CU-EM1: 3 bips longs.
- L'Imprimante et le CU-EM1 ne font pas partie du contenu standard du pack. Si vous souhaitez vous les procurer, veuillez nous contacter en vous reportant à [Annexe A : Pièces et accessoires] de ce mode d'emploi.

Guidage RCP

• Reportez-vous à [Section 5.4.3 : Configurer le guidage RCP] de ce mode d'emploi.

• Modifier Mot de passe

Le mot de passe par défaut de l'appareil est la touche programmable '1→1→1→1', (les touches programmables sont marquées 1 à 3 de gauche à droite parmi les trois touches programmables. Dans Configuration de l'appareil, les droits d'utilisateur de « Mode dispositif » et « Passer en mode manuel » sont différents en fonction du paramétrage. Pour plus de détails sur les droits d'utilisation du produit, reportez-vous au mode d'emploi [Section 4.11 : Passer en mode manuel (optionnel)]. Lorsque vous activez le mode de sécurité, vous devez entrer le mode de passe pour pouvoir modifier « Mode dispositif » et « Passer en mode manuel ». Nous conseillons de changer le mot de passe après réception du CU-SP2 afin d'éviter l'accès par des utilisateurs non autorisés. Nous vous conseillons également de changer régulièrement le mot de passe pour éviter qu'il ne soit divulgué. Le mot de passe est modifié par les quatre étapes suivantes :

① Entrer le mot de passe



2 Nouveau Mot de passe



3 Confirmer le mot de passe



Paramétrage du mode de sécurité (ON /OFF)



[Réglage appareil]

	[Regiage apparen]					
Nbr	Réglage option		Définir valeur	Prédéfinies		
1	Mod	le dispositif	Mode DEA	Mode DEA		
	10100		Mode manuel	Wode DEA		
			Analyse,			
2	Passer e	n mode manuel	Charge,	OFF		
			OFF			
3	Mode	Adulte, Mode Adulte/Enfant		Adulte		
	Wiode	Addite/ Efficient	Enfant	Addite		
			FIXE 150 J,			
4	Épor	gie du choc	FIXE 200 J,	FIXE 150 J		
7	LIIGI	gie du crioc	Ascendant (150 J-200 J),	TIXE 150 5		
			Ascendant (150J-150J-200J)			
			5 mm/mV,			
5	<u></u>	ain ECG	10 mm/mV,	10 mm/m\/		
5	G	alli ECG	20 mm/mV,	10 mm/mV,		
			Auto			
6			1~10	Auto		
0	Volu	me Appareil	Auto	Auto		
7	In admiration of the control of the		Instruction graphique		ON	ON
'	mstruc	lion grapnique	OFF	ON		
0	Instruction vocale		Détail,	Dátail		
8			Simple	Détail		
9	Dispo	ositif Externe	-	-		
				Reportez-vous au		
				[Tableau 2] dans		
10	Gui	dage RCP	-	[Section 5.4.3 :		
				Réglage du guidage		
				RCP]		
				Touche		
	Modifier	Mot de passe	-	programmable		
11	Mot de			'1-1-1'		
	passe	Mada da afri 201	ON	011		
		Mode de sécurité	OFF	ON		
12	Jou	ır et Heure	aa/mm/jj, hh:mm:ss			

5.4.3 Réglage du guidage RCP

Le CU-SP2 est conforme aux directives 2011 de la Corée au sujet de la RCP recommandées par l'Association Coréenne de Réanimation Cardio-respiratoire (KACPR) et aux directives pour la RCP de 2010 recommandées par l'Association Américaine pour le Cœur (AHA). La RCP par défaut est définie à 5 cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 2 respirations artificielles. De même, le CU-SP2 fournit à l'utilisateur une fonction permettant le guidage de la RCP. L'utilisateur peut définir les éléments suivants dans 'Guidage RCP' situé dans 'Réglage appareil' dans le mode Menu.

- Compressions
- Respiration
- Cycle
- Fréquence Compressions
- Durée Pause
- · Détail Conseils



[Réglage du guidage RCP]

Nbr	Réglage	Portée	Unit	Prédéfi	Description par défaut	
IADI	option	Portee	é	nies	Description par defaut	
	Compressions	15, 30 fois	15 Fois	30 Fois	Réalise 30 compressions	
					thoraciques.	
1					En mode Adulte, le nombre de	
					compressions thoraciques est fixé à	
					30 fois.	
2	Respiration	0, 2 fois	1	2	Réalise 2 respirations artificielles.	
					Réalise 5 cycles de compressions	
3	Cycle	2, 10 fois	1	5	thoraciques et de respiration	
					artificielle.	
4	Fréquence	100 à 120	5/m	5 /22	100/m	Réalise une compression thoracique
	Compressions	fois		100/m	à la vitesse de 100 fois par minute.	

5	Durée Pause	30 à 180	30	120	Met en pause la RCP pendant 120	
5 Duree Pause	Duree Pause	secs.	secs.	secs.	secs (2 min.)	
					Ne fournit pas de guidage vocal	
6	Détail Conseils	ON, OFF	-	OFF	détaillé sur la compression	
					thoracique et la respiration artificielle	
					durant la RCP.	

REMARQUE

- Par défaut, le CU-SP2 ne propose pas de Détail Conseils sur la compression thoracique et la respiration artificielle durant la RCP. Pour obtenir le Détail Conseils, réglez Détail Conseils sur 'ACTIVÉ'. Une fois que Détail Conseils est réglé sur 'ACTIVÉ', l'appareil proposera des instructions vocales détaillées sur la RCP.
- Le CU-SP2 fournira des instructions sur la réalisation des compressions thoraciques pendant 2 minutes lorsque Détail Conseils est réglé sur 'OFF' et 'Respiration sur '0', indépendamment des autres paramètres de la RCP. L'appareil analyse alors de nouveau et de manière automatique l'ECG du patient. Une fois que l'appareil commence la nouvelle analyse de l'ECG du patient, arrêtez immédiatement les compressions thoraciques et ne touchez pas le patient.
- La fréquence de compression thoracique peut uniquement être réglée en mode Pédiatrie. En mode Adulte, la fréquence est définie à 30 peu importe la fréquence réglée.

6. Entretien

6.1 Rangement de l'appareil

Veuillez vous reporter aux précautions ci-dessous lors du rangement de l'appareil.

Ne stockez pas l'appareil dans un environnement présentant de fortes variations de

température.

Environnement de stockage

L'appareil est connecté aux électrodes et à la batterie et est prêt pour un usage immédiat

en cas d'urgence.

Température: 0 °C ~ 43 °C

Humidité: 5 % ~ 95 % (un endroit sans condensation)

• Environnement de transport

L'appareil n'est pas connecté aux électrodes et à la batterie, et est stocké séparément

pendant une période prolongée ou transporté.

Température: -20 °C ~ 60 °C

Humidité: 5 % ~ 95 % (un endroit sans condensation)

• Ne rangez pas l'appareil dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil.

• Ne rangez pas l'appareil dans un environnement humide.

• Ne rangez pas l'appareil à proximité d'équipements de chauffage.

Ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible de recevoir des chocs ou des

vibrations excessives.

Ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il est exposé à des produits chimiques ou des gaz

explosifs.

• Faites attention à ce que de la poussière et des particules métalliques en particulier, ne

pénètrent pas dans l'appareil.

• Ne démontez pas l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable dans de tels cas.

64

6.2 Entretien

6.2.1 Inspection de l'appareil

L'appareil possède un autotest. L'appareil procède à un autotest dès que la batterie est insérée et s'éteint automatiquement après que le test est achevé et s'allume régulièrement pour réaliser l'autotest. Si vous souhaitez initier l'autotest, retirez la batterie puis réinsérez-la. Pour plus de détails sur les autotests, veuillez vous reporter à [Section 7.1 : Auto-tests] de ce mode d'emploi.

MISE EN GARDE

 Nous vous conseillons d'inspecter régulièrement l'appareil afin de garantir qu'il est constamment prêt en cas d'urgence.

Il existe deux alimentations qui doivent toujours être inspectées lors du rangement de l'appareil.

- Étant donné que l'appareil ne peut pas être utilisé pour une urgence si le niveau de batterie est faible, vous devez régulièrement consulter les résultats de l'autotest.
- Étant donné que la quantité adéquate d'énergie ne peut être administrée au patient en cas d'urgence si les électrodes sont en mauvais état, vous devez régulièrement vérifier la date d'expiration des électrodes et l'état de l'emballage des électrodes.

6.2.2 Rechargement et remplacement de la batterie

1 Batterie (Rechargeable)

Remplacement de la batterie

- Si la batterie est vide, remplacez-la par une batterie complètement chargée. Rechargez la batterie vide. Pour plus de détails sur l'état de la batterie, veuillez vous reporter à [Chapitre 7 : Problèmes] de ce mode d'emploi.
- Vous devez uniquement utiliser la batterie fournie par le fabricant.

Remplacement de la batterie

1. Enlevez la batterie usagée en la tirant vers l'extérieur et en appuyant sur le mécanisme de fermeture sur la partie inférieure de l'appareil. Reportez-vous à la figure ci-dessous.







2. Insérez une batterie neuve en suivant le sens de la flèche, l'étiquette orientée vers le haut, comme illustré dans la figure ci-dessous.




3. Poussez la batterie jusqu'à entendre un clic.





Comment recharger la batterie

- Les batteries rechargeables qui sont épuisées peuvent être réutilisées après rechargement.
- Vous pouvez recharger la batterie en utilisant le chargeur de batterie et la station d'accueil de chargement pour batterie fournie par le fabricant.
- Familiarisez-vous avec le manuel du chargeur de la batterie avant utilisation.
- La DEL rouge s'allume lorsque le chargeur de batterie est en chargement, et la DEL verte s'allume lorsque le chargement est terminé.
- Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour le chargement de la batterie (rechargeable).




② Batterie (jetable)

Remplacement de la batterie

- La batterie doit être remplacée si elle est épuisée. Pour plus de détails sur l'état de la batterie, veuillez vous reporter à [Chapitre 7 : Problèmes] de ce mode d'emploi.
- Vous devez uniquement utiliser la batterie fournie par le fabricant.
- La batterie jetable utilisée dans cet appareil n'est pas rechargeable. N'insérez pas la batterie jetable dans la station d'accueil de chargement de la batterie.
- La batterie (jetable) peut être remplacée de la même manière que la batterie (rechargeable).

3 Chargement de la batterie du CU-EM1

- Les batteries rechargeables qui sont épuisées peuvent être réutilisées après rechargement.
- Vous pouvez recharger la batterie en utilisant le chargeur de batterie et la station d'accueil de chargement pour batterie fournie par le fabricant.
- La DEL rouge s'allume lorsque le chargeur de batterie est en chargement, et la DEL verte s'allume lorsque le chargement est terminé.
- Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour le chargement de la batterie (rechargeable).





• Précautions pour l'utilisation de la batterie

- Ne soumettez pas la batterie à des impacts, ne la démontez pas et ne l'endommagez pas.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'objets chauds tels que des équipements de chauffage.
- Ne conservez pas la batterie près d'objets métalliques. Cela pourrait causer un court-circuit.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de batterie présentant des dommages externes (fuite par ex.), remplacez-la par une nouvelle batterie.
 - Si du liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit mouillé ou fortement humide.
- Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des batteries.
- Ne brûlez pas l'appareil et ne faites pas de trou à l'intérieur.
- N'insérez pas la batterie jetable dans la station d'accueil de chargement pour batterie.

• Les batteries rechargeables peuvent induire des risques d'inflammation, d'incendie et d'explosion. Veuillez respecter ce qui suit :

- Les batteries dont le boîtier est visiblement gonflé peuvent présenter un risque. Contactez immédiatement le fabricant ou le distributeur.
- Utilisez uniquement un chargeur de batterie authentique désigné par le fabricant.
- Ne laissez pas la batterie à l'intérieur d'un véhicule pendant l'été.
- Utilisez une batterie secondaire en lithium garantie par le fabricant.
- N'exposez pas la batterie à une forte chaleur dépassant les 60 °C.
- Il se peut que la performance de la batterie diminue en cas de températures basses. Nous conseillons de ne pas conserver ou utiliser la batterie dans un environnement à basse température.
- Si le CU-SP2 est rangé sans être utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie (qu'elle soit jetable ou rechargeable) pour éviter les dégâts en cas de fuite de la batterie. (Important! Prenez note que cela ne doit se faire que si le CU-SP2 est rangé et qu'il n'est pas utilisé. Si le CU-SP2 est en veille pour les urgences, une batterie doit être constamment insérée.

6.2.3 Remplacement des électrodes


- Vous ne pouvez pas utiliser des électrodes périmées.
- Vérifiez que l'emballage des électrodes n'est pas endommagé.
- Vous devez utiliser uniquement les électrodes fournies par le fabricant.

Comment remplacer les électrodes

 Vérifiez la date d'expiration de l'électrode. Reportez-vous à la figure ci-dessous pour vérifier la date d'expiration.



La date d'expiration apparaît à gauche de l'étiquette « ÉLECTRODES ADULTE multifonctions de défibrillation » située sur l'emballage.



La date d'expiration est indiquée comme suit : MM / YYYY MM – Mois YYYY – Année


2. Des électrodes usées ou périmées doivent être remplacées. Prenez avec deux doigts les extrémités du connecteur des électrodes puis sortez les électrodes de leur compartiment. Reportez-vous à la figure ci-dessous.





3. Insérez le connecteur des nouvelles électrodes dans l'espace prévu à cet effet, puis rangez l'emballage des électrodes dans son compartiment. Reportez-vous à la figure ci-dessous.





6.2.4 Nettoyage de l'i-PAD CU-SP2

Nettoyez toujours l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux. Les produits nettoyants suivants peuvent être utilisés pour nettoyer la surface externe de l'appareil :

- Eau savonneuse
- Eau de Javel diluée (diluez 30 ml dans un litre d'eau)
- · Composé ammoniacal dilué
- Peroxyde d'hydrogène dilué

MISE EN GARDE

- N'immergez pas l'appareil ou les accessoires dans du liquide ou du détergent.
- Ne laissez pas des liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil est immergé, contactez immédiatement le fabricant ou un centre de service agréé par le fabricant.
- L'emploi d'une force excessive pendant le nettoyage de l'appareil peut endommager celui-ci, tout comme lui donner des coups.
- N'utilisez pas de détergents puissants à base d'acétone ou des abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyants contenant des ingrédients abrasifs.
- Ne stérilisez pas l'appareil.

6.2.5 Élimination

Éliminez de manière adéquate le défibrillateur CU-SP2 et ses accessoires conformément aux réglementations locales.

7. Dépannage

7.1 Autotests

Il existe plusieurs types d'autotests. Chaque autotest examine différents composants. Reportezvous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

	ci-dessous pour pius de details.					
Autotests	Signification					
Autotest de la batterie	Procédez à l'autotest de la batterie en insérant la batterie dans les situations suivantes : Lors de l'acquisition initiale de l'appareil Lors de l'inspection de l'équipement après utilisation Lors du remplacement de la batterie Lorsque l'appareil est endommagé L'appareil contrôle le bouton Choc, le bouton « i » et les touches programmables durant l'autotest. Durant l'autotest de la batterie, l'utilisateur doit procéder au contrôle de l'appareil en appuyant sur les boutons conformément aux instructions vocales ou sur l'écran. Contrôlez également l'état de la connexion du connecteur de l'électrode mais aussi l'état de l'électrode durant l'autotest. Si l'autotest réussit, l'appareil s'éteindra automatiquement. Si l'autotest échoue, le bouton « i » clignote en rouge. Quand vous appuyez sur le bouton « i » conformément aux instructions vocales, l'appareil s'éteindra automatiquement après avoir reporté l'erreur vocalement ou sur l'écran LCD. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à [Section 7.3 : Problèmes] de ce mode d'emploi. L'autotest de la batterie procède à une inspection très détaillée, ce qui prend environ 20 secondes. Si une urgence se produit durant l'autotest de la batterie, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Rallumez ensuite l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et en réagissant rapidement à l'urgence en suivant les instructions vocales.					
Autotest de	L'appareil réalise un autotest de l'alimentation lorsque vous allumez					
l'alimentation	l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.					
Autotest en temps réel	L'appareil vérifie lui-même en temps réel durant le fonctionnement.					
Autotest régulier	Cet appareil procède régulièrement à un autotest une fois par jour, par semaine et par mois. L'autotest régulier vérifie les fonctions importantes, comme l'état des batteries, des électrodes et des circuits internes.					

Si l'autotest échoue durant le fonctionnement et que la défibrillation ne peut pas être administrée, l'appareil vous ordonnera d'obtenir un défibrillateur de remplacement et guidera vocalement la RCP. Pour en savoir plus à propos de l'erreur, appuyez tout d'abord sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « i » et l'appareil vous informera de l'erreur vocalement et sur l'écran LCD puis s'éteindra automatiquement. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à [Section 7.3 : Dépannage] de ce mode d'emploi.

MISE EN GARDE

- Étant donné que le CU-SP2 procède à un autotest quotidiennement, vous n'avez pas besoin de réaliser fréquemment un autotest pour la batterie. Procéder à un autotest fréquent de la batterie utilise l'énergie de la batterie et réduit ainsi son autonomie.
- Vérifiez régulièrement que le bouton « i » clignote en rouge afin d'être prêt en cas d'urgence.
 Si le bouton « i » clignote en rouge, veuillez vous référer à [Section 7.3 : Problèmes] de ce mode d'emploi.

7.2 L'état du dispositif

L'appareil informe l'utilisateur de son état des manières suivantes :

Indicateur	Signification	Remarques
	L'appareil a détecté une erreur (batterie	
Bouton i : Clignote en rouge	faible par ex.).	
Bouton 1. Clignote en rouge	Appuyez sur le bouton « i » pour identifier	
	l'erreur.	
Bouton Chao Clianota en	L'appareil est prêt à délivrer un choc	
Bouton Choc : Clignote en	électrique. Appuyez sur le bouton Choc	
orange	pour délivrer un choc électrique.	

7.3 Dépannage

L'appareil vous informe de son état actuel ou des problèmes via des voyants d'état, des bips ou des instructions vocales. Reportez-vous au tableau ci-après pour plus de détails :

Symptôme/Instruction vocale	Cause	Résolution	
Guide vocal :			
« Batterie faible »,	l a battaria sattaible	Remplacez la batterie par	
« Remplacez la batterie par une	La batterie est faible.	une nouvelle.	
nouvelle. »			
Guide vocal :	Le connecteur des	Assurez-vous que le	
« Branchez le connecteur des	électrodes n'est pas	connecteur des électrodes	
électrodes dans l'appareil. »	branché.	est correctement branché.	
Guide vocal :			
« Électrodes usées »,	Les électrodes ont déjà été	Remplacez les électrodes	
« Remplacez les électrodes par des	utilisées.	par des nouvelles.	
nouvelles. »			
Guide vocal :			
« Les électrodes sont périmées »,	Les électrodes sont	Remplacez les électrodes	
« Remplacez les électrodes par des	périmées.	par des nouvelles.	
nouvelles. »			
Guide vocal :	Les électrodes ne sont pas	Vérifiez que les électrodes	
« Pressez fermement les électrodes	correctement collées sur la	sont correctement collées sur	
sur la peau nue du patient. »	peau du patient.	la peau du patient.	
		Pressez fermement les	
		électrodes sur la peau du	
Guide vocal :	Les électrodes n'adhèrent	patient.	
« Pas de choc délivré. »	pas convenablement à la	Si besoin, rasez les poils de	
a rac do crios delivio.	peau du patient.	la poitrine ou éliminez	
		l'humidité avant de coller les	
		électrodes.	
	Bien qu'il soit nécessaire de		
Guide vocal :	procéder à un choc	Délivrez un choc électrique	
« Le bouton Choc n'a pas été	électrique, le bouton Choc	en pressant le bouton Choc	
pressé. »	n'a pas été pressé dans les	à la prochaine invite vocale.	
	15 secondes.		

- Si le problème ne peut pas être résolu dans une situation d'urgence, vous devez procéder comme suit :
 - 1) Remplacez rapidement le défibrillateur, si possible.
 - ② Si un défibrillateur de remplacement n'est pas disponible, contrôlez l'état du patient et réalisez une RCP au besoin. Continuez à contrôler l'état du patient et à réaliser la RCP jusqu'à l'arrivée des services médicaux d'urgence.

8. Entretien de l'appareil

Garantie de l'appareil

Nom de l'appareil	Nom du modèle	
Titre de l'achat	N° de série	
Dietributeur	Personne	
Distributeur	responsable	

- Cet appareil est garanti par CU Medical Systems, Inc. contre les défauts de matériel et de fabrication pour une durée de cinq ans à partir de la date d'achat d'origine. Pendant la période de garantie, nous assurerons, à notre gré, la réparation ou le remplacement gratuit d'un appareil qui s'avère défectueux, pourvu que vous retourniez l'appareil auprès de nos services ou de notre représentant autorisé avec les frais d'expédition prépayés.
- Cette garantie ne s'applique pas si l'appareil est endommagé suite à un accident ou une mauvaise utilisation, ou suite à des travaux d'entretien ou de modification effectués par des entités autres que CU Medical Systems, Inc. ou ses représentants autorisés. CU MEDICAL SYSTEMS NE SERA EN AUCUN TENU RESPONSABLE POUR DE DOMMAGES INDIRECTS.
- Seuls les appareils dotés de numéros de série et de leurs accessoires sont couverts par cette garantie. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS POUR LES DOMMAGES PHYSIQUES DUS À L'UTILISATION INCORRECTE OU DES CHOCS PHYSIQUES. La présente garantie ne couvre pas les câbles ou les modules sans numéro de série.

Annulation de la garantie

Les éléments suivants annulent l'effet de la présente garantie :

- Entretien par un personnel non autorisé.
- Le sceau d'usine est rompu sans autorisation préalable de CU Medical Systems, Inc.
- Panne ou dommage provoqué par une chute ou un choc externe après l'achat,
- dommage dû un des désastres naturels, comme le feu, le tremblement de terre, l'inondation ou la foudre.
- Panne ou dommage dû à une pollution environnementale ou à une tension anormale,
- Dommage causé par un stockage dans des conditions allant au-delà des limites spécifiées
- Panne dû à une dégradation des consommables,
- Panne dû à du sable ou de la terre qui aurait pénétré à l'intérieur de l'appareil,
- la date d'achat, le nom du client, le nom du distributeur, le numéro de lot et les autres informations listées ont été changés de manière arbitraire,

- absence de preuve d'achat fournie avec la garantie de l'appareil,
- Utilisation des accessoires et des pièces non recommandée par le fabricant.
- Toute autre panne ou dommage causé par une opération inappropriée.

Réparations

- L'i-PAD CU-SP2 doit être révisé uniquement par le personnel autorisé.
- L'i-PAD CU-SP2 fera l'objet d'un entretien gratuit pendant la période de garantie. Après la période de garantie, le coût du matériel et de la réparation sera à la charge de l'utilisateur.
- Lorsque l'i-PAD CU-SP2 ne fonctionne pas correctement, présentez-le immédiatement au centre de services autorisé pour entretien.
- Veuillez remplir le tableau suivant en fournissant les informations nécessaires lorsque vous sollicitez un entretien de votre appareil.

Classification de l'appareil		Défibrillateur Externe à double mode		
Nom de l'appareil		i-PAD	Numéro du modèle	CU-SP2
Numéro d	le Série		Date d'achat	
Représentan	t de ventes			
Coordonnées	Nom			
de	Adresse			
l'utilisateur	No. contact			
Brève desc problé				

Appendice

A. Pièces et accessoires

Pour commander les pièces de rechange et les accessoires, précisez les pièces et les numéros de commande cités dans le tableau ci-après.

A.1 Accessoires standards				
Nom	Numéro de pièce	Numéro de commande		
Électrodes de défibrillation Adulte (jetables)	CUA1007S			
Batterie rechargeable	CUA1203RB			
Instructions d'utilisation	SP2-OPM-FR-01			
Adaptateur pour batterie	K-820 Kkamnyang			
Station d'accueil de chargement pour batterie	CUA1207CH			
A.2 Accessoires en option				
Boîte portable	SP2-A-BAG-3010			
Batterie jetable (longue durée)	CUSA1103BB			
Électrodes de défibrillation Enfant (jetables)	CUA1102S			
Adaptateur IrDA	IR-220LPLUS			
Logiciel PC	CU Expert, ver. 3.70, ou supérieure			
Carte flash	HD1-CARD-SD			
Lecteur de carte SD	HD1-CARD-READER			
Imprimante	SPP-R200BGS/CUM			
Papier d'impression	PAPER-5740			
Appareil de transmission de l'ECG	CU-EM1			
Appareil de transmission de l'ECG Batterie rechargeable	CUA1204B			
ECG électrodes (jetable)	SEN-2237			

B. Description des symboles

B.1 Défibrillateur CU-SP2

Symbole	Signification
	Bouton d'alimentation (MARCHE/ARRÊT)
i	Bouton i
4	Bouton Choc
\triangle	Attention : Reportez-vous aux documents d'accompagnement.
IP55	Protégé contre les poussières - pénétration limitée (aucun dépôt nuisible) Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance - pénétration limitée
┤ ♠	Type BF, équipement protégé des effets des défibrillations
	Consultez le mode d'emploi
C€ ₀₄₇₀	Certification CE Europe
•••	Fabricant
EC REP	Représentant UE agréé
SN	Numéro de Série
~~	Date de fabrication
<u> </u>	Avertissement
\bigcirc	Interdiction

B.2 Emballage du CU-SP2

Symbole	Signification
	Empilement (jusqu'à 6)
<u>11</u>	Tenir debout
#	Humidité à éviter
Ţ	Fragile
F	Ne pas suspendre
art or the	Limites de température : À conserver à une température comprise entre 0 °C et 43 °C.
	Recyclable
EC REP	Représentant UE agréé
C€ ₀₄₇₀	Certification CE Europe
	Date de fabrication
***	Fabricant
SN	Numéro de Série

B.3 Accessoires

B.3.1 Batterie rechargeable

Symbole	Signification
Li-lon]	Batterie au Lithium ion
LOT	Numéro du lot
B052 002-2001	Certification de sécurité KC
~~	Date de fabrication
•••	Fabricant
	Ne pas détruire ou appliquer une pression sur la batterie.
2	Ne pas jeter la batterie de manière inconsidérée. Jetez-la en accord avec les réglementations locales.
(3)	Consultez le mode d'emploi
<u> </u>	Avertissement
	Avertissement ; Matériau inflammable
C€ ₀₄₇₀	Certification CE Europe

B.3.2 Batterie Jetable(CUSA1103BB)

Symbole	Signification
LiMnO ₂	Batterie au lithium-dioxyde de manganèse
LOT	Numéro du lot
~~\	Date de fabrication
•••	Fabricant
8	Ne pas détruire ou appliquer une pression sur la batterie.
Ø	Ne pas jeter la batterie de manière inconsidérée. Jetez-la en accord avec
	les réglementations locales.
	Consultez le mode d'emploi
\wedge	Avertissement
	Avertissement ; Matériau inflammable
C€ ₀₄₇₀	Certification CE Europe

B.3.3 Électrodes

Symbole	Signification
43°C	Limites de température : à conserver à une température comprise entre
0°C - 1/4 32°F	0 °C et 43 °C.
LOT	Numéro du lot
	Date d'expiration
REF	Numéro de commande de référence
2	Jetable (ne pas réutiliser)
\bowtie	Ne pas plier ou écraser ce produit
Contains no Latex	Ne contient pas de latex
EXIT MM / YYYY	Date d'expiration
<u></u>	Attention : Reportez-vous aux documents d'accompagnement.
CE	Certification CE Europe

C. Glossaire

(Gel)

l'Association

américaine du coeur

(AHA) 2010 CPR

1 RCP se compose de 5 cycles. (Lorsque l'appareil est réglé par défaut

sur 5 cycles.)

1 Cycle Se réfère à 30 compressions thoraciques suivies de 2 respirations

pendant la RCP. (Lorsque l'appareil est réglé par défaut sur [30:2].) Si vous spécifiez le nombre de compressions et d'insufflations, le cycle est effectué conformément au protocole spécifié. Reportez-vous à la

[Section 5,4 : Paramétrages de l'appareil] pour des informations

détaillées sur la procédure.

Abrasif Un matériau utilisé pour affûter et nettoyer une surface en métal, en

verre, en pierre et en bois, à savoir l'émeri, le quartz en poudre et la

poussière de verre. N'utilisez pas ces abrasifs pour nettoyer l'appareil.

L'adhésif sur les L'adhésif des électrodes est très important pour maintenir une

électrodes adhésion optimum entre la peau et les électrodes. Par conséquent,

n'ouvrez jamais l'emballage contenant les électrodes si celles-ci ne

sont pas nécessaires, et vérifiez régulièrement leur date d'expiration.

Adulte Dans ce mode d'emploi, l'adulte est une personne âgée de plus de 8

ans ou qui pèse plus de 25 kg.

Consignes de Les paramétrages par défaut de cet appareil vous demandent de

pratiquer une RCP immédiatement après une défibrillation,

conformément aux directives 2010 sur la RCP. De même, le guide sur

la RCP est constitué de 5 cycles avec un ratio compression thoracique-

respiration de 30:2 (si l'appareil est réglé par défaut sur 5 cycles, 30:2).

Si vous n'avez pas été formé(e) à la respiration, ne pratiquez que la

compression thoracique. Reportez-vous à la [Section 5,4:

Paramétrages de l'appareil] pour le réglage de la RCP. Veuillez

contacter le fabricant pour de plus amples informations.

Arythmie Un rythme cardiaque anormal.

Bloc-piles
Patient avec arrêt
cardiaque

La batterie jetable ou rechargeable qui alimente l'appareil.

Le patient qui présente les symptômes d'un arrêt cardiaque. Cet appareil doit être utilisé pour un patient qui présente les symptômes suivants : pas de réponse, pas de mouvement et respiration anormale.

Port de communication

Le port qui envoie et reçoit des données entre l'appareil et le PC.

Condensation

L'humidité a un effet négatif sur l'appareil lorsque de la condensation se forme à sa surface. L'appareil doit être rangé dans un endroit sec, sans humidité excessive.

Mode RCR

L'appareil fournit des conseils sur la RCP tout en analysant l'ECG du patient, afin que vous puissiez pratiquer la RCP facilement. Le mode RCP de cet appareil est conforme aux directives 2010 sur la RCP de la AHA. Reportez-vous à la [Section 4.3, étape 3 : pratique de la RCP] pour de plus amples informations.

Défibrillation

C'est un processus dans lequel un appareil électronique donne un choc électrique au cœur. Il aide à rétablir les contractions rythmiques normales d'un cœur en cas d'arythmie sévère ou d'arrêt cardiaque.

Connecteur des électrodes de défibrillation Le connecteur qui sert à connecter l'appareil aux électrodes de défibrillation.

Appareil

L'appareil désigné dans ce mode d'emploi est un défibrillateur externe semi-automatique (DEA) au nom de modèle CU-SP2, un produit de la gamme i-PAD du fabricant.

Batterie jetable

Une batterie jetable qui alimente l'appareil et qui ne peut être rechargée. Remplacez les batteries périmées ou épuisées par une nouvelle batterie.

ECG

L'abréviation pour électrocardiogramme. L'enregistrement du rythme cardiaque, tel que détecté par les électrodes de défibrillation.

Choc électrique Cet appareil charge une grande quantité d'énergie en peu de temps et

exécute une défibrillation via un choc électrique.

Erreur L'état dans lequel l'appareil ne fonctionne pas correctement. Reportez-

vous à la [Section 7,3 : Résolution des problèmes] pour de plus amples

informations.

Fibrillation Caractérise une irrégularité cardiaque, laquelle provoque une

inefficacité circulatoire. La fibrillation ventriculaire s'accompagne

généralement d'un arrêt cardiaque aigu.

Clignotant L'état dans lequel le voyant clignote.

Bouton i Le bouton pour consulter la dernière utilisation de l'appareil, l'affichage

de messages d'erreur, le transfert de l'ECG et les données des

événements, etc.

Décharge interne Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 se débarrasse de la charge dans son

condensateur, dans un circuit résistif interne, si vous ne pressez pas le

bouton Choc ou si l'appareil considère que le patient n'a pas besoin

d'un choc électrique du fait d'un changement dans son ECG.

Port infrarouge Le port de communication qui envoie et reçoit des données entre

l'appareil et le PC. Comme le port IrDA utilise le rayonnement

infrarouge (IR), prenez toutes les précautions nécessaires pour réduire

les interférences. Reportez-vous au manuel du logiciel [CU Expert]

pour de plus amples informations.

Allumé L'état dans lequel le voyant est allumé.

Défibrillateur externe Le défibril

manuel

(désactivé)

Le défibrillateur externe manuel est un appareil qui peut réaliser des

défibrillations asynchrones et des cardioversions synchrones.

Mode de Le mode dans lequel l'appareil surveille le patient ou réalise une

fonctionnement RCP/défibrillation lorsqu'il est allumé.

Électrodes Les électrodes citées dans ce mode d'emploi concernent des

électrodes (jetables) utilisées pour exécuter la défibrillation.

Électrode 1 L'électrode qui se place sous la clavicule droite. Veuillez vous reporter

aux figures relatives aux électrodes. (Cette position peut permuter avec

celle de l'électrode 2.)

Électrode 2 L'électrode qui est collée sur les côtes, sur la partie inférieure gauche du

thorax, sous l'aisselle. Veuillez vous reporter aux figures relatives aux électrodes. (Cette position peut permuter avec celle de l'électrode 1.)

Le connecteur qui sert à connecter les électrodes au défibrillateur i-

électrodes PAD CU-SP2.

Connecteur des

d'alimentation

Couplage La phase de connexion de l'appareil avec un dispositif Bluetooth

externe pour la communication.

PC S/W CU Expert Logiciel PC utilisé pour la gestion des données de traitement.

(CU-EX1) Reportez-vous à l'annexe relative aux accessoires si vous souhaitez

acheter ce logiciel.

Enfant Dans ce mode d'emploi, l'enfant est une personne âgée de plus d'un

an et de moins de 8 ans, et qui pèse moins de 25 kg.

Bouton Un bouton vert situé sur la façade de l'appareil. L'appareil s'allume

quand le bouton d'alimentation est pressé pendant le mode veille, et

s'éteint quand le bouton d'alimentation est pressé pendant une

seconde lorsque l'appareil est allumé. Si le bouton d'alimentation est

pressé quand le test d'insertion de la batterie est en cours, ce test est

annulé.

Revêtement des Le revêtement qui protège le gel conducteur adhésif des électrodes

électrodes lorsque celles-ci sont rangées dans leur emballage.

Batterie rechargeable Une batterie rechargeable qui alimente l'appareil et qui peut être

réutilisée après rechargement. Rechargez et réutilisez les batteries

usagées.

Carte flash La carte mémoire externe qui peut être utilisée pour stocker les

données de traitement (de l'ECG et des événements) à partir de la

mémoire interne de l'appareil.

Autotest Tests d'autodiagnostic qui vérifient que les sous-systèmes de l'appareil

fonctionnent correctement.

Défibrillateur semi-

automatique externe

(DEA)

Un dispositif qui applique un choc de défibrillation après l'analyse et la

reconnaissance d'un rythme qui nécessite un choc. Vous devez

délivrer un choc en appuyant sur le bouton CHOC.

Bouton Choc Le bouton sur lequel vous devez appuyer pour délivrer un choc

électrique à un patient qui a fait un arrêt cardiaque.

Mode en attente Le mode durant lequel l'appareil est sur OFF mais où l'appareil exécute

des autotests réguliers pour garantir que l'appareil est toujours prêt à

l'emploi pour les situations d'urgence.

Nous Se réfère à CU Medical Systems, Inc.

D. Spécifications de l'appareil

Nom du modèle : CU-SP2

Extérieur du produit

Catégorie Spécifications d'ordre général

Dimensions 260 mm x 256 mm x 69,5 mm (largeur x longueur x hauteur)

Poids 2, 4 kg (batterie et électrodes incluses)

Conditions environnementales

Catégorie Spécifications d'ordre général

Environnement opérationnel (L'appareil peut être utilisé immédiatement en cas d'urgence.)

Température : 0 °C ~ 43 °C

Humidité: 5 % ~ 95 % (un endroit sans condensation)

Environnement de rangement (L'appareil dispose d'électrodes et d'une batterie et est prêt à l'emploi en cas d'urgence.)

Température : 0 °C ~ 43 °C

Humidité: 5 % ~ 95 % (un endroit sans condensation)

Environnement de transport (L'appareil ne dispose pas d'électrodes et de batterie et est rangé séparément ou transporté pendant une longue période.)

Température : -20°C ~ 60°C

Humidité: 5 % ~ 95 % (un endroit sans condensation)

Altitude de 0 à 15 000 pieds (fonctionnement et stockage)

Chute Résiste à une chute de 1,2 mètre (côté, coin ou surface)

Vibration En fonctionnement : est conforme à la norme militaire MIL-STD-

810G, fig. 514.6E-1, sinus aléatoire

En veille : est conforme à la norme militaire MIL-STD-810G, fig.

514.6E-2, sinus balayé (hélicoptère)

Scellage IEC 60529: IP55

ESD Répond à la norme IEC 61000-4-2:2001

EMI (Radié) Conforme aux limites de la norme CEI 60601-1-2, méthode EN

55011:2007 +A2:2007, Groupe 1, Classe B

EMI (Immunité) Conforme aux limites de la norme CEI 60601-1-2, méthode EN

61000-4-3:2006 +A1:2008, niveau 3 (de 10V/m 80MHz à 2500MHz)

Défibrillateur | Catégorie Spécifications d'ordre général Défibrillateur externe à double mode (semi-automatique, manuel) Type de fonctionnement Type de sortie biphasique tronquée exponentielle e-cube Sortie d'énergie • Mode DEA Charge de 150J±4J, 200J±6J à 50 Ω pour des adultes • Charge de 50J±2J à 50 Ω pour des enfants Mode manuel (optionnel) • 2J±1J, 3J±1J, 5J±1J, 7J±1J, 10J±1J, 20J±2J, 30J±2J, 50J±2J 70J±2J, 100J±4J, 150J±4J, 200J±6J à 50 Ω Contrôle de la charge Contrôlées par un système automatisé d'analyse du patient Temps de chargement Mode Manuel • Temps de chargement, réglé sur la sortie d'énergie maximum, Batterie neuve nouvelle batterie complètement chargée 12 secondes en général • Temps de chargement, réglé sur la sortie d'énergie maximum, Batterie neuve : 16 ème décharge 16ème décharge du choc à partir d'une nouvelle batterie du choc 14 secondes en complètement chargée général Batterie neuve: 16ème décharge • Durée de la mise sous tension initiale jusqu'au statut opérationnel pour la décharge pour la décharge, 16ème du choc 24 secondes en décharge du choc à partir d'une nouvelle batterie général complètement chargée Mode DEA • Durée de l'initiation de l'analyse du rythme jusqu'au statut Batterie neuve opérationnel pour la décharge, réglé sur la sortie d'énergie 12 secondes en général maximum, nouvelle batterie complètement chargée Batterie neuve : 16ème décharge • Durée de l'initiation de l'analyse du rythme jusqu'au statut

 Durée de l'initiation de l'analyse du rythme jusqu'au statut opérationnel pour la décharge, 16^{ème} décharge du choc à partir d'une nouvelle batterie complètement chargée

 Durée de la mise sous tension initiale jusqu'au statut opérationnel pour la décharge pour la décharge, 16^{ème} décharge du choc à partir d'une nouvelle batterie complètement chargée Batterie neuve : 16^{eme} décharge du choc 14 secondes en général

Batterie neuve : 16^{ème} décharge du choc 25 secondes en général

Voyant de charge

- Instruction vocale Appuyez sur le bouton clignotant orange.
- Bouton clignotant Choc
- Avertisseur sonore

pour l'adulte.

Durée de la fin de la

RCP jusqu'à

Au moins 6 secondes à compter de la fin de la RCP jusqu'à la délivrance du

choc

l'administration du choc

Désactivation

L'appareil désactive la charge électrique dans les conditions suivantes :

- Lorsque l'ECG du patient change de statut ne nécessitant plus de défibrillation.
- Lorsque le bouton Choc n'est pas pressé dans les 15 secondes qui suivent la fin de la charge.
- Lorsque l'équipement est éteint après avoir pressé le bouton d'alimentation pendant plus d'une seconde.
- Lorsque l'électrode est décollée du corps du patient ou que le connecteur des électrodes est débranché de l'appareil.
- Lorsque l'impédance du patient est hors de la portée de défibrillation. (25 Ω \sim 175 $\Omega)$

Choc électrique

Quand le chargement est terminé, l'appareil délivre un choc de défibrillation au patient lorsque le bouton Choc est pressé.

Vecteur de

• Les électrodes (dérivation II) sont situées en position antérieur-antérieur

l'administration du choc

• Les électrodes sont situées en position antérieur-postérieur pour l'enfant.


Isolation du patient

Type BF, protégé contre les effets des défibrillateurs

Sync

 Latence entre la synchronisation du pouls et l'administration du choc Le choc est délivré dans les 60 millisecondes après un pic

du QRS chez l'ECG du patient.



Onde biphasique tronquée exponentielle

La forme de l'onde est automatiquement ajustée en fonction de l'impédance de défibrillation du patient. Dans le graphique, A est la durée de la première phase de l'onde, B est la durée de la seconde phase, C est la latence entre les phases (500 µs), et D est le courant de crête.

Onde de sortie pour adulte (200 Joules)

Impédance du patient (Ohms, Ω)	Intervalle de la première phase (millisecondes , ms)	Intervalle de la seconde phase (millisecondes, ms)	Courant de crête (A)	Déchargeme nt de l'énergie (Joules, J)	Précision de l'énergie (Joules, J)
25	2,4	2,4	67,5	196,2	200 (±6J)
50	4,4	4,4	36	199,5	200 (±6J)
75	6,5	6,5	25	200,7	200 (±6J)
100	8,7	8,7	18,2	201,1	200 (±6J)
125	10,9	10,9	14,8	201,3	200 (±6J)
150	12,5	12,5	12,6	201,1	200 (±6J)
175	14,9	14,9	10,8	200,9	200 (±6J)

Onde de sortie pour adultes (150 Joules)

Impédance du patient (Ohms, Ω)	Intervalle de la première phase (millisecondes , ms)	Intervalle de la seconde phase (millisecondes, ms)	Courant de crête (A)	Déchargeme nt de l'énergie (Joules, J)	Précision de l'énergie (Joules, J)
25	2,4	2,4	64,5	147,8	150 (±4J)
50	4,4	4,4	32,7	149,7	150 (±4J)
75	6,3	6,3	22,5	151,5	150 (±4J)
100	8,8	8,8	15,9	148,1	150 (±4J)
125	10,7	10,7	13,0	149	150 (±4J)
150	12,7	12,7	11,0	148,2	150 (±4J)
175	15,0	15,0	9,5	148,8	150 (±4J)

Onde de sortie pour adultes (50 Joules)

Impédance du patient (Ohms, Ω)	Intervalle de la première phase (millisecondes , ms)	Intervalle de la seconde phase (millisecondes, ms)	Courant de crête (A)	Déchargeme nt de l'énergie (Joules, J)	Précision de l'énergie (Joules, J)
25	2,3	2,3	35,4	50,2	50 (±2J)
50	4,3	4,3	18,4	50,7	50 (±2J)
75	6,3	6,3	12,3	49,7	50 (±2J)
100	8,5	8,5	9,1	49,5	50 (±2J)
125	10,6	10,6	7,3	50,3	50 (±2J)
150	12,7	12,7	5,8	49	50 (±2J)
175	15,0	15,0	4,9	49,6	50 (±2J)

Précision de l'ECG

Catégorie Spécifications d'ordre général

Voie d'acquisition

d'ECG

Dérivation II

Fréquence des

réponses

1 Hz ~ 30 Hz

Système d'analyse ECG

Catégorie Spécifications d'ordre général

Fonction Analyse si les rythmes de l'impédance du patient et de l'ECG

nécessitent une défibrillation.

Portée de l'impédance

mesurée

 $25~\Omega\sim175~\Omega$

Rythme nécessitant une défibrillation

- Fibrillation ventriculaire et différentes tachycardies ventriculaires y compris les battements ventriculaires
- Le CU-SP2 utilise différentes variables pour déterminer si le rythme cardiaque nécessite ou non un choc.
- Certains rythmes cardiaques à l'amplitude ou la fréquence extrêmement basse ne sont pas considérés comme des battements de fibrillation ventriculaire pouvant faire l'objet d'un choc. De même, certains battements de tachycardie ventriculaire ne sont pas considérés comme des rythmes nécessitant une défibrillation.

Rythme ne nécessitant pas de défibrillation

- Les rythmes cardiaques de l'ECG à l'exception de ceux exigeant une défibrillation
- Lorsqu'un rythme cardiaque ne nécessitant pas de défibrillation est détecté, l'appareil informe vocalement l'utilisateur de pratiquer une RCP.

Protocole d'analyse

Prépare à l'administration du choc ou donne des instructions vocales sur la RCP en fonction des résultats de l'analyse.

Sensibilité de l'algorithme, et spécificités exigeant une défibrillation Conforme à la norme AAMI DF80

Système d'analyse de l'ECG - Test de la base de données de l'ECG

Classe Rythme ECG	Rythmes	Taille de l'échantillon pour test minimum	Objectif de performan ce	Taille de l'échantill on pour test	Décision pour choc	Pas de décision pour choc	Performance observée	Limite la plus basse de confiance unilatérale
LIVRABLE	VF puissant	200	>90% sensibilité	219	213	6	97,26 % (213/219) Sensibilité	95%
CHOC DELIVRABLE	VT rapide	50	>75% sensibilité	137	111	26	81,02 % (111/137) Sensibilité	76%
CHOC NON DELIVRABLE	Rythme sinusal normal	100 minimum (arbitraire)	>99% spécificité	100	0	100	100 % (100/100) Spécificité	97%
	AF, SB, SVT, bloc cardiaque, extrasyscole ventriculaire du rythme idioventriculaire	30 (arbitraire)	>95% spécificité	219	1	218	99,54 % (218/219) Spécificité	98%
	Asystolie	100	>95% spécificité	132	5	127	96,21% (127/132) Spécificité	93%

- a. Déclaration destinée aux professionnels de la santé du groupe de travail de l'AHA (Association américaine du cœur) sur la DEA, sous-comité sur l'efficacité et la sécurité de la DEA. Défibrillateurs externe automatiques pour l'accès public à la défibrillation : Recommandations pour la définition et la performance de l'algorithme d'analyse d'arythmies, incorporant de nouvelles formes d'ondes et améliorant la sécurité. Publié en 1997; 95:1677-1682.
- b. Conformément aux recommandations de l'AHA (a) et du DF80 basé sur les directives AAMI, SVT est clairement inclus dans la catégorie des rythmes ne justifiant pas de choc.

Appareils de surveillance, voyants, invites vocales

Catégorie Spécifications d'ordre général

Appareils de surveillance Bouton d'alimentation, bouton « i », bouton Choc, 3 touches

programmables

Écran graphique LCD

Affiche l'état de fonctionnement de l'appareil et les instructions.

Indicateurs

• Bouton Choc: Clignote en orange lorsque le défibrillateur est chargé et prêt à délivrer un choc.

 Bouton « i »: Clignote lors du guidage de la RCP, du transfert de l'historique des données de traitement et du paramétrage du mode RCP.

• Bouton rouge « i »: Clignote lorsqu'une erreur se produit.

Enceintes

Permet l'annonce des instructions vocales

• Si l'appareil détermine, en fonction de ses réglages, que l'environnement immédiat est bruyant et qu'il ne peut annoncer clairement des instructions vocales, le volume sonore sera

automatiquement augmenté.

Avertisseur sonore Permet l'annonce de différents bips

Contrôle du faible niveau de la batterie

Le contrôle est effectué de manière automatique sous la forme d'autotests réguliers mais aussi en temps réel lorsque l'équipement est en cours d'utilisation ou quand l'appareil est sous tension.

Indicateur de niveau bas de pile

L'écran graphique LCD sur l'appareil indique le niveau faible de la batterie ainsi que les instructions vocales et le bouton « i » clignotant en rouge.

Invite vocale

Instructions vocales détaillées pendant la défibrillation et la RCP.

Autotests

Auto

- Autotest de l'alimentation/Autotest en temps réel
- Autotests journaliers, hebdomadaires et mensuels.

Manuel

Autotest de la batterie (réalisé lorsque l'utilisateur insère la batterie)

Batterie (rechargeable)

Catégorie Spécifications d'ordre général

Type de pile 11.1V DC, 1.9 Ah Li-ion, rechargeable

Capacité Pour les nouvelles batteries complètement chargées, au

moins 60 décharges ou 3 heures de fonctionnement à

25 °C

Durée de vie (après avoir

inséré la batterie)

Si rangé et géré conformément aux instructions de ce

document:

Au moins 2 ans à partir de la date d'insertion dans l'i-PAD

CU-SP2

Plage de températures pour le rangement et

l'utilisation

Environnement opérationnel

Température : 0 °C ~ 43 °C

• Environnement de stockage

Température : -20 °C ~ 60 C

Batterie (jetable)

Catégorie Spécifications d'ordre général

Type de pile 12V CC, 4,2Ah LiMnO₂, jetable:

Capacité Pour les nouvelles batteries complètement chargées, au

moins 130 décharges ou 5 heures de fonctionnement à 25 °C

Durée de vie (après avoir

inséré la batterie)

Si rangé et géré conformément aux instructions de ce

document:

Au moins 5 ans à partir de la date d'insertion dans l'i-PAD

CU-SP2

Plage de températures pour le rangement et

l'utilisation

Environnement opérationnel

Température : 0 °C ~ 43 °C

• Environnement de stockage

Température : -20 °C ~ 60 °C

Électrodes de défibrillation pour adulte

Catégorie Spécifications d'ordre général

Type Adulte

Taille des électrodes $110 \text{ cm}^2 \pm 10\%$

Longueur du câble 120cm ± 5cm

Durée de vie des électrodes

rangées

36 mois au maximum à compter de la date de fabrication.

Électrodes de défibrillation pour enfant

Catégorie Spécifications d'ordre général

Type Enfant

Taille des électrodes $50 \text{ cm}^2 \pm 10\%$

Longueur du câble 120cm ± 5cm

Durée de vie des électrodes rangées 30 mois au maximum à compter de la date de fabrication.

Stockage et transmission des données

Catégorie Spécifications d'ordre général

Association infrarouge de données Permet de communiquer avec un PC par IrDA

Stockage des données Enregistre 3 événements dans la mémoire interne (jusqu'à 17 heures par

événement)

Carte flash Stocke l'ECG et les données d'événement de la mémoire interne de

l'appareil par le biais du logiciel PC (CU Expert).

Bluetooth Utilise Bluetooth pour communiquer avec l'Imprimante ou le CU-EM1

(appareil de transmission de l'ECG)

Vitesse de communication 9,600 bps ou supérieure.

CU-EM1 (appareil de transmission de l'ECG)

Catégorie Spécifications d'ordre général

• Type d'ECG: À 3 dérivations (dérivation II)

• Permet d'observer les résultats de l'ECG en utilisant l'écran

LCD du CU-SP2

Dérivation par défaut Détecte quand un ou plusieurs câbles de l'ECG sont détachés

(si le câble de l'ECG est déconnecté du patient ou de

l'appareil).

Affichage de la fréquence

cardiaque

 $30 \sim 300 \text{ bpm (précision : } \pm 3 \text{ bpm)}$

Taille de l'ECG • 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV

• AUTO: 0,3 ~ 5,5mV, affichage des signaux en entrée de

l'ECG de 10mm sur l'écran.

Portée de la fréquence 1 ~ 30 Hz (-3 dB)

Isolation du patient Type CF

Temps de fonctionnement Au moins 20 heures

Temps de chargement de

la batterie

Moins de 3 heures

Vitesse de balayage 23 mm/sec

E. Compatibilité électromagnétique

Conseils et déclaration du fabrication - émissions électromagnétiques

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du défibrillateur i-PAD CU-SP2 doit s'assurer qu'il sera bien utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - guidage
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'i-PAD CU-SP2 se sert de l'énergie radiofréquence pour ses fonctions internes uniquement. Par conséquent, ses émissions sont très basses et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques qui se trouveraient à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Groupe B	
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non applicable	L'i-PAD CU-SP2 peut être utilisé dans toutes les installations, dont les installations domestiques et celles directement connectées au réseau public
Tension de papillotement / émissions d'oscillation IEC 61000-3-3	Non applicable	d'alimentation électrique basse tension, lequel alimente les constructions utilisées à des fins domestiques.

AVERTISSEMENT

• L'i-PAD CU-SP2 ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements ou entassé avec d'autres équipements.

Si cela n'est pas possible, l'i-PAD CU-SP2 doit être surveillé pour vérifier qu'il fonctionne normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisée.

Conseils et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du défibrillateur i-PAD CU-SP2 doit s'assurer qu'il sera bien utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau test IEC	Niveau de	Environnement		
	60601-1	conformité	électromagnétique - guidage		
Décharge électromagnétique (ESD) IEC 61000-4-2	Contact ±6 kV ±8 kV air	Contact ±6 kV ±8 kV air	Les planchers doivent être en bois, béton ou carrelage céramique. Si les sols sont recouverts de matériau synthétique, l'humidité relative doit être de 30 % au		
Immunité aux transitoires électriques rapides en salve IEC 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée / sortie	Non applicable	moins. La qualité électrique du réseau de distribution doit être identique à celle d'un environnement commercial ou hospitalier classique.		
Surtension transitoire IEC 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±12 kV mode commun	Non applicable	La qualité du réseau électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.		
Baisses de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée IEC 61000-4-11	< 5 % U _T (creux en U _T > 95 %) pour 0,5 cycles < 40 % U _T (creux en U _T > 60%) pour 5 cycles < 70 % U _T (creux en U _T > 30 %) pour 25 cycles < 5 % U _T (creux en U _T > 95 %) pendant 5 s	Non applicable	La qualité du réseau électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de l'intensificateur d'images de l'i-PAD CU-SP2 a besoin d'un fonctionnement continu pendant les interruptions du réseau électrique, nous recommandons que cet intensificateur soit branché sur un onduleur.		
Champs magnétiques de la fréquence industrielle (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	La fréquence d'alimentation du champ magnétique doit être caractéristique pour un environnement commercial ou hospitalier.		

Conseils et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié cidessous. Le client ou l'utilisateur du défibrillateur i-PAD CU-SP2 doit s'assurer qu'il sera bien utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau composite CEI 60601	Niveau de conformit é	Environnement électromagnétique - guidage
Norme CEI 61000-4-6,	3 Vrms de 150 kHz à 80 MHz,	3 Vrms	Les équipements de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité d'une pièce de l'i-PAD CU-SP2, quelle qu'elle soit, y compris les câbles; il convient de respecter la distance de séparation recommandée calculée d'après l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = [\frac{3,5}{V1}]\sqrt{P}$
RF par conduction	hors bandes ISM ^a 10 Vrms de 150 kHz à 80 MHz, dans les bandes ISM ^a 10 V/m	10 Vrms	$d = \left[\frac{12}{V2}\right]\sqrt{P}$
61000-4-3, RF par rayonneme nt	80 MHz à 2,5 GHz 20 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	20 V/m	$d=[rac{12}{E1}]\sqrt{P}$ 80 MHz ~ 800 MHz $d=[rac{23}{E1}]\sqrt{P}$ 800 MHz ~ 2,5 GHz
			P est la puissance nominale de sortie de l'émetteur, en watts (W), d'après le fabricant, et <i>d</i> est la distance de séparation recommandée, en mètres (m) ^b . Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, comme déterminées par une étude électromagnétique sur site ^c , doivent être inférieures au niveau de conformité pour chaque portée de fréquence ^d . Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués avec le symbole suivant :

REMARQUE 1. À 80 MHz et 800 MHz, la portée de fréquence la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2. Ces conseils ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz vont de 6,765 MHz à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.

Les niveaux de conformité des bandes ISM entre 150 kHz et 80 MHz, et dans la gamme de fréquences de 80 MHz à 2,5 GHz, sont conçus pour réduire la probabilité qui est que les équipements de communication mobiles/portatifs pourraient provoquer des interférences si ceux-ci étaient présents, par inadvertance, dans des zones réservées aux patients. Pour cette raison, un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé dans le calcul de la distance de séparation recommandée pour les émetteurs se trouvant dans ces gammes de fréquences.

Les intensités de champ des émetteurs fixes, comme les stations de base des radiotéléphones (cellulaires, sans fil), des radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les stations de radiodiffusion AM et FM et les stations de télévision, ne peuvent pas théoriquement être prévues avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique du fait de la présence d'émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée sur le site où doit opérer le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est supérieure au niveau de conformité RF applicable, il conviendra de vérifier que le CU-SP2 fonctionne bien normalement. Si des performances anormales sont observées, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, comme réorienter ou délocaliser l'i-PAD CU-SP2.

Au-delà de la gamme de fréquences allant de 150 kHz to 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à [V1] V / m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portatifs et mobiles et le CU-SP2

Le défibrillateur i-PAD CU-SP2 est conçu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF par rayonnement sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du défibrillateur i-PAD CU-SP2 peut empêcher les interférences électromagnétiques en maintenant un minimum de distance entre les équipements de communication RF mobiles et portatifs et l'i-PAD CU-SP2, tel que recommandé ci-après, selon la puissance nominale de sortie des équipements de communication.

Puissance	Distance de séparation d'après la fréquence de l'émetteur [m]							
nominale	150 kHz à 80 MHz hors les bandes ISM	150 kHz à 80 MHz dans les bandes ISM	80 MHz à 800 MHz		800 MHz à 2,5 GHz			
maximale de sortie du transmetteur	$d = [\frac{3.5}{V1}]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V2}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{E1}\right]\sqrt{P}$		$d = \left[\frac{23}{E1}\right]\sqrt{P}$			
[W]	V1 = 3 Vrms	V2 = 10 Vrms	E1 = 10 V/m	E1 = 20 V/m	E1 = 10 V/m	E1 = 20 V/m		
0,01	0,06	0,12	0,12	0,06	0,23	0,16		
0,1	0,11	0,38	0,38	0,19	0,73	0,36		
1	0,35	1,20	1,20	0,60	2,30	1,15		
10	1,11	3,79	3,79	1,90	7,27	3,64		
100	3,50	12,00	12,00	6,00	23,00	11,50		

Pour des transmetteurs dont la puissance nominale maximale est supérieure à celle spécifiée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée par l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance nominale maximale du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.

REMARQUE 1: à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la portée de fréquence la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2: les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz vont de 6,765 MHz à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz et de 40,66 MHz à 40,70 MHz. REMARQUE 3: un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé dans le calcul de la distance de séparation recommandée pour les émetteurs se trouvant dans des bandes ISM entre 150 kHz et 80 MHz, et dans la gamme de fréquences de 80 MHz à 2,5 GHz, pour réduire la probabilité qui est que les équipements de communication mobiles/portatifs pourraient provoquer des interférences si ceux-ci étaient présents, par inadvertance, dans des zones réservées aux patients.

REMARQUE 4 : ces conseils ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.