

FR

**Nettoyant concentré pour instruments
avec des enzymes protéolytiques**

AVERTISSEMENT

Propriétés

GERMOCID ENZIMATICO est un détergent protéolytique enzymatique pour le nettoyage et le nettoyage des instruments médicaux et dentaires. Il agit efficacement sur les déchets organiques, même secs, et les salissures tenaces : il peut être utilisé sur le verre, le plastique et les matériaux métalliques. POUR UN USAGE PROFESSIONNEL, convient au lavage manuel et aussi à l'utilisation dans les appareils à ultrasons.

Mode d'emploi : Diluer GERMOCID ENZIMATICO à raison de 0,6-10% dans un litre d'eau du robinet, de préférence chaude, et bien mélanger. Avant de faire tremper les instruments dans la solution préparée, il est recommandé de les décontaminer avec un produit spécifique, puis de les rincer à l'eau froide et de les immerger dans une solution GERMOCID ENZIMATICO pendant 10 minutes. En présence de résidus secs ou de salissures tenaces, prolonger l'immersion à 1 heure et éventuellement utiliser une brosse à dents.

Composition : tensioactifs non ioniques 15-30%; tensioactifs anioniques 5-15%; enzymes; parfum (limonène, citral), conservateur (benzisothiazolinone).

Advertissements: H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. EUH208 Contient : CITRAL Peut provoquer une réaction allergique. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305-P351-P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Contient : alcool gras polymère alkoxylé. À usage professionnel. Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Une fois ouvert, le produit conserve la validité indiquée sur l'étiquette s'il est correctement entreposé.

Détergent conforme au règlement CE n° 648/2004

Validité : 3 ans

Lot et date de péremption : voir emballage

DISPOSITIF MÉDICAL DE L'UE

Fabricant :

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tél. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

FABRIQUÉ EN ITALIE