

**Stérilisation à froid
pour les dispositifs médicaux invasifs
peracétique en poudre**

AVERTISSEMENT

Propriétés

GERMOCID POLVERE contient un précurseur d'acide peracétique qui est activé après dilution de la poudre dans l'eau chaude; la poudre se dissout complètement sans laisser de résidus sur le fond et sans mousse superficielle. Le liquide initialement bleu deviendra incolore après une quinzaine de minutes, temps nécessaire au développement du principe actif (acide peracétique) pour préparer à l'emploi la solution qui aura ainsi un fort potentiel germicide. GERMOCID POLVERE peut être utilisé comme décontaminant, désinfectant, sporicide, stérilisation à froid de dispositifs médicaux invasifs, d'hôpitaux, de cabinets médicaux et dentaires. Le produit peut également être utilisé dans le domaine esthétique sur des dispositifs non invasifs. GERMOCID POLVERE est également efficace comme décontaminant et pour la désinfection et la stérilisation à froid rapide de matériaux sensibles à la chaleur tels que : endoscopes, fibres optiques, Transducteurs, etc. Grâce à la compatibilité absolue avec les composants, GERMOCID POLVERE peut également être utilisé avec des machines de lavage d'endoscopes. Après utilisation, les solutions peuvent être éliminées en tant que déchets non dangereux.

Mode d'emploi : Préparation de la solution à tremper : préparer dans le bassin approprié l'eau chaude nécessaire, en vérifiant que la température est autour de 35 °C pour faciliter la dissolution de la poudre ; verser la dose d'utilisation selon l'activité souhaitée ; Mélanger la solution jusqu'à obtention d'une couleur bleu clair; attendre 15 minutes avant d'utiliser la solution. **Décontamination/désinfection :** utiliser 8 g par litre d'eau et immerger les instruments dans la solution pendant 10 minutes; si des résidus organiques persistent, laver avec un détergent approprié; après immersion retirer les instruments et rincer; pour l'activité décrite, la solution reste active pendant un maximum de 7 jours à partir de la préparation (selon le nombre d'instruments traités). **Activité sporicide :** utiliser 8 g par litre d'eau et immerger les instruments dans la solution pendant 10 minutes; pour l'activité décrite, la solution reste active pendant un temps maximum de 24 heures à partir de la préparation. **Désinfection de haut niveau/stérilisation à froid :** utiliser 16 g par litre d'eau et immerger les instruments dans la solution pendant 10 minutes; après immersion retirer les instruments et rincer avec de l'eau stérile; sécher et stocker aseptiquement; pour l'activité décrite, la solution reste active pendant un maximum de 24 heures après la préparation.

Composition : 100 grammes de produit contiennent :
Tétracéthylènediamine 25,00 g; Percarbonate de sodium 42,00 g; co-formulants q.b à 100,00 g.

Avertissements : **H302** Nocif en cas d'ingestion. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **P264** Se laver le mains soigneusement après manipulation. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P305-P351-P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Contient : PERCARBONATE DE SODIUM. Ne pas utiliser pour les instruments en alliage d'aluminium et de nickel. Suivre les instructions d'utilisation. Ne pas utiliser de plateaux métalliques. Utilisation professionnelle.

Compatibilité avec les matériaux : GERMOCID POLVERE est hautement compatible avec la plupart des matériaux utilisés pour fabriquer les différents dispositifs utilisés dans les hôpitaux et les soins de santé. Les études de compatibilité GERMOCID POLVERE/Dispositif médical ne montrent aucune dégradation du dispositif médical après utilisation de GERMOCID POLVERE dans les conditions d'utilisation recommandées.

Durée de conservation et stockage : Le produit est valable 2 ans à compter de la date de production, il doit être stocké dans son emballage d'origine. Si l'emballage est ouvert et fermé correctement à la fin de chaque opération d'échantillonnage, sans que le contenu résiduel ne soit contaminé par des substances et/ou des agents externes, la préparation conserve sa validité jusqu'à épuisement du produit. Le produit est résistant à l'humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. N'utilisez pas d'emballage endommagé.

Lot et date de péremption : voir emballage

DISPOSITIF MÉDICAL CE 0546 Directive européenne 93/42/ECC

Fabricant :

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tél. 02 663 01 938
www.germo.it - info@germodis.com
FABRIQUÉ EN ITALIE

Les mises en garde peuvent changer avec la mise à jour de la fiche de données de sécurité du produit