

Désinfectant concentré
pour les dispositifs médicaux non invasifs
avec action détergente

AVERTISSEMENT

Propriétés

GERMOCID INODORE est une solution concentrée qui a une action nettoyante et désinfectante rapide et efficace. Il est actif contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, les fungi, les mycobactéries et les virus (adénovirus, VIH, VHB, VHC). GERMOCID INODORE est un produit spécifique pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs tels que les masques faciaux, les ensembles dentaires et pour le traitement de divers équipements / objets tels que bureaux, accoudoirs, poignées de cabinets médicaux et dentistes. La grande efficacité et rapidité, tant comme détergent que comme désinfectant en présence de matière organique (sang, salive, exsudats organiques), lui permet d'être utilisé sur tous les instruments dentaires et non. Enlever la saleté ne nécessite pas d'action mécanique.

Mode d'emploi : utiliser le produit dilué à 5-10% pour 15' de contact pour une activité bactéricide, 10% pour 15' pour une activité fongicide, 10% pour 60' pour une activité mycobactéricide, 1% pour 60' pour une activité virucide vs adénovirus, 15% pour 60' pour une activité virucide vs VIH, HVC, HBV. Appliquer à l'aide d'éponges, de chiffons, d'arroseurs, de pompes manuelles ou mécaniques ou de tout autre moyen sur les murs et les surfaces lavables. Laisser agir et rincer. La solution diluée est stable pendant une semaine si elle est utilisée correctement, sans contamination par des substances et/ou agents externes.

Composition : 100,0 g de produit contiennent : chlorure de benzalkonium 10,0 g; O-phénylphénol 1,0 g; co-formulants; eau purifiée q.b. à 100,0 g.

Avvertissements: H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303-P361-P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305-P351-P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Contient : Composés d'ammonium quaternaire. Agiter avant utilisation. Le produit est incompatible avec les détergents et les tensioactifs anioniques. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. Après ouverture, le produit conserve sa validité d'étiquette s'il est correctement stocké. N'utilisez pas d'emballage endommagé. Pour un usage professionnel.

Détergent conforme au règlement (CE) 648/2004

Validité : 5 ans

Lot et date de péremption : voir emballage

DISPOSITIF MÉDICAL CE 0546 Directive européenne 93/42/ECC

Fabricant :

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tél. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

FABRIQUÉ EN ITALIE

Les mises en garde peuvent changer avec la mise à jour de la fiche de données de sécurité du produit