

FR

Nettoyant désinfectant à base d'alcool pour dispositifs médicaux non invasifs
Prêt à l'emploi

ATTENTION

Propriétés

GERMOCID BASIC est une solution hydroalcoolique à base de digluconate de chlorhexidine et de QAS. Il a un large spectre d'action et est prêt à l'emploi pour la désinfection rapide et efficace des surfaces et dispositifs médicaux non invasifs. Il convient pour une utilisation sur de grandes surfaces ou celles qui sont difficiles d'accès sur des équipements biomédicaux et des unités dentaires (masques faciaux, plateaux de table, accoudoirs, appuie-tête, etc.). GERMOCID BASIC n'a pas besoin d'être dilué et offre une protection rapide et prolongée contre les virus (adénovirus, VIH, VHB, VHC), les bactéries (Gram positif, Gram négatif), les mycobactéries (y compris Mycobacterium tuberculosis) et fungi (levures et moisissures). Il est également efficace en présence de matière organique (sang, salive, exsudats organiques, etc.). Le produit s'évapore rapidement. Aucun effet corrosif n'a été observé sur les matériaux de construction des dispositifs médicaux ou du matériel biomédical. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles à l'alcool

Mode d'emploi : Agiter avant utilisation. Vaporiser GERMOCID BASIC directement sur les surfaces et l'équipement à traiter. Laisser la solution agir, puis essuyer avec un chiffon jetable ou du papier.

GERMOCID BASIC est actif contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives, contre fungi (levures et moisissures) et les virus (y compris le VIH, le VHB, le VHC) dans les cinq minutes suivant le contact. Il est actif contre les mycobactéries (y compris la tuberculose) dans les 60 minutes suivant le contact.

Composition :

100,0 g de produit contiennent :

Chlorhexidine digluconate 0,1 g;

Chlorure de benzalkonium 0,1 g ;

Alcool éthylique 45,0 g;

Alcool isopropylique 15,0 g;

coformulants;

L'eau purifiée nécessaire à 100,0 g

Avertissements: H226 Liquide et vapeurs inflammables. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser dioxyde de carbone pour l'extinction. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. Pour usage professionnel. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles à l'alcool. Le produit n'est pas compatible avec les détergents et les tensioactifs anioniques. Une fois ouvert, le produit conserve la date de péremption indiquée sur l'étiquette s'il est bien conservé. N'utilisez pas d'emballage endommagé. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. Pour usage externe.

Validité : 3 ans

Lot et expiration : voir emballage

DISPOSITIF MÉDICAL 0546 Directive 93/42/CEE du Conseil

Fabricant :

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tél. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

FABRIQUÉ EN ITALIE

Les mises en garde peuvent changer à mesure que la fiche de données de sécurité d