



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS




Fig.1

Fig.2

Fig.3

Rimuovere tutte le molle di bloccaggio con le mani  
 Remove all fixing springs with your hands  
 Retirez tous les ressorts de fixation avec les mains  
 Retirar todos los muelles de bloqueo con la mano

## FRANÇAIS

### CANNE DE MARCHÉ EN ALLIAGE LÉGER

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette canne n'est pas une tétapode ! Elle doit être utilisée comme n'importe quelle canne de marche et ne pas être confondue avec un équipement capable d'augmenter la stabilité du patient. La fonction des 4 pieds est exclusivement de permettre à la canne de rester debout seule lorsqu'elle n'est pas utilisée.

N'utilisez jamais un dispositif endommagé

#### MODE D'EMPLOI

Procédure de réglage de la hauteur. (Fig.1)

1. Retirez le ressort de fixation. (Voir Fig. 2)
2. Réglez la hauteur en faisant glisser les tubes télescopiques
3. Repositionnez le ressort de fixation.

#### ATTENTION

N'utilisez pas d'outil pour retirer le ressort de fixation, il pourrait s'abîmer. Le ressort est dur à retirer pour des raisons de sécurité. (Fig. 2)

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Nettoyage:** nettoyez régulièrement la poignée avec du savon neutre ; n'utilisez pas d'alcool ou de solvants.

**Embout :** L'embout d'appui au sol (Fig. 3) est sujet à l'usure ; il est recommandé de le remplacer périodiquement en utilisant des pièces de rechange d'origine OPO.

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



Peso Max. utente  
 Max. user weight  
 Poids maximal de l'utilisateur  
 Peso Máx. usuario  
**100 kg**

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote		IT Fabricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical ES Producto sanitario

**REF** 0767/B (43075)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.  
 Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)  
 Made in Italy

