








GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



Rimuovere la molla di bloccaggio spingendo con entrambi i pollici sui lati. **NON Usare attrezzi**
 Remove the spring clip by pushing with both thumbs on the sides. **DO NOT use tools**



Peso Max. utente
 Max. user weight
100 kg

	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Codice prodotto GB Product code		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Numero di lotto GB Lot number		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Dispositivo medico GB Medical Device		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place

FRANÇAIS

CANNES A 3 PATTES (TRIPODES)

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

USAGE PRÉVU

Les cannes à trois pattes sont des **Dispositifs médicaux de classe I** qui facilitent la marche des patients ayant des problèmes de déambulation pour lesquels une canne offrant une plus grande stabilité qu'une canne classique est nécessaire. La façon dont la canne est utilisée varie d'une personne à l'autre; cependant, un minimum de formation du patient par des professionnels de la médecine ou des soins de santé est nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS ET MISES EN GARDE GÉNÉRALES

La manière d'utiliser et de régler la canne varie en fonction de l'état spécifique de l'utilisateur. Lors de la première utilisation, le personnel médical doit régler la hauteur et dispenser une formation.

Une évaluation médicale d'aptitude est requise pour les personnes ayant des problèmes psychomoteurs ou celles portant des prothèses ou des orthèses aux membres inférieurs. Une utilisation prolongée chez certaines personnes peut entraîner des problèmes au niveau des articulations du bras qui utilise la canne ; si vous ressentez des douleurs à la main, au poignet, au coude ou à l'épaule, veuillez cesser de l'utiliser votre canne et consultez un médecin.

Ne l'utilisez pas en contact direct avec les tissus blessés.

N'utilisez JAMAIS un dispositif endommagé.

RÉGLAGE EN HAUTEUR

La hauteur de réglage est indiquée sur l'étiquette.

Procédez en suivant les étapes qu'illustre la fig.1 :

1. Désengagez le ressort de fixation (voir la note de la Fig.2)

2. Déverrouillez la bague de fixation

3. Réglez la hauteur en tirant les tubes et en les alignant par rapport aux trous.

4. Repositionnez le ressort de fixation

5. Serrez la bague en la vissant.

Note : N'utilisez pas d'outils, quels qu'ils soient, pour retirer le ressort de fixation, car il pourrait être endommagé.

UTILISATION CORRECTE

Le sens d'utilisation du bâton est indiqué sur la figure 3.

Afin de garantir la fonction de stabilité, veuillez marcher, en tant qu'utilisateur, par petit pas de manière à ce que la canne repose sur tous ses pieds.

Mises en garde

- Faites attention aux surfaces mouillées, glissantes ou en pente.
- Faites également attention lors de l'utilisation sur des marches d'escalier, en vous assurant que tous les pieds peuvent se trouver sur la marche.
- Le dispositif de déambulation n'est pas adaptée à une utilisation sur un sol mou ou sur des surfaces non utilisées ; utilisez-la sur des surfaces planes.

RÉUTILISATION

Il est possible de réutiliser le dispositif de déambulation après avoir contrôlé son intégrité structurelle, de l'absence de défauts sur la poignée, de la désinfection et du remplacement des embouts.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Remplacement des embouts : Les embouts d'appui au plancher; pour une utilisation sûre, remplacez-les périodiquement par des pièces de rechange d'origine.

Désinfection : Pour désinfecter la poignée, utilisez des désinfectants à base d'hypochlorite de sodium à faible concentration.

Nettoyage : Nettoyez régulièrement la poignée avec du savon neutre.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.




Fig.1

Retirez le ressort de fixation en poussant avec les deux pouces sur les côtés. **N'utilisez PAS d'outils.**
Remove el muelle de bloqueo empujando con ambos pulgares en los lados. **NO Usar herramientas.**





Fig.2



Fig.3



Poids maximal de l'utilisateur
Peso Máx. usuario
100 kg

	FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Code produit ES Código producto		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso
	FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Dispositif médical ES Producto sanitario		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco

REF 0700/L (43076)

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna - Italy)
Made in Italy

