

FRANÇAIS

CEINTURE DE CONTENTION POUR LIT

AVERTISSEMENTS

Avant d'effectuer toute opération, contrôlez visuellement l'état du dispositif. Si le produit présente des anomalies, contactez immédiatement le point de vente où vous avez effectué l'achat. Erregi sas n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du dispositif. En cas d'accident grave lié à l'utilisation du dispositif, veuillez signaler l'événement au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DESCRIPTION

Art 24/07: Ceinture de retenue pour lit double en 100% coton, composée de deux bandes, la plus interne doit être positionnée à la taille du patient et fixée avec un bouton de fixation, la plus externe doit être fixée aux longerons du lit avec les sangles et les boutons de fixation.

Le système de fermeture est à boutons de fixation, la clé magnétique est utilisée pour l'ouverture des boutons de fixation. 1 bouton de fixation est utilisé pour bloquer la bande supérieure à la taille du patient, les deux autres boutons de fixation sont utilisés pour ancrer les sangles aux longerons du lit. Le dispositif est utilisé pour bloquer le patient qui ne coopère pas et qui a besoin de soins

La ceinture permet au patient la position couchée et latérale.

Art 24/07/01: Ceinture de retenue pour lit simple en 100% coton, composée d'une bande à placer à la taille du patient et fixée avec un bouton de fixation, plus deux sangles à fixer aux longerons du lit avec fermeture à crochet.

Le système de fermeture est à boutons de fixation, la clé magnétique est utilisée pour l'ouverture du bouton de fixation.

Le bouton de fixation est utilisé pour bloquer la bande supérieure à la taille du patient, les deux sangles avec crochet sont utilisées pour ancrer la ceinture

aux longerons du lit.

Le dispositif est utilisé pour bloquer le patient qui ne coopère pas et qui a besoin de soins.

La ceinture permet au patient d'être uniquement coucher.

INDICATIONS

Dispositifs utilisés pour la contention des patients alités.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été détectée sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux qui composent le produit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le dispositif peut exclusivement être appliqué par un personnel médical et paramédical. La ceinture ne doit pas être utilisée sur le bassin ou sur la cage thoracique. **Dispositifs dotés d'un système de fermeture magnétique, n'utilisez pas sur des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque, au risque de provoquer une tachycardie.** Ajustez bien la ceinture au patient; une main à plat doit pouvoir passer entre le patient et la ceinture. Vérifiez toujours que les fermetures sont correctement enclenchées, sinon la sécurité du patient pourrait être compromise. En cas d'impossibilité d'ouvrir les fermetures, les sangles peuvent être coupées avec un cutter ou une cisaille. Utilisez toujours l'appareil en portant des vêtements de protection. Dispositif non ignifuge.

COMPOSITION

100 % COTON.

MODE DE LAVAGE



Attention : retirer les clés et les boutons de fixation avant le lavage, au contact des liquides, leur fonctionnalité pourrait être compromise.

Le fabricant n'est pas responsable des éventuelles variations des caractéristiques techniques du dispositif en cas de non-respect des modalités de lavage.

DÉSINFECTION

Utilisez des produits à usage médico-chirurgical.

CONSERVATION

Conservez à l'abri des sources de lumière, de la chaleur et de l'humidité.

ÉLIMINATION

Éliminez le dispositif en respectant les normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif.

REF	Code produit	MD	Dispositif médical
LOT	Numéro de lot		Fabricant
CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication		Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
UDI	Identifiant unique		

NE PAS retirer l'étiquette du dispositif médical, car elle permet la traçabilité du produit fourni (fabricant, UDI, numéro de lot, code produit).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF 24/07/01 L-XL (Gima 43185)
24/07 S-M (Gima 43186)
24/07 L-XL (Gima 43187)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

