



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CULLA NEONATALE NEONATAL CRIB BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ CUNA PARA RECIÉN NACIDOS

**MANUALE D'USO - USER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI - MANUAL DEL USUARIO**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado..

REF

43500

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



MD



INTRODUCTION

Aux fins du règlement (UE) 2017/745, le produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX DE CLASSE I. Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION

Le berceau pour nouveau-né est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, dans les services de néonatalogie, de crèche et d'obstétrique. Il est utilisé pour accueillir les nouveaux-nés pendant tout le séjour à l'hôpital et pour faciliter les déplacer entre les services.

Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser le berceau.

Le berceau pour nouveau-né est composé du logement en polycarbonate transparent, doté d'inserts à la base pour modifier l'inclinaison. Le chariot inférieur est composé d'un tube en acier et de 4 roulettes pivotantes dont 2 dotées d'un frein indépendant.

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Composants

Le chariot du berceau est livré complètement démontée, avec les accessoires pour l'assemblage. Le chariot est composé des composants suivants:


1. Pieds avec Roulettes arrières dotées d'un frein



2. Pieds avec Roulettes inférieures



3. Support pour Berceau



4. Berceau en polycarbonate



5. Matelas avec housse



Vis de fixation:

- 6 VIS TBE 6x35
- 2 VIS TBE 6x15
- 8 rondelles

PROCÉDURE DE MONTAGE

Introduire les deux pieds arrières dotées d'un frein (1) une par une en les accrochant à la structure inférieure dotées de roulettes (2). Fixer les éléments au moyen de 2 vis TBE 6x15 et de leurs rondelles respectives (A).



Puis fixer au moyen de 2 VIS TBE 6x35 et de leurs rondelles respectives (B).



Prendre le support pour berceau (3) et l'accrocher au moyen des 4 VIS TBE 6x35 et des rondelles restantes. Bien serrer tous les points de montage.



À ce stade, le chariot de support du berceau est totalement monté. Introduire le berceau en polycarbonate (4) et ajouter le matelas avec sa housse (5).

AVERTISSEMENTS POUR LE MOUVEMENT CORRECT

Position ordinaire

Poignée de mouvement



Position inclinée

Poignée de mouvement



FICHE TECHNIQUE








Mesures	Matelas 63x37x5.5cm Chariot avec berceau 87x52.5x90h cm Berceau 84.5x52x32.5h cm Boîte 91x53x47.5cm
Poids	15 kg – 16,5 kg avec boîte
Capacité de charge maximale	10 kg

MISES EN GARDE SUR L'UTILISATION ET ENTRETIEN

- Utiliser le dispositif médical uniquement pour y installer des nouveaux-nés dans les tous premiers jours de leur vie.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Faire extrêmement attention pendant les déplacements du nouveau-né dans le service. Avant de déplacer le berceau, vérifier que les roulettes n'aient pas le frein activé.
- Vérifiez que le berceau est stable une fois placé dans

son logement. **Ne poussez pas contre le berceau interne mais utilisez la structure en métal, ne soulevez pas le berceau pour ne pas risquer de se renverser.**

- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Installer le patient uniquement après avoir placé le berceau à l'horizontale.
- Installer le patient sur le lit uniquement après avoir doté le berceau d'un matelas adapté.
- Ne pas utiliser de matelas rigides (il est conseillé d'utiliser des matelas spéciaux pour berceaux pour nouveau-né).
- Défense d'utilisation en plein air.
- Pour le conserver au mieux, il est conseillé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons solaires, le contact avec des environnements salins et les séjours dans des environnements très humides.
- Toujours vérifier avant utilisation que tous les composants sont intacts et ne présentent aucun défaut ou dommage.
- Vérifier que les écrous de blocage du chariot inférieur sont bien serrés. Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Nettoyer le berceau sans utiliser de produits abrasifs ni de solvants. Sécher soigneusement. En cas de nécessité de désinfection, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.
- N'utiliser que des pièces de rechange originales.

	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
REF	Code produit		Consulter les instructions d'utilisation
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)	LOT	Numéro de lot
	À conserver dans un endroit frais et sec.		Fabricant
MD	Dispositif médical		Date de fabrication
UDI	Identifiant unique de l'appareil		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.