

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF**44452 – 44453 - 44457 - 44458**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



ATTENTION! En tant qu'utilisatrice, veuillez lire et comprendre parfaitement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

INTRODUCTION

Aux termes de au règlement (UE) 2017/745, le produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE I. Veuillez lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser le dispositif en question.

DESCRIPTION

La table d'examen Basic est destinée à être utilisée dans les hôpitaux, les centres communautaires, les maisons de retraite, et convient notamment aux cabinets médicaux et aux polycliniques ambulatoires.

Cette table d'examen est caractérisée par des dimensions réduites ; le matelas, lavable et ignifuge est composé de deux sections : une section fixe et une section inclinable dans différentes positions. Selon le modèle, la structure peut être peinte ou chromée.

- Structure chromée ou peinte, avec pieds, châssis et repos-tête
- Matelas recouvert de tissu lavable et ignifuge
- Sur demande : porte draps d'examen

COMPOSANTS:

- 2 pieds
- 1 traverse avec élévation de dossier ▲
- 3 traverses courtes sans trous ☆
- 2 traverses courtes avec trous ●
- 1 traverse longue ◆
- Rembourrage du dossier
- Rembourrage assise

Sachet avec matériel de montage


- N. 16 vis TBE 8 x 50
- N. 18 rondelles M8
- N. 6 vis Panerivit TPS 4,5 x 45 (fixer le tapis au cadre)
- Clé Allen de 5mm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

La table d'examen est livrée complètement démontée.

Veillez à utiliser les traverses appropriées en respectant les symboles indiqués.

1. Prenez les pieds de la table d'examen et assemblez-les avec les 5 traverses à l'aide des vis et des rondelles correspondantes.
2. Prenez la longue traverse et fixez-la aux deux traverses perforées préalablement fixées aux pieds.
3. Fixez également à la structure la traverse avec la tige du repose-tête déjà montée sur le rembourrage du dossier par d'une vis hexagonale et d'un écrou correspondant.
4. En dernier lieu, fixer les capitonnages au châssis à l'aide des vis.



FICHE TECHNIQUE

Dimensions	191 x 62 x 73 cm
Poids	27,50 kg
Capacité de charge maximale	120 kg

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, veillez à ce que personne n'insère les mains, les jambes ou d'autres personnes dans la zone de déplacement: **RISQUE D'ÉCRASEMENT!**
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE












- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU TISSU :

Nettoyez avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre.

N'utilisez pas de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.

Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (par exemple, des jeans et des dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à nettoyer.

	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		À conserver dans un endroit frais et sec
	Code produit		Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Numéro de lot		Dispositif médical
	Identifiant unique de l'appareil Unique device identifier		Date de fabrication		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.