



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PARAVENTI

WING SCREENS

PARAVENTS

REF 45560-45561-45562-45563

Distribuito da / distributed by / distribué par
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant:
SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL
Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com



PRODUITS

- 45560 Paravent 3 panneaux - sans rideau
- 45561 Paravent 3 panneaux avec roulettes - sans rideau
- 45562 Paravent 4 panneaux - sans rideau
- 45563 Paravent 4 panneaux avec roulettes - sans rideau

INTRODUCTION

Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION

Le bâti du paravent est constitué d'un tube en alliage d'aluminium, doté de roues ou de pieds. Le produit est destiné aux cabinets médicaux, ambulatoires et de kinésithérapie dans lesquels il est nécessaire de créer une séparation ou une partie mobile.

COMPOSANTS

Bâti en aluminium

Paire de tubes cintrés avec roues



Roues Ø 50 mm

Sachet avec matériel de montage



- n. 2 TE 6x50
- n. 2 ÉCROUS M6
- n. 4 RONDELLES 6x12
- CLÉ ALLEN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.



Prendre 1 vis TE, 2 rondelles et 1 écrou et, en utilisant la clé Allen, fixer le bâti et le tube avec les roues comme sur la photo. RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION AVEC L'AUTRE TUBE DOTÉ DE ROUES.



Prendre les tringles et les insérer dans les trous dédiés dans la partie inférieure du paravent, après avoir enfilé les rideaux (vendus séparément).

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Cod.45560: cm 150 x h 167,5 • Cod.45561: cm 150 x h 174 • Cod.45562: cm 200 x h 167,5 • Cod.45563: cm 200 x h 167,5 Boîte cm 176x57x13
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • Cod.45560: 3,7 kg • Cod.45561: 4 kg • Cod.45562: 5,1 kg • Cod.45563: 5,4 kg Boîte 2,4 kg

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respectez la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Évitez le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas à l'usage en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le conserver au mieux, il est conseillé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons solaires, le contact avec des environnements salins et les séjours dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.