

MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE
TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE
MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL

TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO
MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO

TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DWUWARSTWOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II
MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI

قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي

Distribuito da / Disributed by / Distribué par / Vertrieben von
 Distribuido por / Distribuído por / Distribueras av / Διανέμεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



REF 20750 / BP2020V3TN FS

MYCROCLEAN ITALIA SRL
 Via Carlo Porta, 14
 20064 Gorgonzola - Italy
 Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
 Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
 Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo

Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

ITALIANO

1 - Descrizione prodotto e destinazione d'uso
 Mascherina lavabile, in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio, destinata alla protezione di naso e bocca.

2 - Classificazione
 Le mascherine della serie BP2020V3TN sono classificate di Tipo II, secondo la norma UNI EN 14683:2019.

3 - Caratteristiche
 Il dispositivo, costituito da uno strato in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio e da uno strato esterno idrorepellente, è lavabile in lavatrice fino a 60°C (il tessuto resiste fino a 150°C) Non è sterile.

Valori di PFE: Filtrazione Particellare (%) 0.3 µm 0.5 µm al 95%.

Tessuto risultato **NON CITOTOSSICO**, da test effettuato su fibroblasti, secondo la norma UNI EN ISO 10993-5.

Filtrazione BFE

BFE = 99,8 % (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019).

Carico Biologico

UFC < 30 UFC (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019).

Permeabilità all'aria (cm2 /cm3/sec) ASTM E96 (Conosciuto anche come ISO - 11092 o test Ret o Hohenstein)

μια εξωτερική υδατοαπωθητική στρώση, μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60°C (το ύφασμα αντέχει έως τους 150°C) Δεν είναι αποστειρωμένο.

Τιμές PFE: Φιλτράρισμα Σωματιδίων (%) 0,3 μm 0,5 μm στο 95%.

Το ύφασμα είναι **ΜΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟ**, όπως προέκυψε από τη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε ινοβλάστες, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 10993-5.

Φιλτράρισμα BFE

BFE = 99,8% (από τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019).

Βιολογικό Φορτίο

UFC < 30 UFC (από τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019). **Διαπερατότητα αέρα (cm2 /cm3/sec) ASTM E96** (Γνωστό και ως ISO - 11092 ή τεστ Ret ή Hohenstein). Το αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τις μάσκες της σειράς BP2020 είναι 7,5 που σημαίνει ότι είναι καλές ή ότι έχουν μεγάλη αναπνευσιμότητα.

4 - Τρόπος χρήσης και προειδοποιήσεις

Πιάστε τη μάσκα με καθαρά χέρια που τα έχετε απολυμάνει και προσαρμόστε την καλά στο πρόσωπο βρίσκοντας τη σωστή θέση, δηλαδή τοποθετώντας το μικρότερο τμήμα πάνω από τη μύτη και το μεγαλύτερο τμήμα πάνω από το στόμα και το πηγούνι.

ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ. ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ (όπως υποδεικνύεται στην εικόνα).

Στην αντίθετη περίπτωση η μάσκα χάνει την προστατευτική της λειτουργία.

5 - Πλύσιμο

Στο χέρι ή στο πλυντήριο, με απορρυπαντικό, έως 60°C.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ

Αν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το προϊόν διατηρεί τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά για έως 100 πλύσεις περίπου.

6 - Απορριψη

Μάσκα που πρέπει να απορρίπτεται ως ΑΣΑ (εκτός και να έχει μολυνθεί, οπότε θα πρέπει να απορρίπτεται ως «ειδικό απόβλητο»). Η εξωτερική συσκευασία απορρίπτεται ως πλαστικό.

	Κωδικός προϊόντος		Αριθμός παρτίδας
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής
	Οχι αποστειρωμένο		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE		

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- 1

- Περιγραφή προϊόντος και προβλεπόμενη χρήση

Πλενόμενη υφασμάτινη μάσκα, από 99% πολυεστέρα και 1% ανθρακόνημα, που προορίζεται για την προστασία της μύτης και του στόματος.
- 2

- Ταξινόμηση

Οι μάσκες της σειράς BP2020V3TN ταξινομούνται στον Τύπο II, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019.
- 3

- Χαρακτηριστικά

Το προϊόν, αποτελούμενο από μια υφασμάτινη στρώση 99% από πολυεστέρα και 1% από ανθρακόνημα και από