



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ SMMS

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Όνομα Προϊόντος** Ρόμπα Μιας Χρήσης από SMMS  
**Κωδικός Προϊόντος** FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL  
**Μέγεθος Προϊόντος** Μονάδα μέτρησης: εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ GIMA	21040	21041	21042	21043
ΚΩΔΙΚΟΣ FULL GUARD	FGNS-SG-SM40-M	FGNS-SG-SM40-L	FGNS-SG-SM40-XL	FGNS-SG-SM40-XXL
Μεγέθη	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Μήκος (Από ώμο ως στρίψωμα)	120	120	130	140
Φάρδος (μια στρώση)	140	150	150	160
Μήκος Ζώνης	65	65	65	69
Μήκος Μανικιού	58	59	59	61
Απόκλιση	±2	±2	±2	±2

**Μοντέλο Προϊόντος** Τύπος Ρόμπας, M/L/XL/XXL

**Δομή και Σύνθεση** Το προϊόν χρησιμοποιεί 40g μη υφασμένο ύφασμα SMMS. Αποτελείται από μπροστινό μέρος, πίσω μέρος, μανίκια, κορδόνια και μανσέτες. Η τεχνολογική διαδικασία περιλαμβάνει κοπή, συγκόλληση με υπερήχους, τοποθέτηση κορδονιών, αυτοκόλλητου velcro, μανσετών, πτύχωση και σφράγιση.

**Προβλεπόμενη χρήση** Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, κλινικές, εξεταστήρια, χώρους καθαριότητας, εργαστήρια, κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές, για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

**Αντενδείξεις** Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι βρεγμένο ή έχει ίχνη μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

**Χρήση του προϊόντος** Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το προϊόν, τινάζτε ελαφρώς τη ρόμπα, σηκώστε τις πλευρές του γιακά, βάλτε τα χέρια μέσα στα μανίκια, απλώστε τα χέρια προς τα μπροστά και δέστε τις ζώνες.

**Αποθήκευση** Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.

### ⚠ Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζεστε ποτέ με άλλους.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά.





















**Προσοχή:** Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ισχύει 3 έτη.

**Ημερομηνία παραγωγής** Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία  
**Ημερομηνία λήξης** Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA


Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

 REF	Κωδικός προϊόντος		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
 LOT	Αριθμός παρτίδας		Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/7745		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (επιστάσεις)
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής		Ιατρική συσκευή
	Όχι αποστειρωμένο		Ημερομηνία λήξεως		Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Όριο υγρασίας		Läs bruksanvisningen		Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	Όριο θερμοκρασίας		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ε υρωπαϊκή Ένωση		Εύθραυστο, χειρίζεστε με προσοχή
	Αυτή είναι η πάνω πλευρά		Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		

GIMA 21040  
GIMA 21041  
GIMA 21042  
GIMA 21043

 Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

 REF FGNS-SG-SM40-M  
FGNS-SG-SM40-L  
FGNS-SG-SM40-XL  
FGNS-SG-SM40-XXL

 Humiss Beratung  
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland

Importerad av / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

